

I sortimentet finns många olika bröstproteser av Silikon samt även ett brett utbud av olika behå-modeller. För mer information om produkterna besök gärna www.camp.se eller www.abcbreastcare.de.

I vores sortiment findes der mange forskellige brystproteser af silikone samt et stort udvalg af forskellige modeller af BH'er. For yderligere information om produkterne, besøg venligst www.camp.dk eller www.abcbreastcare.de.

Valikoimassamme on monia erilaisia silikonista valmistettuja rintaproteeseja sekä proteesirintaliivejä. Lisätietoja tuotteista saat nettisivultamme www.camp.fi tai abcbreastcare.de.

I sortimentet finnes mange ulike brystproteser av silikon samt et bredt utvalg bh-modeller. For mer informasjon om produktene besøk gjerne www.camp.se eller [www.abcbreastcare.de.a](http://www.abcbreastcare.de)



EVRICH
Tel: 09 25 27 01
Fax: 09 25 27 25
mailto:evrich@camp.se

DANMARK
Tel: 03 36 65 99
Fax: 03 42 22 66
mailto:danmark@camp.dk

FINLAND
Tel: 09 358 76 20
Fax: 09 358 76 228
mailto:finland@camp.fi

NORGE
Tel: 22 22 21 20
Fax: 22 22 21 21
mailto:norge@camp.no

CAMP®

10910
First Filler

10909
First Form Fiberfill



CAMP®
SCANDINAVIA
www.camp.se



SVENSKA

För postoperativt bruk tills dess att operationssåret är läkt.
Kan även användas vid sportaktiviteter under kortare perioder.
Protesens storlek kan regleras genom att plocka ut fiberfillmaterial
genom öppningen på baksidan.
Fäst protesen med hjälp av en fästnål i kläderna. Det går
även att lägga protesen i en mjuk protesbehå. Var dock
försiktig med operationssåret.
Tag ur fiberfillmaterialet före tvätt. Tvätta överdraget med
milt tvättmedel i ljummet vatten. Skölj noga och låt lufttorka.
Får ej torktumlas.
Fodral av 100% bomull fyllt med polyester fiberfill.
Kontakta din utprovare om du upplever obehag från protesen.
För mer information om bröstruppeser besök www.camp.se.

NORSKA

Beregnet til postoperativt bruk fram til operasjonssåret er
leget. Kan også brukes ved sportsaktiviteter i kortere perioder.
Protesens størrelse kan reguleres ved å plukke ut fyllmaterialet
gjennom åpningen på baksiden.
Fest protesen ved hjelp av en sikkerhetsnål i klærne. Det går
også an å bruke en myk protesebehå. Vær imidlertid forsiktig
med operasjonssåret.
Ta ut fyllmaterialet før vask. Vask trekket i lunkent vann
med mild såpe. Skyll nøyne og la den luftørke. Må ikke
tørkes i trommel.
Trekk av 100% bomull fylt med polyester fiberfill.
Ta kontakt med tilpasseren din om du føler ubehag med protesen.
For mer informasjon om brystproteser besök www.camp.no.

DANSKA

Til postoperativt brug indtil operationsområdet er lægt.
Kan også anvendes ved sportsaktivitet i kortere perioder.
Protesens størrelse kan justeres ved at tage en del af fibermaterialet
ud af åbningen på bagsiden.
Sæt protesen fast i tøjet med en sikkerhedsnål. Man kan også
lægge protesen i en blød protese-BH. Vær forsigtig i kontakt
med operationsområdet.
Tag fibermaterialet ud før vask. Vask betrækket med mildt vaskemiddel
i lunkent vand. Skyl grundigt og lad betrækket luftørre.
Må ikke tørretumbles.
Betræk af 100% bomuld med fyld af polyester fiberfill.
Kontakta din utprovare om du upplever obehag från protesen.
For yderligere information besøg www.camp.dk.

SUOMI

Postoperatiiviseen käyttöön kunnes leikkaushaava on parantunut.
Voidaan käyttää myös urheilussa lyhyitä aikoja.
Proteesin kokoa voidaan säätää ottamalla pois täytettä proteesin
takapuolella olevasta aukosta. Proteesi kiinnitetään hakaneulalla
vaatteisiin. Sen voi myös laittaa pehmeään, proteesille tarkoitettuun
rintaliiviin. Varo kuitenkin leikkaushaavaa.
Poista vanutäyte ennen pesua. Päällisen voi pestä miedolla
saippualiuoksella haaleassa vedessä. Huuhdo huolellisesti
ja anna ilmakuivua. Tuotetta ei saa kuivata kuivausrummussa.
Päällinen 100% puuvillaa ja vanutäyte polyesteriä.
Ota yhteyttä sovittajaasi, jos proteesi tuntuu epämukavalta.
Lisää tietoa rintaproteesista saat internetistä www.camp.fi.