



ABC Nipples REF 907



Gebrauchsanweisung • Instructions for Use • Bruksanvisning  
ABC Bröstvårtor • Käyttöohjeet • Bruksanvisning •  
Brugsanvisning

# **Deutsch: Gebrauchsanweisung**

Vielen Dank, dass Sie sich für ein ABC Produkt entschieden haben. ABC Produkte werden mit großer Sorgfalt und sehr viel Wissen um die Bedürfnisse von brustoperierten Frauen entwickelt und gefertigt.

Die Gebrauchsanleitung betrifft ABC Nipples, REF 907.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle ABC Produkte in allen Ländern verfügbar sind.

## **Lieferumfang:**

- 1 Paar Nipples in Aufbewahrungsdose
- Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanleitung finden Sie auch online unter:

[www.abcbreastcare.de/technische-daten](http://www.abcbreastcare.de/technische-daten)

## **1. Zweckbestimmung/Indikation**

- ABC Nipples sind bestimmt zum äußeren optischen Ausgleich der Mamillen, nach Mastektomie und/oder Brusterhaltender Operation (BET) oder Plastischen Operationen der weiblichen Brust.
- ABC Nipples sind selbsthaftend und werden auf der Brustprothese platziert oder direkt auf der Haut getragen. Ein gut sitzender Spezial-BH gibt der Trägerin zusätzliche Sicherheit.
- ABC Nipples sind für den täglichen Gebrauch und zum Tragen über län-

für längere Zeiträume bestimmt.

## **2. Kontraindikationen**

- Nipples sind nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt und dürfen nicht in Kontakt mit offenen Wunden gelangen.
- Wir empfehlen die selbsthaftenden Nipples erst direkt auf der Haut zu tragen, nachdem die Wundheilung der Operationsnarbe und ggf. eine Strahlentherapie vollständig abgeschlossen sind, frühestens 6 Monate nach der Operation.
- Bei sachgemäßer Anwendung der Nipples sind keine Anwendungsrisiken oder Kontraindikationen zu erwarten und bekannt.
- Sollten Hautrötungen oder Hauthausschläge auftreten, benutzen Sie das Produkt bitte nicht weiter und kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt.

## **3. Materialzusammensetzung**

- Alle Ausführungen ABC Nipples sind hergestellt aus Polyurethan-Folie, Silikon-Gel auf Basis von Polydimethylsiloxan und Farb-Pigmenten.
- Es stehen 3 Farben und 3 Größen zur Auswahl.
- ABC Brustprothesen und Nipples werden sorgfältig auf Qualität kontrolliert.

## **4. Anwendungshinweise:**

- ABC Nipples sind schweiß-, feuchtigkeits-, wasser-, meerwasser- und chlorwasserbeständig.

- Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Nipples mit heißen Oberflächen oder heißem Wasser.
- Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Kontraindikationen bekannt. Bitte Vorsicht mit spitzen Gegenständen (Fingernägel, Schere....), diese können die Silikon-Nipples beschädigen.

### **Vor dem Anbringen der Nipples**

- Vor der Anbringung die gewünschte Position bestimmen.
- ABC Nipple von der Folie abziehen und auf Brustprothese oder Brust platzieren.
- ABC Nipples sind jederzeit ablösbar und können dank ihrer selbsthaften Eigenschaft wieder abgelöst und erneut angebracht werden.

### **Ablösen der Nipples**

- Falls Sie die Position korrigieren müssen, lösen Sie den Nipple vorsichtig und legen Sie ihn erneut an.

### **5. Pflegehinweise:**

- ABC Nipples nach dem Tragen mit Wasser befeuchten und mit neutraler, nicht rückfettende Seife gründlich reinigen. Danach mit reichlich handwarmen Wasser abspülen und trocknen lassen.
- Bitte nicht mit einem Handtuch abtrocknen, um eine Ansammlung von Fusseln auf der Haftfläche zu vermeiden.
- Die Nipples nach Gebrauch/Reinigung wieder auf die Schutzfolie geben und zur Aufbewahrung in die Dose legen.

## **6. Gewährleistung:**

- Unter normalen Bedingungen und bei Einhaltung der Gebrauchsanweisung gewährleisten wir eine Nutzungsdauer von 2 Jahren (gesetzliche Gewährleistung).
- Im Falle eines Produktions- oder Materialfehlers ersetzt ABC die Nipples im Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren medizinischen Fachhändler.
- Wir weisen darauf hin, dass die Gewährleistung nicht die Haftkraft der Haftfläche einschließt. Wie lange die Nutzbarkeit der Haftfläche, deren Haftkraft, bestehen bleibt, gestaltet sich unterschiedlich und ist abhängig von der Pflege des Produktes und, beim Tragen auf der Haut, von Beschaffenheit der Haut und Körperpflege der Trägerin.

## **7. Hinweise zur Meldepflicht**

Lediglich schwerwiegende im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretene Vorfälle, die zu einer ernsthaften Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod führen können, sind dem Hersteller oder der zuständigen Behörde des EU-Mitgliedsstaates zu melden. Schwerwiegende Vorkommnisse sind im Artikel 2 Nr.65 der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) beschrieben.

## 8. Besondere Hinweise



Gebrauchsanweisung beachten

- For EU only -

**MD**

Medizinprodukt



Ein Patient-mehrfaiche Anwendung



Nicht steril

## 9. Hinweise zu Lieferung und Lagerung



Vor Sonnenlicht schützen



trocken lagern

## 10. Entsorgung



haushaltsübliche Entsorgung

# **English: Instructions for Use**

Thank you for choosing ABC Breast Care. ABC products are developed and manufactured with great care and knowledge of the needs of women who have undergone breast surgery.

This instruction manual applies to ABC Nipples, Art./REF 907

Please note that not all ABC products are available in all countries.

## **Scope of delivery:**

- 1 pair of ABC Nipples in a box
- Instruction manual

You can also find the instructions for use online at:

[www.abcbreastcare.de/technische-daten](http://www.abcbreastcare.de/technische-daten)

## **1. Intended Use/ Indications**

- ABC Nipples are intended for external use only.
- ABC Nipples are intended for external optical balancing of the nipples, after mastectomy and/or breast-conserving surgery (BET) or plastic surgery of the female breast.
- ABC Nipples are self-adhesive and are placed on the breast prosthesis or worn directly on the skin. A well-fitting special bra gives the wearer additional security.

- ABC Nipples are intended for daily use and for wearing over extended periods of time.

## **2. Risks/ Contraindications**

- Nipples are for external use only and must not come into contact with open wounds.
- We recommend that the self-adhesive nipples are only worn directly on the skin after the wound healing of the surgical scar and, if necessary, radiation therapy have been fully completed, at the earliest 6 months after the operation.
- If the nipples are used properly, no application risks or contraindications are expected or known.
- If you experience redness or rashes, please discontinue using the product and contact your doctor or medical device retailer

## **3. Content of Material**

- All versions ABC Nipples are made of polyurethane film, silicone gel based on polydimethylsiloxane and color pigments.
- 3 colors and 3 sizes are available.
- ABC nipples are carefully controlled for quality.

## **4. Application Instructions**

- ABC Nipples are resistant to sweat, moisture, water, seawater and chlorinated water.

- Avoid direct contact of nipples with hot surfaces or hot water
- There are no known contraindications when used properly.
- Please be careful with sharp objects (fingernails, scissors) which can damage the silicone nipples.

### **Application of a Nipple**

- Determine the desired position before application.
- Remove ABC Nipple from the foil and place it on the breast prosthesis or breast.
- ABC Nipples can be removed at any time and, thanks to their self-adhesive properties, can be removed and reapplied again and again.
- If you need to correct the position, carefully detach and reapply the nipple.

### **5. Care Instructions**

- Moisten ABC Nipples with water after wearing and clean thoroughly with neutral, non-regreasing soap. Then rinse with plenty of lukewarm water and allow to dry.
- Please do not towel dry to avoid accumulation of lint on the adhesive surface.
- Put the nipples back on the protective film after use/cleaning and place in the can for storage.

## **6. Warranty**

- When worn under normal conditions and in compliance with the instructions for use, we guarantee a useful life of 2 years (legal warranty).
- In the event of a manufacturing or material defect, ABC will replace the nipples within two (2) years from the date of purchase. Please contact your specialist medical dealer for this.
- Please note that the warranty does not include the adhesive strength of the adhesive surface.
- The useful life of the adhesive surface, i.e. its adhesive power, varies and depends on the care of the product and, when worn on the skin, on the condition of the skin and the personal hygiene of the wearer.

## **7. Incident Reporting**

- Only serious incidents relating to the product, which lead to a serious deterioration of the state of health or death, must be reported to the manufacturer or competent authority of the EU Member State. Serious incidents are described in Article 2(65) of Regulation (EU) 2017/745 (MDR).

## 8. Additional Information



Consult Instructions for Use

-For EU only –



Medical Device



One Patient – Multiple Use



Non sterile

## 9. Shipping and Storage Information



Protect from sunlight



Store dry

## 10. Disposal



Household waste

# Svenska: Bruksanvisning

Tack för att du valt ABC Breast Care. ABC produkter är framtagna och tillverkade med stor omsorg och kunskap om vad bröstcanceropererade kvinnor behöver.

Denna bruksanvisning gäller ABC bröstvårter, Art. nr. 22907, 22908 and 22909. Var uppmärksam på att alla ABC produkter inte finns tillgängliga i alla länder.

## Leveransinnehåll:

- 1 par bröstvårter i en ask
- bruksanvisning

Du kan alltid hitta bruksanvisningar på: [www.abcbreastcare.de/technische-daten](http://www.abcbreastcare.de/technische-daten).

## 1. Avsedd användning/Indikation

- ABC bröstvårter är endast avsedda för externt bruk.
- ABC bröstvårter är avsedda för optisk balans av bröstvårter efter bröstoperation.
- ABC bröstvårter är självhäftande och placeras på bröstprotesen eller direkt på huden. En stöttande bh hjälper till att ge ytterligare säkerhet till kvinnan.
- ABC bröstvårter är avsedda för daglig användning och under längre perioder.

## **2. Risker/ Kontraindikationer**

- Bröstvårtorna är avsedda för externt bruk och bör ej komma i kontakt med öppna sår.
- Vi rekommenderar att bröstvårtorna endast används på hud som läkts ordentligt och som tidigast efter 6 månader efter operation.
- Om bröstvårtorna används korrekt finns det inga risker eller kontraindikationer.
- Om du upplever rodnad eller utslag på huden sluta använd bröstvårtorna och kontakta din bröstprotesutprovare eller din läkare.

## **3. Innehåll**

- Alla ABC bröstproteser innehåller polyeuretanfilm samt silikongel baserad på polydimethylsiloxane och färgpigment
- 3 färger och 3 storlekar finns tillgängliga.
- ABC bröstvårtor är omsorgsfullt kvalitetskontrollerade.

## **4. Instruktioner för användande**

- ABC bröstvårtor tål svett, fukt, vatten, saltvatten och klorvatten.
- Undvik direktkontakt med heta ställen och hett vatten
- Det finns inga kända kontraindikationer om man använder dem korrekt
- Var försiktig vid vassa föremål (naglar, saxar) som kan skada bröstvårtorna

## Användning

- Bestäm önskvärd placering
- Ta bort skyddet på bröstvårtan och placera den på bröstprotesen eller direkt på huden.
- ABC bröstvårtor kan tas bort när som helst och och återanvändas
- Om du behöver göra om placeringen är det bara att ta bort bröstvårtan och placera den på den önskvärda området

## 5. Hur du tar hand om bröstvårtorna

- Du rengör ABC bröstvårtा med ljummet vatten och neutral, mild tvål. Skölj ordentligt i ljummet vatten och låt dem sedan torka.
- Använd inte handduk för att torka av dem eftersom det kan skada den självhäftande ytan.
- Sätt på den skyddande filmen och lägg tillbaka bröstvårtorna i asken.

## 6. Garant

- Vid normalt användande och som beskrivet i denna bruksanvisning så ger vi en garanti på 2 år.
- Vid material eller tillverkningsfel byter ABC ut bröstvårtorna inom en 2 års period ifrån inköpsdatumet. Kontakta din bröstprotesutprovare för mer information.
- Garantin gäller ej för klisterfunktionen på den självhäftande ytan.

- Hur länge klisterfunktionen håller beror på hur väl man tar hand om produkten och på vilken hudtyp man har och på hur man rengör protezen/huden.

## 7. Incidentrapportering

- Endast allvarliga incidenter kopplade till produkten, som leder till allvarlig försämring av hälsa eller död, måste rapporteras till tillverkaren eller till behörig myndighet inom EU länderna. Allvarliga incidenter beskrivs i Artikel 2(65 ) i förordningen (EU) 2017/745 (MDR).

## 8. Övrig information



Följ bruksanvisningen

endast för EU



Medicinskt hjälpmedel



En patient - Flergångsanvändning



Icke steril

## 9. Leverans och förvaringsinformation



Undvik solljus



Förvaras torr

## 10. Slängs



som vanligt  
hushållsavfall

# **Suomi: Käyttöohjeet**

Kiitos ABC rintaproteesin valinnasta. ABC:n tuotteet on kehitetty ja valmistettu taidolla ja huolella rintaleikkauksen läpikäyneiden naisten tarpeisiin.

Tämä ohje koskee tuotteita ABC Nipples, Art./REF 907

Huomaathan, että ABC:n koko valikoima ei ole saatavilla kaikissa maissa

## **1. Toimituksen sisältö:**

- 1 pari ABC Nipples
- Käyttöohjeet

Lisätietoa löydät osoitteesta: [www.abcbreastcare.de/technische-daten](http://www.abcbreastcare.de/technische-daten)

## **2. Käyttötarkoitus**

- ABC-Nipples ovat tarkoitettu ainoastaan ulkoiseen käyttöön.
- ABC-Nipples ovat tarkoitettu optiseen tasapainottamiseen tai luonnollisten nännien muotoilemiseksi. Käytetään esim. rintaleikkauksen jälkeen.
- ABC Nipples ovat itsestään kiinnittyvät ja niitä voidaan käyttää yhdessä rintaproteesin kanssa tai suoraan iholla. Tukeva rintaliivi varmistaa paikallaan pysymistä.
- ABC Nipples ovat itsestään kiinnittyvät ja niitä voidaan käyttää yhdessä rintaproteesin kanssa tai suoraan iholla. Tukeva rintaliivi varmistaa paikallaan pysymistä.

- ABC Nipples ovat tarkoitettu päivittäiseen sekä pitkääikaiseen käyttöön.

## Riskit ja kontraindikaatiot

- Nänniproteesit ovat tarkoitettu ainoastaan ulkoiseen käyttöön eivätkä ne saa tulla kosketuksiin avohaavojen kanssa.
- Suosittelemme Itsestään kiinnittyvien nänniproteesien käyttöä vasta, kun haava on täysin parantunut ja sädehoito on ohi, aikaisintaan 6 kuukautta leikkauksesta. Tiedossa ei ole odotettavia riskejä tai kontraindikaatioita, kun nänniproteeseja käytetään normaaliolosuhteissa käyttöohjeiden mukaan.
- Jos ihollesi tulee ihottumaa tai se muuttuu punaiseksi, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä tuotteen sovittajaan tai lääkäriisi.

## 3. Materiaalit

- ABC Nipples ovat valmistettu polyuretaanikalvosta, silikonipohjaisesta polydimetylsiloxaanista, väripigmentistä.
- Saatavilla 3 eri väriä ja 3 eri kokoa
- ABC Nipples tuotteiden laatu tarkastetaan huolella.

## 4. Hoito-ohjeet

- ABC Nipples kestää hikeä, kosteutta ja vettä (sekä suolavettä että kloorat-tua vettä).
- Vältä lämpimiä pintoja ja kuuman veden käyttöä suoraan nänniproteesille

- Normaalikäytössä ei ole odotettavissa ongelmia.

Vältä teräviä esineitä, (kynnet, sakset) jotka voivat aiheuttaa vahinkoa nänniproteeseihiin.

### **Proteesinännien asettaminen**

- Määritä nänniproteesin paikka ennen paikalleen asettamista.
- Poista ABC Nipples pakauksesta ja aseta ne rintaproteesiin tai suoraan iholle.
- ABC Nipples voidaan poistaa milloin tahansa ja kiinnittyvän pinnan ansiosta niitä voidaan poistaa ja kiinnittää yhä uudelleen ja uudelleen.
- Jos proteesin asentoa tarvitsee vaihtaa, ota nänniproteesi varovasti pois ja aseta se uudelleen.

## **5. Käyttöohjeet**

- Pese ABC Nipples päivittäin haaleassa vedessä miedolla saippualla. Huuhtele kädenlämpöisellä vedellä ja anna kuivua.
- Älä käytä pyyhettä proteesin kuivaamiseen. Nukka voi heikentää nänniproteesin tarttumapintaa.
- Säilytä nänniproteesit mukana tulevassa suojapakauksessa puhdistuksen jälkeen.

## **6. Takuu**

- Normaalikäytössä käyttöohjeiden mukaisesti tuotteella on 2 vuoden takuu.

- Mikäli nänniproteesi rikkoutuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään/sovittajaan. Mikäli tuotteessa on valmistus- tai materiaalivirhe, vaihtaa ABC rintaproteesin, mikäli vika tulee esille kahden (2) vuoden sisällä ostopäivästä.
- Huomiathan, että takuu ei koske nänniproteesin kiinnityspintaa.
- Nänniproteesin tarttumapinnan käyttöikä riippuu proteesin huolosta, käyttäjän ihon kunnosta ja käyttäjän hygieniasta.

## 7. Tapausraportointi

- Ainoastaan vakavat tuotteeseen liittyvät tapahtumat, jotka johtavat vakaavaan terveydentilan heikkenemiseen tai kuolemantapaukseen, raportoidaan valmistajalle tai vastaavalle viranomaiselle EU-Maissa. Vakavat vahingot kuvataan artikkelissa 2(65) asetuksessa (EU) 2017/745 (MDR).

## 8. Lisätiedot



Lue käyttöohjeet huolella

-For EU only –



Lääketieteellinen laite



Henkilökohtaiseen,  
toistuvaan käyttöön



Ei ole sterili

## 9. Lähetyks- ja säilytystiedot



Suojaa suoralta auringonpaisteelta



Säilytetään kuivassa



kotitalousjäte

## 10. Kierrätyks

# Norsk: Bruksanvisning

Takk for at du har valgt ABC Breast Care. ABC produktene er produsert og laget med stor omsorg og kunnskap om hva brystkreftopererte kvinner trenger.

Denne bruksanvisningen gjelder ABC brystvorter, art.nr. 22907, 22908 og 22909. Vær oppmerksom på at alle ABC sine produkter ikke er tilgjengelig i alle land.

## **Innhold:**

- 1 par brystvorter i en eske
- bruksanvisning

Du kan alltid finne bruksanvisninger på:

<http://www.abcbreastcare.de/tech-nische-daten>

## **1. Tiltenkt bruk/Indikasjon**

- ABC brystvorter er kun beregnet for eksternt bruk.
- ABC brystvorter er tenkt å gi en optisk balanse av brystvorter etter brystoperasjon.
- ABC brystvorter er selvklebende og plasseres på brystprotesen eller direkte på huden. En støttende behå hjelper til med å gi ytterligere sikkerhet til kvinnens.
- ABC brystvorter er beregnet for daglig bruk over lang tid.

## **2. Risikoer/Kontraindikasjoner**

- Brystvortene er beregnet for eksternt bruk, og bør ikke komme i kontakt med åpne sår.
- Vi anbefaler at brystvortene kun brukes på hud som er helet og tidligst 6 måneder etter en operasjon.
- Om brystvortene brukes riktig finnes det ingen risikoer eller kontraindikasjoner.
- Om du opplever rødme eller utslett på huden skal du slutte å bruke brystvortene og kontakte tilpasseren av brystprotesen eller legen din.

## **3. Innhold**

- Alle ABC sine brystproteser inneholder polyuretanfilm samt silikongel basert på polydimetylsiloksan og fargepigmenter.
- 3 farger og 3 størrelser er tilgjengelig.
- ABC sine brystvorter er nøye kvalitetskontrollert.

## **4. Instruksjoner for bruk**

- ABC brystvorter tåler svette, fuktighet, vann, saltvann og klorvann.
- Unngå direkte kontakt med varme kilder og varmt vann.
- Det finnes ingen kjente kontraindikasjoner om man bruker de riktig.
- Vær forsiktig med skarpe gjenstander (negler, sakser) som kan skade brystvortene.

### **Bruk**

- Bestem ønsket plassering.

- Ta bort beskyttelsen på brystvorten og plasser den på brystprotesen eller direkte på huden.
- ABC sine brystvorter kan fjernes når som helst og brukes om igjen.
- Om du må endre plasseringen, er det bare å løsne brystvorten og plassere den på ønsket plass.

## 5. Slik tar du vare på brystvortene

- ABC sine brystvorter rengjøres i lunkent vann og med nøytral, mild såpe. Skyll godt i lunkent vann og la de deretter lufttørke.
- Ikke bruk håndkle for å tørke dem da det kan skade den selvklebende overflaten.
- Sett på den beskyttende filmen, og legg de tilbake i esken.

## 6. Garanti

- Ved normal bruk og som beskrevet i denne bruksanvisningen gir vi en garanti på 2 år.
- Ved material- eller produksjonsfeil bytter ABC ut brystvortene innen en 2 års periode i fra innkjøpsdato. Kontakt din brystproteseutprøver for mer informasjon.
- Garantien gjelder ikke for klebefunksjonen på den selvklebende overflaten.
- Hvor lenge klebefunksjonen holder er avhengig av hvor godt man tar vare på produktet, hvilken hudtype man har og på hvordan man rengjør protesen/huden.

## 7. Rapportering av hendelser

- Kun alvorlige hendelser som fører til alvorlig forverring av helse eller død koplet til produktet, må rapporteres til produsenten eller til ansvarlig myndighet innen EU landene. Alvorlige hendelser beskrives i artikkel 2 (65 ) i forskriften (EU) 2017/745 (MDR).

## 8. Rapportering av hendelser



Følg bruksanvisningen.

-Kun for EU-



Medisinsk hjelpemiddel



En pasient – Flerbruk



Ikke steril

## 9. Leveranse og oppbevaringsinformasjon



Unngå sollys.



Oppbevares tørt.

## 10. Avhending



Som vanlig husholdningsavfall.

# Dansk: Brugsanvisning

Tak fordi du valgte ABC Breast Care. ABC produkter produceres og fremstilles med stor omhu og viden omkring, hvad brystkræftopererede kvinder har behov for. Denne brugsanvisning gælder for ABC brystvorter, art. nr. 22907, 22908 og 22909. Bemærk venligst, at ikke alle ABC-produkter er tilgængelige i alle lande.

## **Indhold:**

- 1 par brystvorter i en æske
- Brugsanvisning

Du kan altid finde brugsanvisninger på: <https://www.camp.dk/produkter/brystproteser-og-bh/tilbehor/brystvorter-p27489>

## **1. Tilsigtet anvendelse/indikation**

- ABC brystvorter er kun til ekstern brug.
- ABC brystvorter er beregnet til optisk balance af brystvorter efter brystoperation.
- ABC brystvorter er selvklæbende og placeres på brystprotesen eller direkte på huden. En støttende bh hjælper med at give ekstra sikkerhed for kvinden.
- ABC brystvorter er beregnet til daglig brug og til længere perioder.

## **2. Risici/Kontraindikationer**

- Brystvorterne er beregnet til ekstern brug og må ikke komme i kontakt med åbne sår.
- Vi anbefaler, at brystvorterne kun bruges på hud, der er helet ordentligt og tidligst 6 måneder efter operationen.
- Hvis brystvorterne bruges korrekt, er der ingen risici eller kontraindikationer.
- Hvis du oplever rødme eller udslæt på huden, skal du stoppe med at bruge brystvorterne og kontakte din brystproteseforhandler eller din læge.

## **3. Indhold**

- Alle ABC brystproteser indeholder polyuretan film og silikone gel baseret på polydimethylsiloxane og farvepigmenter.
- 3 farver og 3 størrelser er tilgængelige.
- ABC brystvorter er nøje kvalitetskontrolleret.

## **4. Brugsanvisning**

- ABC brystvorter tåler sved, fugt, vand, saltvand og klorvand.
- Undgå direkte kontakt med varme steder og varmt vand.
- Der er ingen kendte kontraindikationer, hvis de anvendes korrekt.
- Vær forsiktig med skarpe genstande (søm, sakse), der kan beskadige brystvorterne.

## **Anvendelse**

- Bestem ønsket placering.

- Fjern filmen på brystvorten og læg den på brystprotesen eller direkte på huden.
- ABC brystvorter kan til enhver tid fjernes og genbruges.
- Skal du gentage placeringen, skal du blot fjerne brystvorten og placere den på det ønskede område.

## 5. Sådan passer du på dine brystvorter

- Du rengør ABC-brystvorten med lunkent vand og neutral, mild sæbe. Skyl grundigt i lunkent vand og lad dem derefter tørre.
- Brug ikke et håndklæde til at tørre dem af, da det kan beskadige den selvklaebende overflade.
- Sæt beskyttelsesfilmen på og sæt brystvorterne tilbage i æsken.

## 6. Garanti

- Ved normal brug og som beskrevet i denne brugsanvisning, så giver vi en garanti på 2 år.
- I tilfælde af en materiale- eller fabrikationsfejl udskifter ABC brystvorterne indenfor en 2. årig periode fra købsdatoen. Kontakt din brystproteseforhandler for mere information.
- Garantien gælder ikke for den klæbende funktion på den selvklaebende overflade.
- Hvor længe klæbefunktionen holder, afhænger af hvor godt du passer på produktet, hvilken type hud du har, samt hvordan du rengør protesen/huden.

## 7. Hændelsesrapportering

- Kun alvorlige hændelser knyttet til produktet, der fører til alvorlig forringelse af helbred eller død, skal indberettes til producenten eller til den kompetente myndighed i EU-landene. Alvorlige hændelser er beskrevet i Artikel 2(65) i forordning (EU) 2017/745 (MDR).

## 8. Øvrig information



Følg brugsanvisningen

-Kun for EU-



Medicinsk hjælpemiddel



Enkel patient –flergangsbrug



Ikke steril

## 9. Levering og opbevaring



Undgå sollys



Opbevares tørt

## 10. Bortskaffelse



Almindeligt husholdningsaffald



**Manufacturer:**

American Breast Care, LP  
2140 Newmarket Parkway, Suite 122  
Marietta, GA 30067 USA



**European Authorized Representative:**

ABC Breast Care GmbH  
Heft 8, 83115 Neubeuern; Germany  
[www.abcbreastcare.de](http://www.abcbreastcare.de)



ABC is an ISO9001  
registered company