



elements *body*

PROPRIOCEPTIV STIMULERING för hela kroppen!

- *Ökar djupsensibiliteten*
- *Förbättrar kroppsmedvetenheten*
- *Ökar finmotoriken*
- *Förbättrar kroppshållning*
- *Förbättrar rörelsemönster*

Elements Body är en ortos tillverkad av lycraresår som är sammansatt i olika paneler. Den är sydd på ett sådant sätt att ortosen ger konstant proprioceptiv feedback i form av tryck och motstånd mot bål och extremiteter.

Dräktens funktion består i att den sitter åt mot kroppen och ger tryck mot bål och extremiteter och därigenom ökas hållning och stabilitet. Genom att öka djupsensibiliteten, även kallad proprioceptionen – (individens förmåga att avgöra de egna kroppsdelarnas position), kan även förmågan till finmotorik samt funktionella prestationer förbättras. Genom olika förstärkningar kan man kontrollera flexion, extension, pronation och supination.

Hur skall Elements Body användas?

Bäst resultat uppnås om ortosen används under minst sex timmar om dagen. Dräkten skall initialt användas kortare stunder för att successivt uppnå målet sex timmar per dag. Den bör inte användas mer än 8 - 10 timmar per dag.

Fördelar med Elements Body

- Ökar djupsensibiliteten (förmågan att avgöra de egna kroppsdelarnas position.)
- Förbättrar kroppsmedvetenheten
- Ökar finmotoriken
- Förbättrar kroppshållningen så att armarnas och benens rörelser blir lättare

Annan användning:

Elements Body kan också användas vid behandling av tillstånd med ledinstabilitet och sensorisk bortfall såsom:

- Ihållande låg tonus
- Ehlers Danlos Syndrom
- Överrörlighet, ledlaxitet

Vem kan använda Elements Body?

Elements Body kan användas vid behandling och reducering av förhöjd tonus vid neurologiska tillstånd såsom:

- Cerebral pares
- Förvärvad hjärnskada
- Förvärvad ryggmärgskada
- Cerebellär Ataxi
- Atetos
- Spina Bifida
- Stroke
- MS

Elements Body skall inte användas på natten!



Kliniska studier

Studier sen mitten av 1980-talet visar att behandling med Lycra-baserade dynamiska ortoser kan kontrollera abnormal muskeltonus, stabilisera hållningen och öka funktionella förmågor hos användare med neurologiska störningar. De flesta studier har gjorts på barn med Cerebral pares – CP.

För att beställa artiklar och kliniska studier kontakta Kundsupport på Camp Scandinavia.



Måttagning

Ortosen beställs och tillverkas efter individuella mått för att uppnå en tätt sittande passform. Dräkten kan utformas som heldräkt, med korta eller långa armar och ben, armstrumpor med eller utan handskar och strumpor. Förstärkningar och blyxlås kan sys på efter behov av stöd eller funktion.

Utformningen bestäms av ortopedingenjör i samråd med läkare och sjukgymnast. Det är ortopedingenjören som utför måtttagningen efter genomgången utbildning.

Elements Body produkterna maskintvättas i 40° och får inte torktumlas. Torkar över natten.

Elements Body kan beställas i olika färgkombinationer. Basmaterial, förstärkningar och sömmar kan alla definieras var för sig efter användarens önskemål.

Camp erbjuder en kostnadsfri justering av Elements Body-ortosen upp till 8 veckor efter leverans (gäller endast vid reducering av dräktens mått).

Måttblanketter och studier beställs från Camp Scandinavia, tel 042 - 25 27 01 eller på camp.se

Utprovningsärm

Denna utprovningsärm är utformad för att användas i utvärderingsprocessen för Elements Body. Det gör det möjligt för klinikern att utvärdera behovet innan en individuellt tillverkad ortos produceras. Utprovningsärmen ska endast användas under en bedömningsperiod på 2-4 veckor.

Användningsområden: Cerebral Pares, Stroke, ADHD, Down Syndrome, Autism eller Ehlers Danlos syndrome.



Art.nr	Storlek	Vå/Hö	Handled cm	Armbåge cm	Biceps cm
39344 0008	XXX-Small	Bilat.	11-12	16-18	16-18
39344 0009	XX-Small	Bilat.	12-13	18-20	18-20
39344 0010	X-Small	Bilat.	13-14	20-22	20-22,5
39344 0011	Small	Bilat.	14-15	21-23	22,5-25
39344 0012	Medium	Bilat.	14-16	22-25	24-27
39344 0013	Large	Bilat.	16-18	25-28	27-30
39344 0014	X-Large	Bilat.	18-20	28-31	30-33
39344 0015	XX-Large	Bilat.	20-22	31-34	33-37

Elements Body Strumpa

Detta är en individanpassad, dynamisk textil Ankel- Fot-Ortos(AFO). Elements Body Strumpa är designad med stängd tå, knäängdsmodell och med blyxtlås framtill.

Textilmaterialet är avsett att assistera rörelse i fot-ankel samtidigt som det stabiliserar, ger sensorisk och proprioceptiv feedback. Detta uppnås genom en förstärkning som korrigerar och styr foten.

Art.nr.	Modell
39300 0000	Väst utan ärm
39301 0011	Väst med kort ärm
39301 0013	Väst med lång ärm
39305 0000	Body utan ärm
39306 0011	Body med kort ärm
39306 0013	Body med lång ärm
39310 0011	Dräkt utan ärm/korta ben
39310 0012	Dräkt utan ärm/3/4 ben
39310 0013	Dräkt utan ärm/långa ben
39311 0011	Dräkt med kort ärm/korta ben
39311 0012	Dräkt med kort ärm/3/4 ben
39311 0013	Dräkt med kort ärm/långa ben
39312 0011	Dräkt med lång ärm/korta ben
39312 0012	Dräkt med lång ärm/3/4 ben
39312 0013	Dräkt med lång ärm/långa ben
39320 0011	Byxa med korta ben
39320 0012	Byxa med 3/4 ben
39320 0013	Byxa med långa ben
39330 0000	Handske utan fingrar
39331 0000	Handske med fingrar
39335 0000	Handske lång utan fingrar
39336 0000	Handske lång med fingrar
39344 0000	Enbart ärm
39325 0000	Strumpa



Mer information om måttagning och beställning finns under respektive produkt på vår hemsida.

Elements Body kan även beställas i vår portal för måttbeställda produkter - Configuratorn. Information om hur du kan få tillgång till denna finns på hemsidan under fliken Configurator.

Kontakta kundsupport för mer information. Se nedan för telefon och e-post direkt till kundsupport.

Support for Better Life!