

## Humerux Humerusortos

Denna humerusortos bygger på de välkända principerna för en "Sarmiento-ortos", en jämn cirkulär mjukdelskompression. De tre cirkulära banden spänns åt oberoende av varandra. Ortosens förankring över axelpartiet gör att den sitter väl på plats utan att glida ner. Bandet som går under motsatt arm har en flyttbar polstring för ökad bekvämlighet. Detta ger en bekväm ortos som är enkel att applicera direkt och enkel för patienten att acceptera. Ortosens ventilerade material låter huden andas och minskar risken för irritationer. Ortosen har två termoplastplattor som vid behov kan justeras genom värmning och formen kan justeras med sax. Detta är i de flesta fall inte nödvändigt. Ortosen ger fri rörlighet för armbågsleden. Ortosen har en invändig ärm som skyddar den känsliga huden när den dras åt. De textila materialen är testade i enlighet med Öko-tex standard 100 och innehåller inte latex. Finns i en regular och en lång version.



**Användningsområde:** Diafysära humerusfrakturer (skafffrakturer).

**Mått:** Omkrets överarm proximalt.

Art.nr.	Färg	Storlek	Längd	Omkrets	Modell
62106	Svart	Small	25 cm	18-26 cm	Regular
62106	Svart	Medium	27 cm	26-34 cm	Regular
62106	Svart	Large	29 cm	34-42 cm	Regular
62106	Svart	X-large	32 cm	42-50 cm	Regular
62107	Svart	Small	30 cm	18-26 cm	Lång
62107	Svart	Medium	32 cm	26-34 cm	Lång
62107	Svart	Large	34 cm	34-42 cm	Lång
62107	Svart	X-large	36 cm	42-50 cm	Lång