

En ny kolfibersula från Camp Scandinavia!

Tack vare vår långa erfarenhet av ankel- och fotortoser i kolfiberkomposit är vi nu glada att kunna introducera en ny produkt till vårt sortiment. Den nya kolfibersulan är autoklaverad, lätt och formad efter skons silhuett för en bekvämare passform. Kolfibersulan bidrar till minimerad smärta smärta för patienter med olika stressfrakturer, skador eller artrit i fram- eller mellanfotsregionen.



Support for Better Life!

En ny kolfibersula från Camp Scandinavia

Kolfibersulan skyddar MTP-lederna och framfoten genom att begränsa ROM, fördela trycket i framfoten och underlätta avrullning. Sulan kan användas för att gradvis öka rörligheten efter immobiliserande behandling med en postoperativ sko eller walker. Den kan även förbättra balansen efter tåamputation.

Kolfibersulan ska placeras under skons innersula eller en anpassad inläggssula.

Indikationer:

Hallux rigidus, Hallux limitus, stressfrakturer och andra skador eller artrostillstånd i framfoten/mellanfoten, framfotstrauma, stukad tå.



Art.nr	Storlek	Vä/Hö	Längd	Bredd
28035	S	Vä/Hö	235 mm	77 mm
28035	M	Vä/Hö	255 mm	80 mm
28035	L	Vä/Hö	275 mm	90 mm
28035	XL	Vä/Hö	305 mm	99 mm

Ledande inom kolfiberkomposit

Med över 25 års innovation och utveckling av Allard AFO har vi samlat på oss omfattande kunskap och expertis inom kompositmaterial och bearbetningsteknik. Vår kolfibersula tillverkas i en toppmodern anläggning, med den senaste kolfibertekniken och utrustningen. I fabriken täcker vi hela vårt energibehov med el från förnybara energikällor. Vi kan med stolthet säga att vår produkt tillverkas med 100 % förnybar energi.