

## Postoperativ sko

Behandlande sko med en vadderad, slitstark nylon-överdel och spännen med returloop. Överdelen anpassar sig efter svullnader och förband. Vadderad innersula med en styv, lätt och slitstark yttre sula.

Sulan är utformad för förbättrad stabilitet. Detta underlättar rehabilitering efter fotkirurgi, trauma eller andra tillstånd som kräver immobilisering för att underlätta läkning. Skon kan även användas i kombination med ett gips.

### Användningsområde:

Anpassar sig till bandage eller svullnader; fotkirurgi, hantering av bruten tå, metatarsalskador; mjukdelsprocedurer; hantering av diabetiska fötter och postoperativ återhämtning.



Art.nr	Modell	Storlek	Vä/Hö	Längd sula	Bredd sula
432090011	Herr	Small	Bilat.	26 cm	10 cm
432090012	Herr	Medium	Bilat.	27,5	10 cm
432090013	Herr	Large	Bilat.	30 cm	10 cm
432090014	Herr	X-Large	Bilat.	31 cm	11 cm
432080011	Dam	Small	Bilat.	23,5 cm	8 cm
432080012	Dam	Medium	Bilat.	24,5 cm	9 cm
432080013	Dam	Large	Bilat.	26 cm	9 cm
432070000	Barn	One size	Bilat.	20 cm	8 cm