

Lacer Wrist Lång

Lacer Wrist är en mycket stabil handledsortos med formbara skenor dorsalt och volart samt med ett stabiliserande handledsband. Snömningsstängningen möjliggör en enkel applicering med en hand och kudden på den palmara sidan ger ytterligare stöd och komfort. Lacer Wrist används vid olika skador och tillstånd samt före och efter operationer. Produkten finns även i kort (art.nr 51426) version samt i många storlekar för att passa olika behov.

Användningsområden:

Skador och tillstånd i mjuka vävnader samt behandling efter frakturer. Posttraumatiskt och postoperativt.



Art.nr.	Modell	Vänster/ Höger	Storlek	Längd	Omkrets
514271011	Lacer Wrist Lång	Vänster	S	24 cm	17-20 cm
514271012	Lacer Wrist Lång	Vänster	M	24,5 cm	20-23 cm
514271013	Lacer Wrist Lång	Vänster	L	25 cm	22-27 cm
514271014	Lacer Wrist Lång	Vänster	XL	25,5 cm	25-31 cm
514272011	Lacer Wrist Lång	Höger	S	24 cm	17-20 cm
514272012	Lacer Wrist Lång	Höger	M	24,5 cm	20-23 cm
514272013	Lacer Wrist Lång	Höger	L	25 cm	22-27 cm
514272014	Lacer Wrist Lång	Höger	XL	25,5 cm	25-31 cm