


Lacer Wrist Kort

Lacer Wrist är en mycket stabil handledsortos med formbara skenor dorsalt och volart samt med ett stabiliserande handledsband. Snörningsstängningen möjliggör en enkel applicering med en hand och kudden på den palmara sidan ger ytterligare stöd och komfort. Lacer Wrist används vid olika skador och tillstånd samt före och efter operationer. Produkten finns även i lång (art.nr: 51427) version samt i många storlekar för att passa olika behov.

Användningsområden:

Skador och tillstånd i mjuka vävnader samt behandling efter frakturer. Posttraumatiskt och postoperativt.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vänster/ höger	Längd	Omkrets
514261009	Lacer Wrist Kort	XXS	Vänster	18 cm	14-17 cm
514261010	Lacer Wrist Kort	XS	Vänster	20 cm	16-19 cm
514261011	Lacer Wrist Kort	S	Vänster	21 cm	17-20 cm
514261012	Lacer Wrist Kort	M	Vänster	21 cm	20-23 cm
514261013	Lacer Wrist Kort	L	Vänster	21 cm	22-27 cm
514261014	Lacer Wrist Kort	XL	Vänster	21 cm	25-31 cm
514262009	Lacer Wrist Kort	XXS	Höger	18 cm	14-17 cm
514262010	Lacer Wrist Kort	XS	Höger	20 cm	16-19 cm
514262011	Lacer Wrist Kort	S	Höger	21 cm	17-20 cm
514262012	Lacer Wrist Kort	M	Höger	21 cm	20-23 cm
514262013	Lacer Wrist Kort	L	Höger	21 cm	22-27 cm
514262014	Lacer Wrist Kort	XL	Höger	21 cm	25-31 cm