

## Hinged Swedish Knee

En beprövad modell i ny tappning. Ram av aluminium med låg vikt där en led integrerats för att tillåta böjning av knäet. Ny moderna polstring som gör det enkelt att ta på och av ortosen. Medger stora justeringsmöjligheter i omkrets.

Hinged Swedish Knee är en väl beprövad lösning vid hyperextension i knäleden. En universalstorlek som passar både vänster och höger ben. Nu i en diskret grå färg.

**Användningsområde:** Ortos för behandling av hyperextension i knäleden.

**Mått:** Omkretsmått, 10 cm ovan patella.

Art. nr	Modell	Vä/Hö	Storlek
286670000	Hinged Swedish Knee	Bilateral	28-54 cm
286710000	Hinged Swedish Knee Strap Set	Bilateral	En storlek
286720000	Hinged Swedish Knee Liner Set	Bilateral	En storlek

