

## Focus TLSO Ortos

Rigid, bivalv TLSO-ortos avsedd för hög torakolumbalt stabilisering. Utformad för att begränsa rörligheten och samtidigt bibehålla komforten. Ortosens bakre struktur överlappar den främre strukturen och är lätt att placera även postoperativt och hos sängliggande patienter. Den termo-plastiska ryggplattan är förstärkt med 2 metallstag för förbättrad ländryggsstabilisering och är formbar med värmepistol för individuell anpassning. Vadderad med ett starkt, ventilerande tyg med 3D-kuddeffekt och ett bekvämt bomullstyg mot huden.

### Användningsområde:

Diskbräck, osteoporos, spondylartros, spondylolys (med eller utan stabilitet), trauma, kompressionsfrakturer, degenerativ disksjukdom, postoperativ fusion, kronisk muskelsjukdom och förebyggande av kanalstenos hos sängliggande patienter.

### Kontraindikation:

Ej avsedd för användning på öppna sår med svullnad, rodnad eller värmeutveckling.

### Mått:

Omkrets i höjd med bäckenet.

Mått 1: Höjd fram

Mått 2: Höjd bak



Art.nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Midjemått
221850011	Focus TLSO ortos	Grå	S	27,5 cm	51 cm	80-90 cm
221850012	Focus TLSO ortos	Grå	M	27,5 cm	51 cm	88-100 cm
221850013	Focus TLSO ortos	Grå	L	28,5 cm	51 cm	98-110 cm
221850014	Focus TLSO ortos	Grå	XL	29,5 cm	51 cm	108-120 cm