



TRIPLE ACTION[®]

ANKELLED FÖR BARN

UTVECKLAD för BARN!

En ankelled att lita på!

Ledens unika fjädringsystem gör den extra hållbar även för de mest aktiva barnen. Enkel Anpassning och inriktning direkt på patienten. Justera var i gångcykeln du behöver och vilket motstånd som behövs.

Välj mellan olika fjädringsalternativ i kombination med Hjälpfjäders (SRA) som möjliggör ett anpassat motstånd.



Oberoende inställning av motstånd och rörelseomfång



Oberoende inriktningsjustering

CAMP[®]
SCANDINAVIA

TRIPLE ACTION[®]

ANKELLED FÖR BARN

UTVECKLAD för BARN!



- Exceptionell prestanda
- Optimering av gångcykelns olika faser
- Komponenterna har hög materialstyvhet
- Funktion genom hela gångcykeln
- Som tillägg vid Botox[®]-behandling, postoperativ immobilisering vid akillesförlängning eller mobilisering av den spastiska fotleden

Art.nr.	Beskrivning	Modell	Enhet
62706 0000	ANKELLED LATERAL	UNIVERSAL	styck
62707 1000	ANKELLED, MEDIAL	VÄNSTER	styck
62707 2000	ANKELLED, MEDIAL	HÖGER	styck
62708 0000	HJÄLPFJÄDER SRA		styck
62709 0000	VERKTYGSKIT FÖR TILLVERKNING		styck
62710 0000	JUSTERINGSVERKTYG		styck

TRIPLE ACTION finns även i en VUXEN storlek. Kontakta Marcus eller Johan direkt för en **UTPROVNINGSINTRODUKTION!**

MARCUS = 0704 50 50 87

marcus.nilsson@camp.se

JOHAN = 0704 58 22 64

johan.thunberg@camp.se



CAMP[®]
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 01
Fax 042-25 27 25
info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
43 43 22 66
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
09-350 76 338
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
23 23 31 21
info@camp.no