

CAMP®



ARMSLINGGOR

ARMSLINGOR

Camp introducerar ett nytt sortiment med prisvärda armslingor - 3 olika modeller!


Genomgående fördelar:

- Få storlekar
- Maskintvätt 60°C
- Testade material
- Brett storleksomfång
- Bilateral



Armslinga WRAP

Traditionell armslinga i två delar som kan justeras oberoende av varandra. Armdelen har ett plastspänne på ryggen som håller ihop de två banden för att hindra att dessa glider ut över axlarna. Omtaget justeras steglöst med kardborrband.



Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Längd underarm	Längd omtag
47102 0011	Armslinga Wrap	Small/Medium	32 cm	10 x 132 cm
47102 0013	Armslinga Wrap	Large/X-Large	35 cm	13 x 155 cm

Armslinga BOMULL

Enkel armslinga av bomull som har steglöst axelband. Dubbla D-ringar medgör användning både med och utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Längd underarm
47101 0011	Armslinga Bomull	Small	25 - 28 cm
47101 0012	Armslinga Bomull	Medium	27 - 30 cm
47101 0013	Armslinga Bomull	Large	29 - 32 cm
47101 0014	Armslinga Bomull	X-Large	31 - 34 cm

Armslinga NÄT

Luftig armslinga med steglöst justerbart axelband. Dubbla D-ringar medgör användning både med och utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.

Art.nr.	Beskrivning	Storlek	Längd underarm
47100 0011	Armslinga Nät	Small/Medium	27 - 30 cm
47100 0013	Armslinga Nät	Large/X-Large	31 - 34 cm