



## INFORMATION OM NÅGRA VIKTIGA MÅTT

**För att säkerställa en bättre passform runt halsen är nu följande begränsningar implementerade i vårt måttssystem.**

*Måttet som heter ND = för barn max 3 cm, och för vuxna max 6 cm.*

*Måttet som heter NS = för barn max 1 cm, och för vuxna max 3 cm.*

*Måttet som heter BD = för barn max 3 cm, och för vuxna max 4 cm.*

**Det är nu möjligt att få en kardborr-koppling mellan byxa och väst.**

Tänk på följande när detta beställs:

*Måttet som heter UE måste förlängas, för barn minst 3,5 cm nedanför ASIS på västen.*

*För vuxna måste samma mått förlängas med att vara minst 4,5 cm nedanför ASIS på västen.*