

**CAMP**<sup>®</sup>

**TILLBEHÖR TILL  
COMBO<sup>™</sup>**



# TILLBEHÖR TILL COMBO™

COMBO™ är en ortos-del speciellt framtagen för behandling av hyperextension i kombination med droppfot.

COMBO™ är en förlängning som monteras på en ToeOFF® eller BlueROCKER®. Den unika konstruktionen gör att droppfotsskenan och Combo-delen enkelt kan kopplas isär. Vid montering av COMBO™ till ToeOFF® eller BlueROCKER® används komponenterna som levereras med produkten. Vid behov kan dessa köpas som tillbehör i separata set.



COMBO - Skruvar till spännen  
Art.nr. 28793, 4 set/fp



COMBO - Set med spännen  
Art.nr. 28792, 1 spänne/fp



COMBO - Skruvar till skenor  
Art.nr. 28790, Set om 8 skruvar



COMBO - D-ringsband för lår  
Art.nr. 28795, 1 st/fp



COMBO - Microfix för lår  
Art.nr. 28797, Storlekar; S/M och L/XL



COMBO - Lårband  
Art.nr. 28794, 1 st/fp



COMBO - Skruvset för kopplingen  
Art.nr. 28791, 1 set/fp

För ytterligare information  
kontakta Camp's kundsupport  
eller din Ortopedtekniska  
avdelning!



COMBO - Vadband  
Art.nr. 28796, 1 st/fp