

**CAMP**<sup>®</sup>

ToeOFF<sup>®</sup> SHORT

BLUEROCKER<sup>®</sup> SHORT

Ny Modell!



NYA fördelar

UPPDATERAD BANDLÖSNING  
& MONTERAD MIKROFIX!

# ToeOFF<sup>®</sup> SHORT BLUEROCKER<sup>®</sup> SHORT

SHORT är specialmodeller som är utvecklade för att passa personer som har kortare tibia och bredare fot över metatarsallederna. Polstring ska alltid användas för god patientkomfort.

SHORT har en klackhöjd som är 7 mm i alla storlekar.

## Användningsområde

Dropfot i kombination med svaga plantarflexorer, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll.

### ToeOFF<sup>®</sup> SHORT

Diagnoser som Stroke, MS, Postpolo, Muskeldytrofi och andra neurologiska sjukdomar.

### BlueROCKER<sup>®</sup> SHORT

Kan även användas vid bilaterala problem och vid delfotsamputationer (mest proximala nivå är Chopart).

## Kontraindikation

Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

Mer information om utprovning, indikationer, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction.

Art.nr. ToeOFF <sup>®</sup>	Art.nr. BlueROCKER <sup>®</sup>	Storlek	Sida	Total höjd	Längd fotblad
28990 1011	28995 1011	Small	Vänster	30,5 cm	21,5 cm
28990 1012	28995 1012	Medium	Vänster	32,5 cm	23,2 cm
28990 1013	28995 1013	Large	Vänster	34 cm	25 cm
28990 2011	28995 2011	Small	Höger	30,5 cm	21,5 cm
28990 2012	28995 2012	Medium	Höger	32,5 cm	23,2 cm
28990 2013	28995 2013	Large	Höger	34 cm	25 cm
28391 0011	SoftKIT <sup>™</sup> , Small				
28391 0012	SoftKIT <sup>™</sup> , Medium				
28391 0013	SoftKIT <sup>™</sup> , Large				
28768 0011	Bandset, Small				
28768 0012	Bandset, Medium				
28768 0013	Bandset, Large				

*Båda modellerna erbjuds även som Utprovningsortoser/Not-For-Resale KIT.*

