

NYTT I SORTIMENTET!

Walker



- PROTECT FIXED HÖG
- PROTECT FIXED LÅG
- STATIC AIR HÖG

Walker

Nu presenterar vi nya walkers i vårt sortiment. Genom vårt nära samarbete med vår leverantör är det möjligt att utöka sortimentet med 3 nya modeller.



47608

Extra stabil med plattor fram och bak samt breda sidostöd

- Röntgengennomsläpplig
- Extra polstring runt ankel och framfot för högsta komfort
- Låg bygghöjd
- Rullsula med anti-slip
- Även låg modell
- Latexfri
- Stötdämpande polstring som andas
- Kilsystem som ger en vinkel från ca 4° upp till totalt 20°




47607

Luftkanal i polstringen.

Art. Nr.	Beskrivning	Storlek
47607	Walker AIR, hög	Small - Large
47608	Walker Protect Fixed, hög	Small - Large
47609	Walker Protect Fixed, låg	Small - Large
47614	Liner AIR Walker 47607, hög	Small - Large
47615	Liner Walker Protect 47608, hög	Small - Large
47616	Liner Walker Protect 47609, låg	Small - Large
47610	Bandset till 47607	Small, Med/Large
47611	Bandset till 47608	En storlek
47612	Bandset till 47609	En storlek
47617	Kilar, set	Small - Large
47618	Täskydd	En storlek

Storlek	Skostorlek	Höjd 47607	Höjd 47608	Höjd 47609
Small	34 - 38	35 cm	42 cm	27 cm
Medium	39 - 42	42 cm	42 cm	27 cm
Large	43 - 45	42 cm	42 cm	27 cm



Kilar, set om 6 st. som vardera ger ca 4°. Totalt ca 20°.