

## Stabiliserande höftortos



Höftledsstabiliserande ortos som ger maximal stabilitet och kontroll. Produkten kommer i modulutförande och kan användas på vänster och höger sida.

Ortosens höft- och lårdel är sammankopplade med en led som ger kontroll av flexion och extension mellan 0-90° i intervaller om 15°. Abduktion kan kontrolleras i lägen om 0°, 15° och 30°. Höftdelen stabiliserar ländryggen och kompression kan regleras med spännband. Höftdelen är uppdelad i 3 sektioner för att underlätta applicering på sängbundna patienter.

### Användningsområde:

Efter höftoperation. Utbyte eller åtgärd av höftprotes.

Höftledsluxation. Frakturer i samband med höftproteser. Instabilitet i Höftled.

Osteoporos. Lossning av höftprotes. Måttlig till svår coxartros.





# Maximal stabilitet och kontroll

## Höftdel

som stabiliserar ländryggen.  
Kompression regleras med band.  
Uppdelad i 3 sektioner för att underlätta applicering på sängliggande patient.

## Kontrollerad rörlighet av led

- möjliggör stegvis kontroll av flexion resp extension, med 15 intervall, från 0° till 90°
- ger kontrollerad abduktion i 0°, 15° och 30°
- erbjuder 5 förvalda positioner (lutning) för övre leddel, för individuell anpassning.

## Tvådelad lår-manschett, med kondylstöd

kontrollerar benets inåtrotation och rörelse vid gång.

## Avtagbar skyddande stoppning

ger ökad komfort och fördelar tryck.

**Två teleskopiska plattor** möjliggör justering av ortosen utifrån patientens längd.

Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Lårmått	Midjemått
28690	One Size	Bilateral	40-65 cm	60-140 cm

**CAMP**<sup>®</sup>  
**SCANDINAVIA**

Tel  
E-post  
Web

SVERIGE  
042-25 27 00  
info@camp.se  
camp.se

DANMARK  
43 96 66 99  
info@camp.dk  
camp.dk

FINLAND  
09-350 76 30  
info@camp.fi  
camp.fi

NORGE  
23 23 31 20  
info@camp.no  
camp.no