

SELECTION®

ULNARDEVIATIONSORTOS

Förbättra fingrarnas position för att ge en bättre handfunktion och därmed ett funktionellt grepp.



- Textil som andas
- Tunn och smidig, inget onödigt material mellan fingrarna
- Klipp i materialet utan att det fransar
- Kardborre fäster direkt mot hela ortosen
- Kombinerar med en handsledortos

SELECTION[®]

ULNARDEVIATION



SELECTION[®] Ulnardeviationsortos är avsedd att förbättra fingrarnas position för att ge en bättre handfunktion och därmed ett funktionellt grepp.

Ortosen avlastar strukturerna samtidigt som den har en smärtlindrande effekt. Den ger stöd åt MCP- och PIP lederna, samtidigt som den förbättrar fingerextensorerens dragriktning.

Ortosen är designad så att materialet går långt ut på ulnarsidan över 5te MCP-leden, för att ge bästa möjliga stöd, motverka dragriktningen och fördela trycket.

Det går att fästa kardborrebanden var som helst i materialet vilket innebär att det inte finns några begränsningar var banden placeras för att uppnå den optimala dragriktningen.

Ortosen är tillverkad i det sköna SELECTION[®]-material som är testat och framtaget av vår egen produktutveckling. Ett tunt och smidigt material som sveper runt handen, är luftigt och andas och tar inte upp mycket plats mellan fingrarna. Materialet kan klippas utan att det fransar sig om ytterligare anpassning är nödvändig.

Eftersom ortosen är så tunn och smidig kan den enkelt kombineras med en handledsortos när ytterligare stöd behövs. Specialdesignade förstärkningar av lågtemperaturplast (non-coated) kan fästas direkt mot ortosen.



Avsedd användning

För patienter med artros. Ulnardeviation kan förekomma vid inflammatoriska och degenerativa sjukdomar såsom RA. Selection Ulnardeviation kan även användas vid överrörliga leder och vid svag muskulatur med syfte att erbjuda mer stadga. Skall inte användas i samband med fixerade kontrakturer.



Art.nr. Vänster	Art.nr. Höger	Storlek	Omkrets MCP 2-5
35218 1010	35218 2010	X-Small	13 - 16 cm
35218 1011	35218 2011	Small	16 - 19 cm
35218 1012	35218 2012	Medium	19 - 22 cm
35218 1013	35218 2013	Large	22 - 25 cm