



SELECTION® RADIALIS FINGERDEL & TUMDEL


Nytt i SELECTION® är Fingerdel och Tumdel. Dessa säljs separat för att kunna kombineras på bästa sätt. Både SELECTION® Radialis Tumdel och Fingerdel är avsedda att användas vid Radialisparese (dropphand som orsakas av skada på radialisnerven) för att möjliggöra en funktionell greppförmåga under tiden nerven återhämtar sig. Avsedda att kombineras med SELECTION® Handledsortoser 35204, 35205 och 35209.



Här visas tumdelen monterad på en SELECTION Handled Soft 35204.

Art.nr:	Storlek	Sida	Mått
35216 1011	Small	Vänster	3 - 4 cm
35216 1013	Large	Vänster	5 - 6 cm
35216 2011	Small	Höger	3 - 4 cm
35216 2013	Large	Höger	5 - 6 cm

Mått: Längd ledcentrum MCP I – ledcentrum IP I.





SELECTION® RADIALIS FINGERDEL & TUMDEL

Radialis Fingerdel består av två delar vilket gör det enklare att ta på och anpassa till bästa passform. Fingerdelen fästs mot ortosens mjuka material på handryggen. Enkel att montera och bekväm att använda. Kan med fördel kombineras med Radialis Tumdel.



Ovan visas enbart fingerdelen monterad på en SELECTION® Handled Soft 35204. Till vänster både fingerdel och tumdel.

Art.nr	Storlek	Sida	Mått
35217 1011	Small	Vänster	17 - 20 cm
35217 1012	Medium	Vänster	20 - 23 cm
35217 1013	Large	Vänster	23 - 27 cm
35217 2011	Small	Höger	17 - 20 cm
35217 2012	Medium	Höger	20 - 23 cm
35217 2013	Large	Höger	23 - 27 cm

Mått: Omkrets MCP 2-5

