

## Comfy Handortos

En vilootos som hjälper till att bibehålla/förbättra extension i handled, MP-, PIP- och DIP-lederna. Den förebygger också ytterligare deformiteter, förbättrar ROM och underlättar för en god hygien av involverad extremitet. Ortosen kan justeras till önskad extension/flexion av handled och fingrar. Den har ett antimicrobiellt överdrag som hjälper till att absorbera fukt och tillåter luft att cirkulera för att minska risken för skador på huden.

**Användningsområden:** Positionera och stödja handen vid handleds- MP- PIP- eller DIP böjningsmönster, ulnar deviation, dropphand, deformiteter relaterade till neuromuskulära försvagningar.

**Kontraindikationer:** Cirkulationsproblem, tryckpunkter eller hudirritationer.

Art.nr.	Modell	Färg	Vä/Hö	Storlek	Mått 1	Mått 2
51645	Comfy Handortos	Blå	Bilat.	Small	15 - 18 cm	28 cm
51645	Comfy Handortos	Blå	Bilat.	Medium	18 - 20 cm	32 cm
51646	Comfy extra överdrag	Blå		Small		
51646	Comfy extra överdrag	Blå		Medium		

**Mått 1:** Från handled till mitten av långfingret.

**Mått 2:** Totala längden (mitten på underarmen till toppen av långfingret).

