

CAMP

PATELLA CAMP

Ett bekvämt, mjukt
stöd för alla knätyper



www.camp.se

PATELLA CAMP

Patella Camp är en knäortos avsedd att ge stabilitet för patella. Ortosen är av dragruntommodell och är öppen i knävecket. En pelott placeras mot den sida av patella som är instabil och de två elastiska banden dras åt till önskat mothåll.

Användningsområden: Chondromalacia patella, efter luxerad eller subluxerad patella och patellafemorala smärtor.



- Fungerar på ben med olika former eftersom de båda banden regleras oberoende av varandra. Ortosen sitter bra på både raka och kraftigt koniska ben.
- Patienten kan enkelt justera mothållet genom de två yttre dragbanden. Effekten upplevs direkt.
- Kan användas direkt mot huden eller utanpå strumpor, åtsittande leggings etc.
- Öppen i knävecket.
- En produkt oavsett höger/vänster ben och/eller behov av lateralt/medialt drag.

Art.nr.	Färg	Vä/Hö	Storlek	Knämått mid-patella
28679 0012	Svart	Bilateral	Medium	< 40 cm
28679 0013	Svart	Bilateral	Large	> 40 cm