

Textila knäortoser
på ett helt nytt sätt!



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Minor och Minor Wrap är avsedda för behandling av lindriga besvär som t.ex. smärta, inflammation och förslitningsskador. Båda ger en mild kompression och värme. Dessa produkter är endast avsedd för en persons användning.

INDIKATIONER

Knäsmärta vid belastning, lindriga ligamentskador, lindriga stukningar.

KONTRAINDIKATIONER

Svårare knäskador som t.ex. ACL/PCL rupturer. Var uppmärksam vid svullnad och cirkulationsproblem.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Denna produkt är avsedd för behandling av olika patella relaterade smärtproblem. Behandling av luxerad/subluxerad patella när pelotten placeras på sidan (medialt/lateralt) eller behandling av smärta i patellaseanan, Schlatters syndrom, Jumpers knee etc. när pelotten placeras i underkant av patella. Bandaget ger en mild kompression och värme. Denna produkt är endast avsedd för en persons användning.

INDIKATIONER

Patella luxation, hypermobilitet, inflammation, Jumpers knee, Osgood Schlatter, Patellofemoralt smärtsyndrom.

KONTRAINDIKATIONER

Inga kända. Var uppmärksam vid svullnad och cirkulationsproblem.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Optima och Optima Wrap är avsedda för olika typer av knäsmärta. Bandaget har flera variationsmöjligheter och beroende av hur dessa kombineras breddas användningsområdet. Båga ger en mild kompression och värme. Dessa produkter är endast avsedd för en persons användning.

INDIKATIONER

Mild/moderat översträckning i knäleden, MCL/LCL instabilitet, ACL instabilitet, mild gonartros, postoperativt.

KONTRAINDIKATIONER

Svårare knäskador som t.ex. ACL/PCL rupturer. Var uppmärksam vid svullnad och cirkulationsproblem.



Minor



Optima



Patella


SELECTION®

Fem modeller som täcker in behovet från det enklast till det mest kompletta av textila knäortoser.

Gemensamt för alla modellerna är

- Den väl genomarbetade passformen
- Den slimmade designen
- Justeringarna på lår och vad
- Materialets sammansättning
- Patellaöppningens formgivning
- Pådragsöglor i överkanten
- "Stay-up" silikon på insidan

SELECTION® Minor
SELECTION® Optima
SELECTION® Patella



Minor	Optima	Patella	Storlek	15 cm under Patella	Mid Patella	15 cm ovan Patella
35700 0010	35702 0010	35704 0010	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm
35700 0011	35702 0011	35704 0011	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm
35700 0012	35702 0012	35704 0012	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm
35700 0013	35702 0013	35704 0013	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm
35700 0014	35702 0014	35704 0014	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm




Minor Wrap



Optima Wrap

SELECTION® Minor Wrap
SELECTION® Optima Wrap



Minor Wrap	Optima Wrap	Storlek	15 cm under Patella	Mid Patella	15 cm ovan Patella
35701 0010	35703 0010	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm
35701 0011	35703 0011	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm
35701 0115	35703 0115	Small plus	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm
35701 0012	35703 0012	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm
35701 0125	35703 0125	Medium plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm
35701 0013	35703 0013	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm
35701 0135	35703 0135	Large plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm
35701 0014	35703 0014	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm
35701 0145	35703 0145	X-Large plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm