

CAMP®



HAALSKRAAGGAR

HALSKRAGAR

Camp Scandinavia introducerar ett nytt sortiment av mjuka halskragar.


- Två färger
- Handtvätt
- SGS-testade material
- Brett storleksomfång
- 6, 8, 10 och 12 cm höjd

Camp's nya halskragar finns i två olika färger och utförande. En ljusgrå och en marinblå.


Båda färgerna finns i en rak standardmodell och en anatomiskt formad som följer hakans och bröstets kontur.

Halskragarna består av följande material:



82% Bomull, 15% Nylon, 3% Spandex. Materialet är helt fritt från latex.



RAK



FORMAD



Grå	Marinblå	Modell	Höjd	Omkrets
47010 0010	47011 0010	Rak	6 cm	32-48 cm
47010 0011	47011 0011	Rak	8 cm	32-48 cm
47010 0012	47011 0012	Rak	10 cm	32-48 cm
47010 0013	47011 0013	Rak	12 cm	32-48 cm
47012 0010	47013 0010	Formad	6 cm	32-48 cm
47012 0011	47013 0011	Formad	8 cm	32-48 cm
47012 0012	47013 0012	Formad	10 cm	32-48 cm
47012 0013	47013 0013	Formad	12 cm	32-48 cm