

# Aspen<sup>®</sup> Pediatric Collars

Till skillnad från de flesta pediatrika halskragar som helt enkelt är mindre versioner av halskragar för vuxna, har Aspen<sup>®</sup> Pediatric Collars utformats för att tillgodose barns unika behov. Patenterade funktioner gör att dessa kragar automatiskt anpassar sig till barns unika anatomi utan överdrivet tryck på den ömtåliga huden. Genom att integrera innovativa funktioner från Aspen<sup>®</sup> Collar kan man säkerställa att balansen mellan rörelsebegränsning och skonsam vård uppnås.

Patenterade Cushion FlexTabs<sup>™</sup> har designats för att sprida stöd över kontaktytorna mot huden vilket bidrar till att förhindra tryckskador. PD4 och PD5 har ett occipitalt stödband på baksidan som, när det justeras, ger ett anpassat stöd för bakhuvudet. För ultimat komfort är alla kragens kontaktytor dämpade med polster av skum med öppna celler och mjuk, allergivänlig bomull som hjälper till att hålla huden ren, sval och bekväm. Alla polster är utbytbara.



Art.nr.	Modell	Storlek	Längd	Vikt
480040008	Aspen barnhalskrage PD1	1-18 månader	53-84 cm	5-13 kg
480040009	Aspen barnhalskrage PD2	9-24 månader	74-94 cm	10-15 kg
480040010	Aspen barnhalskrage PD3	1-3 år	84-102 cm	11-16 kg
480040011	Aspen barnhalskrage PD4	2-5 år	89-114 cm	12-19kg
480040012	Aspen barnhalskrage PD5	3-6 år	94-122 cm	12-25 kg
480050008	Aspen barnhalskrage PD1, set med extra polstring	1-18 månader	53-84 cm	5-13 kg
480050009	Aspen barnhalskrage PD2, set med extra polstring	9-24 månader	74-94 cm	10-15 kg
480050010	Aspen barnhalskrage PD3, set med extra polstring	1-3 år	84-102 cm	11-16 kg
480050011	Aspen barnhalskrage PD4, set med extra polstring	2-5 år	89-114 cm	12-19kg
480050012	Aspen barnhalskrage PD5, set med extra polstring	3-6 år	94-122 cm	12-25 kg
480060000	Aspen barnhalskrage bakre panel	PD3/PD4/PD5 1-6 år	-	-
480070000	Aspen barnhalskrage extra polstring	-	-	-