

Aspen[®] Collar

Aspen[®] halskrage är designad för att ge en betydande rörelsebegränsning utan att skapa smärtsamma tryckpunkter som kan leda till hudskador eller dålig följsamhet hos patienten. Rörelsebegränsningen har utvärderats vetenskapligt. Med hjälp av fluoroskopi har forskare dokumenterat vinkling av varje kotsegment genom hela rörelseområdet.

Kragarnas strukturella delar är utformade för att sprida stöd över breda kontaktytor och därmed minimera heta punkter som kan orsaka tryckskador. Aspens unika patenterade FlexTabs[™] gör att kragen kan anpassas till varje patient när den dras åt för en skräddarsydd passform. Genom att dra åt Occipital Support Strap[™] kan kragen anpassas ytterligare genom att skapa en justerbar, tredimensionell "hylla" som håller bakhuvudet. För ultimat komfort är alla kragens kontaktytor vadderade med bomullsfodrad, andningsbar, allergivänlig skumvaddering som transporterar bort fukt från huden. All polstring är utbytbar.

Användningsområde

Dekompressionsbehandling, frakturbehandling, postoperativ stabilisering, whiplash, stukningar/slitningar, cervikogen huvudvärk, cervikalt disksyndrom, muskuloskeletal smärta, radikulopati.



Art.nr.	Modell	Storlek	Höjd
480080011	Aspen halskrage	Kort	-
480090000	Aspen halskrage, set med extra polstring	Kort	-
480100011	Aspen halskrage främre panel	Kort	-
480080012	Aspen halskrage	Standard	-
480120000	Aspen halskrage, set med extra polstring	Standard	-
480100012	Aspen halskrage främre panel	Standard	-
480080013	Aspen halskrage	Hög	-
480090013	Aspen halskrage, set med extra polstring	Hög	-
480100013	Aspen halskrage främre panel	Hög	-
480080014	Aspen halskrage	Extra hög	-
480090014	Aspen halskrage, set med extra polstring	Extra hög	-
480100014	Aspen halskrage främre panel	Extra hög	-
480200011	Aspen halskrage bakre panel	Small	30-51 cm
480200012	Aspen halskrage bakre panel	Standard	33-53 cm
480200013	Aspen halskrage bakre panel	Large	38-64 cm
480210000	Extra polstring för bakre panel	Small	-
480220000	Aspen halskrage extra polstring	Universell	-