

# Vista<sup>®</sup> TX Collar

Vista<sup>®</sup> TX halskrage har alla funktioner och fördelar som Vista<sup>®</sup> Collar, men har en lätt avtagbar thoraxförlängning som ger extra täckning i thoraxområdet. Vista<sup>®</sup> TX halskragen erbjuder avancerat stöd för nacken och ger optimal rörelsebegränsning samtidigt som innovativa tekniker minskar risken för tryckskador. Med en patenterad höjdjusteringsteknik erbjuder kragen sex justerbara höjdlägen vilket gör att den enkelt kan anpassas för olika patientanatomier.

Aspens unika Cushion Flex Tabs<sup>™</sup> gör att kragen kan anpassas till varje patient när den dras åt för en skräddarsydd passform och genom att dra åt Occipital Support Strap<sup>™</sup> anpassas kragen ytterligare genom att skapa en justerbar, tredimensionell "hylla" som skyddar bakhuvudet. Den extra stora trakealöppningen ger funktionell åtkomst för luftvägshantering och andra viktiga procedurer. Bomullspolstringen är allergivänlig och skumvadderingen med öppna celler leder bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

## Användningsområden

Dekompressionsbehandling, frakturbehandling, postoperativ stabilisering, whiplash, stukningar/slitningar, cervikogen huvudvärk, cervikalt disksyndrom, muskuloskeletal smärta, radikulopati.



Art.nr.	Modell	Storlek
480420000	Vista TX Collar	One size