

## VRTX CTO

VRTX CTO erbjuder specialiserad rörelsebegränsning för cervikal-thorakal ryggrad i alla tre rörelseplan - flexion/extension, lateral böjning och axiell rotation. VRTX CTO är bekväm för patienten och är vadderad vid alla kontaktpunkter för att säkerställa följsamhet. Den har en låsbar sternaljustering och flexibel thoraxjustering för att ge patienten komfort när han eller hon sitter upprätt.

VRTX CTO finns i en version med 2 stolpar eller 4 stolpar (CTO4) för mer eller mindre rörelsebegränsning. Den kan enkelt trappas ned till en CTO VRTX MultiPost Collar för att stödja progressionen. VTRX Modular System ger optimal rörelsebegränsning för stabila ryggsador på flera nivåer - en färdig lösning för ryggraden som är redo när patienten behöver den. De prefabricerade VRTX Collar, CTO, LSO, TLSO och CTLSO kan trappas upp eller ned beroende på patientens behov, och den intuitiva universella dimensioneringen bidrar till ökad effektivitet.

Bomullspolstringen är allergivänlig och har öppna celler som transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

Bomullspolstringen är allergivänlig och har öppna celler som transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

### Användningsområde

Dekompressionsbehandling, Frakturbehandling, Postoperativ stabilisering, Whiplash, Stukningar/slitningar, Cervikogen huvudvärk, Cervikalt disksyndrom, Muskuloskeletal smärta, Radikulopati.



Art.nr.	Modell	Storlek
480780000	VRTX CTO	One Size
480810000	VRTX CTO4/VRTX CTO Extra Polstring	-