

Vista[®] Collar

Aspen Vista[®] halskrage ger optimal rörelsebegränsning samtidigt som den hjälper till att skydda mot hudskador och ökar patientens följsamhet. Med sin patenterade höjdjusteringsteknik erbjuder kragen i en storlek sex höjdjusteringsinställningar för att enkelt passa ett brett spektrum av anatomier, vilket möjliggör enkla justeringar på patienten.

Aspens unika Cushion Flex Tabs[™] gör att kragen kan anpassas till varje patient när den dras åt för en skräddarsydd passform, och genom att dra åt Occipital Support Strap[™] anpassas kragen ytterligare genom att skapa en justerbar, tredimensionell "hylla" som håller bakhuvudet på plats. Den extra stora trakealöppningen ger funktionell åtkomst för luftvägshantering och andra viktiga procedurer.

Bomullspolstringen är allergivänlig och skumvadderingen med öppna celler leder bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

Användningsområde:

Dekompressionsbehandling, frakturbehandling, post-operativ stabilisering, whiplash, stukningar/slitningar, cervikogen huvudvärk, cervikalt disksyndrom, muskuloskeletal smärta, radikulopati.



Art.nr.	Modell	Storlek
984000000	Vista halskrage	One size
984002000	Vista halskrage, set med extra polstring	One size
984020000	Extra polstring	Standard
984006000	Vista halskrage bakre panel	Standard
984008000	Vista halskrage bakre panel	Large
984028000	Extra polstring för bakre panel	Large



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Suomi
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no