

Aspen VRTX System: Collar, CTO, LSO, TLSO, CTLSO



Ett system

Utökade möjligheter

VRTX Systemet

VRTX-systemet är en modulär lösning för ryggradsstöd som är utformad för att ge optimal rörelsebegränsning från halsryggen till korsbenet. Systemet erbjuder anpassningsbart och effektivt stöd för patienter med ryggr trauma eller postoperativa behov.

VRTX inkluderar flera komponenter som kan justeras eller kombineras utifrån patientens individuella behov. De justerbara komponenterna säkerställer att ett system kan passa ett brett spektrum av anatomier.



COLLAR



CTO



LSO



CTLSO



TLSO

Fördelar med ett system

Trauma väntar inte – och med VRTX-systemet behöver inte patienterna göra det heller. De integrerade komponenterna förenklar produktens applicering för effektiv och ändamålsenlig vård.



Akut ryggradsrestriktion

Designat för postoperativt bruk och trauman erbjuder VRTX-systemet vårdgivare en komplett lösning från halsrygg till korsben, som enkelt kan anpassas för att möta individuella patientbehov.

Effektiv applicering

VRTX-systemets integrerade design och justerbara storlekar minskar appliceringstiden och förbättrar passformen, vilket förenklar lagerhantering, ökar sjukhusets effektivitet och främjar patientvården

Förbättrad patientvård

VRTX-systemet ger optimal rörelsebegränsning med en färdig, anpassningsbar lösning som minskar väntetiden för vård och möjliggör tidig mobilisering av patienten.

VRTX Collar

Utformad för att förbättra appliceringen, passa ett bredare spektrum av patienter och integreras med VRTX-systemets produkter.



- Symmetrisk design av ryggsidorna för att säkerställa korrekt passform.
- Automatiskt anpassad till patientens neutrala huvudposition.
- Kortare lateralsidor och fler höjdjusteringar för att passa ett bredare spektrum av patienter.
- Fönster för tidsstämpling vid byte av kuddar
- Möjlighet att uppgradera till CTLSO (med uppgraderingskit)
- Enkel kudddesign för fram- och bakpanel för enklare byten.

VRTX-systemet erbjuder tre olika nackkragar för att tillgodose olika patientbehov:

VRTX COLLAR

För akut halsryggtrauma och postoperativ vård.

Artikelnummer: 48068

VRTX MULTIPOST COLLAR

Perfekt för akut cervikal trauma, postoperativt bruk och optimerat stöd för occipitalområdet.

Artikelnummer: 48065

VRTX TX COLLAR

För akut halsryggtrauma, postoperativ vård och begränsning av flexions- och extensionsrörelser.

Artikelnummer: 48074



Stöd från
C1 - C7



VRTX CTO & CTO4

Designad för att ge ökad rörelsebegränsning i alla tre rörelseplan – flexion/extension, sidoböjning och axial rotation.

- Låsbart justerbart bröstben
- Flexibel justering av brösttrygg
- Fullt vadderad på alla kontaktpunkter
- Kan enkelt nedgraderas till VRTX CTO och VRTX MultiPost Collar för att stödja vårdprogressionen

Artikelnummer: 48078 & 48079



Stöd från
C1 - T2



VRTX TLSO

År av Aspen-teknologi har integrerats i en intuitiv och specialiserad design för effektiv applicering på liggande patienter, perfekt för optimal rörelsestabilitet för trauma- och postoperativa patienter. VRTX TLSO anpassar sig bekvämt till de flesta patienters anatomi utan att kompromissa med stödet.



- Förenklad tvådelad bivalvdesign.
- Minskar behovet av att rulla patienten med specialiserad främre åtdragning och justering.
- Underarmsremmar för optimal stabilisering av patientens rörelse.
- Möjlighet att nedgradera till LSO eller uppgradera till CTLSO (med uppgraderingskit).
- En storlek passar de flesta.
- SlickTrack-teknologi inbyggd för anpassningsbar kompressionsgrad.
- Lätt att dra flikar och sidhandtag för enklare applicering.

Artikelnummer. 48084, Size XS, Standard, XL

VRTX LSO

Ger stabilitet för bålen och riktad kompression som är utformad för att stödja den nedre delen av ryggraden hos trauma- och postoperativa patienter. För att ytterligare stödja patientens återhämtning kan VRTX LSO uppgraderas till TLSO och CTLSO.



Artikelnummer; 48085, Storlek XS, Standard, XL

Stöd från
T9 - S1



VRTX CTLSO

VRTX CTLSO möter marknadens behov av en fullt integrerad produktlinje för traumasituationer. Denna färdiga lösning från halsrygg till korsben förbättrar sjukhuseffektiviteten, sparar resurser och påskyndar patientvården.



MODULARITET I BEHANDLING

Det kompletta systemet gör det möjligt för kliniker att stödja flera eller enskilda nivåer av ryggraden beroende på traumats allvarlighetsgrad. Kan anpassas ner till:

- VRTX Collar eller
- VRTX TLSO/LSO

INTUITIV VRTX KRAGE

Symmetrisk design av ryggspanelen, kortare laterala sidor och fönster för tidsmärkning av dynbyten av kuddar ger en förbättrad passform och underlättar applicering.

TVÅDELAD TLSO/LSO DESIGN

Möjliggör enklare anpassning, mindre behov av att vända patienter vid applicering och förbättrad användning i hemmet för patienter.

Artikelnummer: 48082, Storlek XS, Standard, XL

Stöd från
C1 - S1



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Suomi
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no