



BECKER

A Tradition of Excellence A Commitment to Innovation

ShearBan®

ShearBan® är ett självhäftande PTFE-material utformat för att förebygga och lindra känsliga områden som t.ex. blåsor, hälsår och sårbildning i samband med tryck och skjuvning.

ShearBan-materialet är konstruerat för anpassad trimning och placering på skor, innersulor, ortoser och proteshylsor. Materialet appliceras på produkten och inte mot huden.

ShearBan täcklappar är användbart som täckmaterial över skruvar, nitar eller andra områden där material sammanfogats eller har ojämnheter.

Täcklapparna finns i två storlekar och i Beige eller Svart. Plattorna finns enbart i klarblå färg.



Art.nr.	Benämning	Storlek	Färg	Enhet
38498 0000	SHEARBAN TÄCKLAPP	24 mm	Beige	84/fp
38499 0000	SHEARBAN TÄCKLAPP	24 mm	Svart	84/fp
38502 0000	SHEARBAN TÄCKLAPP	19 mm	Beige	138/fp
38503 0000	SHEARBAN TÄCKLAPP	19 mm	Svart	138/fp
38500 0000	SHEARBAN PLATTOR	225 X 300 mm	Blå	5/fp
38501 0000	SHEARBAN PLATTOR	225 X 300 mm	Blå	Styck

CAMP[®]
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE
Tel 042-25 27 01
Fax 042-25 27 25
info@camp.se

DANMARK
43 96 66 99
43 43 22 66
info@camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
09-350 76 338
info@camp.fi

NORGE
23 23 31 20
23 23 31 21
info@camp.no

