

MANOSPLINT® SKUMPOLSTER

Skumpolster med lätt tryckavlastande effekt. Används som polstring till ortoser. Polstringen har slutna celler och är lätt att rengöra. Materialet är självhäftande och sträckbart, vilket gör det lätt att applicera. Kan fästas direkt på ortosen eller användas för att lindra trycket på benutskott under gips. Den självhäftande baksidan får inte placeras direkt på huden därför ska den fästas t ex under gipsmaterialet på stockinnetten. Finns i beige och svart.



Art.nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
511280000	Svart	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark
511290000	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark