


CAMP®

NAVY X™

ELASTISKA GÖRDLAR
I OLIKA FÄRGER
OCH MODELLER!



STADIG & SLITSTARK

Navy-X är elastiska och luftiga gördlar i extra stadigt och slitstarkt material.

Gördlarna finns i tre olika höjder och i olika färger. De passar både rak och midjesvängd figurtyp. Starka dragband ger extra stabilitet tillsammans med skenorna i plast baktill och i sidorna. Kardborrlåsning mitt fram. Gördeln är lämplig för tuffa miljöer.

Användningsområden: Lättare ryggsmärta och rygginsufficiens.

NAVY X™

REGULAR



- Öglor för enklare påtagning
- Extra stabiliserande band
- "Parkeringsplats" för extra banden vid påtagning
- Stabil och slittålig resår
- Maskintvätt i 40°
- Fyra stabiliserande smala skenor i ryggen
- Passar både rak och midjesvängd figur
- Finns i grå, mörkblå och beige



HÖG



- Delad låsning mitt fram
- Övre låsningen kan öppnas vid sittande
- Öglor för enklare påtagning
- Extra stabiliserande band
- "Parkeringsplats" för extra banden vid påtagning
- Stabil och slittålig resår
- Maskintvätt i 40°
- Fyra stabiliserande smala skenor i ryggen
- Passar både rak och midjesvängd figur
- Finns i mörkblå



23554


- Öglor för enklare påtagning
- Extra stabiliserande band
- "Parkeringsplats" för extra banden vid påtagning
- Stabil och slittålig resår
- Maskintvätt i 40°
- Finns i grå och mörkblå

- Fyra stabiliserande smala skenor i ryggen
- Passar både rak och midjesvängd figur



23549

Art.nr.	Beskrivning	Färg	Storlek
23554	NAVY-X Låg	Grå	XS-XXL
23549	NAVY-X Låg	Marinblå	XS-XXL
23550	NAVY-X Regular	Marinblå	XS - XXL
23555	NAVY-X Regular	Grå	XS - XXL
23560	NAVY-X Regular	Beige	S - XXL
23552	NAVY-X Hög	Marinblå	XS-XXL




Materialspecifikation

Bandaget är tillverkat av:
78% Polyester, 22% Lycra, skenor av plast. Denna produkt innehåller INTE Latex. Produkten är inte flamskyddsbehandlad.

Tvättinstruktion

Fäst alla kardborrband i materialet före tvätt, använd tvättpåse.
Maskintvätt 40°C i mild tvättmedel, plantorkas.
Får ej torktumlas eller kemtvättas.

Storlek	Höftmått
XSmall	75 - 85 cm
Small	85 - 95 cm
Medium	95 - 105 cm
Large	105 - 115 cm
XLarge	115 - 125 cm
XXLarge	125 - 135 cm



Med Camp i ryggen...

Camp Scandinavia har sedan 1940-talet arbetat med olika typer av korsetter och gördlar.

I vårt sortiment finns ytterligare ett 30-tal olika modeller som täcker in allt från Sacrobälten upp till höga korsetter för hela ryggen (TLSO).

För mer information om Camp's kompletta sortiment på ryggsidan besök www.camp.se eller kontakta Kundsupport

Telefon 042 - 25 27 01

E-post kundsupport@camp.se

Support for Better Life!

CAMP[®]
SCANDINAVIA
www.camp.se

SVERIGE

Tel 042-25 27 01
Fax 042-25 27 25
kundsupport@camp.se

DANMARK

43 96 66 99
43 43 22 66
mail.denmark@camp.dk

FINLAND

09-350 76 30
09-350 76 338
mail.finland@camp.fi

NORGE

23 23 31 20
23 23 31 21
mail.norway@camp.no