

C35 Hydro

En hyperextensionskorsett som är tillverkad i ett vattentåligt material, och som därmed är passande för badterapi. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd och har en vridbar bröstplatta. Bäckensången kan låsas i valfri position. Stängs med snabbspännen. Polstringen är utbytbar:

Användningsområde: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit. Avsedd för tillfällig användning vid badterapi.



Art.nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
20358	Hydro	Small	39 - 50 cm	60 - 75 cm
20358	Hydro	Medium	42 - 52 cm	75 - 90 cm
20358	Hydro	Large	45 - 59 cm	90 - 105 cm
20358	Hydro	X-Large	49 - 61 cm	105 - 115 cm
20359	Extra polstring	Small	-	-
20359	Extra polstring	Medium	-	-
20359	Extra polstring	Large	-	-
20359	Extra polstring	X-Large	-	-
20360	Extra band med spännen	En storlek	-	-