

# MÅTTINSTRUKTIONER

## 3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO



### Storlek

Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.

	Beskrivning	Omkrets i cm		Total höjd fram i cm	Total höjd bak i cm
		min	max		
LSO	LSO, XS/S	60	75	19,5	30
	LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
	LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
	LSO, L/XL	95	120	24,5	35
	LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
TLSO	TLSO, S/M	70	90	42	42
	TLSO, M/L	85	110	48	48
	TLSO, L/XL	105	135	48	48
	TLSO, XL/XXL	105	135	54	54



LSO fram



LSO bak



TLSO fram



TLSO bak

The illustration shows approx. height for the two versions, LSO/TLSO  
Dessa illustrationer visar den ungefärliga höjden för de två modellerna, LSO och TLSO.

