

# VRTX CTLSO

VRTX CTLSO erbjuder idealisk rörelsebegränsning för akuta thorakolumbala ryggradstrauman och postoperativa patienter. Den heltäckande standardlösningen för cervikal- och korsbensområdet erbjuder specialdesignade funktioner, sparar resurser och påskyndar patientvården.

VRTX CTLSO har en symmetrisk ryggsdesign, kortare laterala sidor och fönster för tidsstämpling vid byte av polstring, vilket ger en förbättrad passform. Den förenklade tvådelade bivågade designen möjliggör enklare anpassning och minskar behovet av att vända patienten under klinisk tillämpning. Optimal rörelsebegränsning med axelremmar för stabilisering av patientens rörelse.

Den bomullsfodrade, allergivänliga skumvadderingen med öppna celler transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skumvaddering ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

VRTX CTLSO kan trappas ned till TLSO eller LSO beroende på patientens behov.

## Användningsområde

Postoperativt stöd, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Kyfos, Spondylos (artros/degenerativ ledsjukdom). Muskelatrofi.



Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets	Höjd bak	Höjd fram
480820010	VRTX CTLSO	X-Small	66-91,5 cm	57,15-67,31 cm	38,10-63,50 cm
480820012	VRTX CTLSO	Standard	78,7-127 cm	59,69-69,85 cm	45,72-71,12 cm
480820014	VRTX CTLSO	X-Large	129,5-177,8 cm	59,69-69,85 cm	45,72-71,12 cm
480830010	VRTX CTLSO Uppgraderingskit	X-Small	-	-	-
480830012	VRTX CTLSO Uppgraderingskit	Standard/X-Large	-	-	-
480870000	Axelremssats	-	-	-	-