

## VRTX TLSO

VRTX TLSO erbjuder idealisk rörelsebegränsning för akuta thorakolumbala ryggradstrauman och post-operativa patienter. Den ger stöd från T9 till S1. VRTX TLSO:s förenklade tvådelade bivalvade design gör det möjligt för läkarna att applicera ortosen i ryggläge, vilket minskar mängden förflyttning av patienten. Förbättrade band under armarna ger optimal stabilisering och komfort. Bandaget har inbyggda sidopaneler som kan förlängas för att passa en mängd olika patientanatomier och SlickTrack Technology är inbyggd för en anpassningsbar kompressionsmängd. Den bomullsfodrade, allergivänliga skumvadderingen med öppna celler transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

VRTX TLSO kan enkelt stegas ned till LSO eller stegas upp till CTLSO som en del av den interaktivitet som finns i VRTX-produktfamiljen.

### Användningsområde

Postoperativt stöd, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbråck, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Kyfos, Spondylos (artros/degenerativ ledsjukdom).



Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets	Höjd bak	Höjd fram
480840010	VRTX TLSO	X-Small	66-91,5 cm	31,75 cm	31,75-43,18 cm
480840012	VRTX TLSO	Standard	78,7-127 cm	36,83 cm- 36,83 cm	36,83-50,80 cm
480840014	VRTX TLSO	X-Large	129,5-177,8 cm	36,83 cm	36,83-50,80 cm
480860010	VRTX LSO Extra polstring för nedre ryggraden	X-Small			
480860012	VRTX LSO Extra polstring för nedre ryggraden	Standard			
480860014	VRTX LSO Extra polstring för nedre ryggraden	X-Large			