

VRTX LSO

VRTX LSO ger bålstabilitet och riktad kompression utformad för att stödja den nedre delen av ryggraden hos traumapatienter och postoperativa patienter. VRTX LSO:s tvådelade bivalvedesign möjliggör enklare anpassning och minskar behovet av att vända patienten under klinisk tillämpning. Bandaget har inbyggda sidopaneler som kan förlängas för att passa en mängd olika patientanatomier och SlickTrack Technology är inbyggd för en anpassningsbar kompressionsmängd. Den bomullsfodrade, allergivänliga skumvadderingen med öppna celler transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

VRTX LSO kan enkelt stegas till TLSO eller CTLSO som en del av den interaktivitet som finns i VRTX-produktfamiljen.

Användningsområde

Postoperativt stöd, Dekonditionerad bålmskulatur, Postlaminektomisyndrom, Kirurgiska dekompressionsingrepp, Icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbråck, Ospecifik ländryggssmärta, Kronisk ländryggssmärta, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi.



Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets	Höjd bak	Höjd fram
480850010	VRTX LSO	X-small	66-91,5 cm	39,37 cm	20,32 cm
480850012	VRTX LSO	Standard	78,7-127 cm	44,45 cm	25,4 cm
480850014	VRTX LSO	X-large	129,5-177,8 cm	49,53 cm	25,4 cm
480860010	VRTX LSO Extra polstring för nedre ryggraden	X-Small	112-150 cm	41 cm	
480860012	VRTX LSO Extra polstring för nedre ryggraden	Standard			
480860014	VRTX LSO Extra polstring för nedre ryggraden	X-large	28-34 cm		