

## Aspen<sup>®</sup> TLSO

Aspen<sup>®</sup> TLSO är ett mångsidigt alternativ som ger en hög grad av rörelsebegränsning genom patientens mitt-thoraxregion utan att kompromissa med komforten. VectorPoint™ bröstpanel anpassar sig till varje patients längd och profil. Den vadderade bröstpanelen förankrar korsettens fram- och baksida i en främre vektorpunkt i den övre bröstregionen. Aspen<sup>®</sup> TLSO är lätt att modifiera eftersom alla strukturella komponenter är lätta att ta bort och kan värmeformas, böjas eller trimmas. Easy LeverLatch™-stängning ger patienten en stark mekanisk fördel som gör det enkelt och effektivt att dra åt ortosen för bättre rörelsebegränsning och ortosen komprimerar bålen stadigt och jämnt. Ett stort ländryggsfönster ger obehindrad sikt och fysisk åtkomst för bättre patientvård. Ger maximalt luftflöde för förbättrad komfort.

Aspen<sup>®</sup> TLSO är en del av Aspen<sup>®</sup> Lumbosacral Bracing System™ och den modulära designen av TLSO, LSO och LSO LoPro möjliggör anpassning och upp- eller nedtrappning parallellt med patientens övergripande framsteg.

### Användningsområde

Postoperativt stöd, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Kyfos, Spondylos (artros/degenerativ ledsjukdom).



Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets	Höjd bak	Höjd fram
480920011	Aspen TLSO kort	Small	66-99 cm	33 cm	32-40 cm
480920013	Aspen TLSO kort	Large	91-124 cm	41cm	32-40 cm
480930011	Aspen TLSO Hög	Small	81-119 cm	33 cm	37-46 cm
480930013	Aspen TLSO Hög	Large	112-150 cm	41 cm	37-46 cm
480940000	Aspen LSO/TLSO Extra polstring				
480950000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Extra kort	28-34 cm		
480960000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Kort	32-40 cm		
480970000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Hög	37-46 cm		

©Camp Scandinavia\_1224\_rev.01



Sverige  
042-25 27 00  
info@camp.se  
camp.se

Danmark  
43 96 66 99  
info@camp.dk  
camp.dk

Suomi  
09-350 76 30  
info@camp.fi  
camp.fi

Norge  
23 23 31 20  
info@camp.no  
camp.no