

## Summit 637

Aspen Summit 637 är en icke-elastisk LSO-skena som är utformad för att hjälpa till att begränsa rörelse och skapa en kontrollerad miljö för läkning. Den erbjuder ytterligare täckning jämfört med Summit 631.

Den fasta men flexibla ryggskenan anpassar sig naturligt till patientens lordos för att ge extra strukturellt stöd och Aspens Super SlickTrack™-system har en oberoende övre och nedre åtdragningsmekanism som ger direkt kompression där det behövs, oavsett patientens styrka. Storleksmekanismen Sure Slot™ ger flera storlekar i en och samma korsett. Alla strukturella komponenter är lätta att ta bort och kan värmeformas, böjas eller trimmas för att passa individuella patientförhållanden.

Välj mellan Summit 456 TLSO Summit 637 LSO och Summit 631 LSO baserat på graden av rörelsebegränsning som krävs. Varje korsett finns tillgänglig som en justerbar one size-version eller i originalstorlek (631 LSO endast som one size).

### Användningsområde

Postoperativt stöd, deconditionerad bålmskulatur, postlaminektomisyndrom, kirurgiska dekompressionsingrepp, icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, degenerativ disksjukdom, utbuktning eller diskbråck, ospecifik ländryggssmärta, kronisk ländryggssmärta, frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi.



Art.nr.	Modell	Storlek	MiNOrdjemått
481030000	Summit 637 LSO Justerbar	One Size	66-152 cm
481040011	Summit 637	Small	66-86 cm
481040012	Summit 637	Medium	84-107 cm
481040013	Summit 637	Large	104-130 cm
481040014	Summit 637	X-large	127-152 cm
481090000	Förlängningspanel	-	-

©Camp Scandinavia\_0225\_rev.01



Sverige  
042-25 27 00  
info@camp.se  
camp.se

Danmark  
43 96 66 99  
info@camp.dk  
camp.dk

Suomi  
09-350 76 30  
info@camp.fi  
camp.fi

Norge  
23 23 31 20  
info@camp.no  
camp.no