

Summit 456 TLSO

Aspen Summit 456 är en inelastisk stödsele som är designad för att främja en mer naturlig hållning samtidigt som den erbjuder ett diskret alternativ till postkirurgisk TLSO. Den fasta men flexibla ryggpåsen formar sig naturligt efter patientens lordos för att ge extra strukturellt stöd, och Aspens Super SlickTrack™ System har en oberoende övre och nedre spännmekanism som ger direkt kompression där det behövs, oavsett patientens styrka. Teleskoperande axelband möjliggör höjdjustering för att passa olika patientanatomier. Sure Slot™-storleksmekanismen erbjuder flera storlekar i en sele. Alla strukturella komponenter kan enkelt tas bort och värmeforms, böjas eller kapas för att anpassas till individuella patientförhållanden. Välj mellan Summit 456 TLSO, Summit 637 LSO och Summit 631 LSO beroende på graden av rörelsebegränsning som krävs. Varje sele finns tillgänglig som justerbar i en storlek eller i originalstorlek (631 LSO endast i One size).

Användningsområde

Postoperativt stöd, degenerativ disksjukdom, utbuktande eller bräck på disk, frakturhantering, spondylolys, spondylolistes, spinal stenosis, kyfosis, spondylos (artros/ degenerativ ledgångssjukdom).



Art.nr.	Modell	Storlek	Midjemått
481070000	SUMMIT 456 TLSO ADJUSTABLE	One Size	66-152 cm
481080011	SUMMIT 456	Small	66-86 cm
481080012	SUMMIT 456	Medium	84-107 cm
481080013	SUMMIT 456	Large	104-130 cm
481080014	SUMMIT 456	X-Large	127-152 cm
481090000	Förlängningspanel	-	-

©Camp Scandinavia_0225_rev.01



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Suomi
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no