

# Aspen Tri-Point FSO Justerbar

Aspen Tri-Point FSO är en frontalsagittal ortos som fungerar som ett avlastningsstöd och hjälper till att återställa en naturlig tyngdpunkt. Stödet kan användas av vuxna patienter med spinala felställningar och posturala obalanser i ryggraden. Det främjar en mer naturlig tyngdpunkt genom att använda ett inelastiskt kompressionssystem och applicerar krafter som samverkar för att förbättra inriktningen i alla tre anatomiska plan för en bättre hållning. Det universella stagets konstruktion kan justeras eller modifieras för att anpassas till patientens unika behov och placeras var som helst på bältet för att optimera stödet.

## Användningsområde

Degenerativ skolios hos vuxna, idiopatisk skolios hos vuxna, ryggmärgsskada, cerebral pares, Parkinsons sjukdom, multipel skleros, Brown-Séquards syndrom, hemiplegi/post-CVA (stroke).



Art.nr.	Modell	Storlek	Midja
481210000	Aspen Tri-Point FSO Justerbar	One Size	61-114 cm

©Camp Scandinavia\_0225\_rev.01