

CAMP®

Nyhet!

C35 Hydro

Vattentålig
hyperextensionskorsett



camp.se

C35 Hydro

En hyperextensionskorsett som är tillverkad i ett vattentåligt material och som därmed är passande för badterapi. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd och har en vridbar bröstplatta. Bäckensbågen kan låsas i valfri position. Stängs med snabbspännen. Polstringen är utbyttbar.

Användningsområde: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit. Avsedd för tillfällig användning vid badterapi.

Art. nr.	Modell	Storlek	Höftmått	Höjd
20358 0011	Hydro	Small	60-75 cm	39-50 cm
20358 0012	Hydro	Medium	75-90 cm	42-52 cm
20358 0013	Hydro	Large	90-105 cm	45-59 cm
20358 0014	Hydro	X-Large	105-115 cm	49-61 cm
20359 0011	Extra polstring	Small		
20359 0012	Extra polstring	Medium		
20359 0013	Extra polstring	Large		
20359 0014	Extra polstring	X-Large		



C35 Hyperextensionsstöd

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder för postoperativ behandling som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd, har en vridbar bröstplatta och justerbar ryggplatta.

Användningsområde: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit.

Art. nr.	Modell	Storlek	Höftmått	Höjd
20350 0011	C35	Small	76-83 cm	43-47 cm
20350 0012	C35	Medium	83-94 cm	45-50 cm
20350 0013	C35	Large	94-104 cm	48-54 cm
20350 0014	C35	X-Large	104-114 cm	53-59 cm
20351 0000	Extra bröstplatta	En storlek		
20354 0011	Extra band med spänne	Small/Medium		
20354 0013	Extra band med spänne	Large/X-Large		
20356 0000	Polstring till övre bygeln fram			



C35+ Hyperextensionsstöd

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder för post-operativ behandling som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd, har en vridbar bröstplatta med gradering som gör det enkelt att ställa in vinkeln. Den nedre bygeln kan ställas i rörligt eller fast läge. Justerbar ryggplatta.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit

Art. nr.	Modell	Storlek	Höftmått	Höjd
20355 0011	C35+	Small	74-86 cm	39-48 cm
20355 0012	C35+	Medium	84-98 cm	42-51 cm
20355 0013	C35+	Large	96-110 cm	44-52 cm
20355 0014	C35+	X-Large	106-120 cm	48-57 cm
20351 0000	Extra bröstplatta	En storlek		
20352 0012	Extra ryggplatta	Small/Medium		
20352 0014	Extra ryggplatta	Large/X-Large		
20354 0011	Extra band med spänne	Small/Medium		
20354 0013	Extra band med spänne	Large/X-Large		
20356 0000	Polstring till övre bygeln fram			



C37 Hyperextensionsstöd

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och vidd, har en vridbar höftplatta och justerbar ryggplatta. Den nedre bygeln är justerbar i vinkeln.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit

Art. nr.	Modell	Storlek	Höftmått	Höjd
20370 0011	C37	Small	76-94 cm	43-50 cm
20370 0013	C37	Large	94-114 cm	48-59 cm
20351 0000	Extra bröstplatta			
20352 1112	Extra ryggplatta	Small/Medium		
20352 1314	Extra ryggplatta	Large/X-Large		
20354 0011	Extra band med spänne	Small/Medium		
20354 0013	Extra band med spänne	Large/X-Large		
20356 0000	Polstring till övre bygeln fram			




Camp STAR hyperextension

Stabil hyperextensionskorsett med metallram, polstrad med skumplast och bälte i plast. Justerbar höjd.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer,osteoartrit

Art. nr.	Modell	Storlek
20347 0000	Camp STAR	En storlek



**Se även vårt övriga sortiment
av korsetter och gördlar på
camp.se**