

GripAble

GripAble är en smart rehabiliterings- och testenheter för personer med nedsatt rörelseförmåga i händer och övre extremiteter. GripAble ansluts till en app, där användarens styrka och rörelseförmåga kan utvärderas. Via appen kan patienten ta del av spel och aktiviteter med fokus på olika aspekter av grepp, hand- och handledsrörelser.

Genom roliga och engagerande aktiviteter hjälper GripAble patienten att hålla sig motiverad genom sin rehabilitering. Spelen individanpassas utifrån patientens rörelseförmåga och styrka och ökar i utmaning i takt med att patienten blir bättre.



Support for Better Life!

GripAble

hand- och armrehabilitering

GripAble hjälper terapeuter att objektivt och exakt mäta en patients greppstyrka och rörelseomfång, samt att följa utvecklingen över tid. Rehabilitering genom spel bidrar dessutom till ökat engagemang och högre motivation. Träningen rekommenderas inte bara för patienter inom ortopedisk kirurgi utan används även inom neurorehabilitering för att uppnå bästa resultat.

- Flera aktivitetsnivåer för individuell anpassning – kan anpassas efter fysiska och kognitiva mål.
- Fem inställningar för utvärdering av olika aspekter av patientens grepp.
- Lätt och portabel.
- Smidigt och intuitivt, startas enkelt på fem minuter.

Alla tester kan utföras i isometriska och isotoniska lägen. De förberäknade resultaten inkluderar medelvärde och standardavvikelse, och sammanställs i rapporter. Följer ASHT:s bedömningsrekommendationer. GripAble är kompatibel med Jamar ICC 0.90, men inkluderar även separata parametrar för att mäta greppstyrka.

GRIPABLE PRO för terapeuter innehåller:



Artikelnummer 40621