

Jamar[®] Plus Handdynamometer

Jamar[®] PLUS handdynamometer är ett enkelt och säkert verktyg för att kontrollera och utvärdera greppstyrka och handfunktion. Den ger förbättrad noggrannhet vid mätning av styrkeförbättringar och har en lättläst digital display för enklare patientvård. Du kan justera grepphandtaget till en av fem olika positioner för att passa varje användares hand. Mäter och visar isometrisk greppkraft från 0 - 90 kg.

Det finns flera fördelar med att använda en digital dynamometer, bland annat mer exakta mätningar av greppstyrkan. Den digitala handdynamometern från Jamar har elektroniska lastceller som ökar noggrannheten vid mätning av greppstyrka. Den elektriska handdynamometern eliminerar också matematiska beräkningsfel genom att automatiskt beräkna statistik, som genomsnitt, standardavvikelse och variationskoefficient. Dessutom, utan hydraulik, behöver du inte oroa dig för läckage.

Övrigt:

Levereras i en praktisk transportväska. Kalibrering rekommenderas en gång per år för att säkerställa hållbarhet och tillförlitlighet.



Art. nr	Modell
52102	Jamar PLUS Handdynamometer
52101	Kalibrering