

## Bruns gipssax

En klassisk kraftig gipssax i rak modell tillverkad av japanskt rostfritt stål. Mycket slitstark. Den skyddade spetsen möjliggör klippning av alla typer av bandage och gips nära huden. Den nedre ringen för två fingrar avlastar trycket och förbättrar komforten vid användning av saxen. Ej tandad. Saxen kan autoklaveras. Längd 24 cm.



### Avsedd användning

Alla stockinetter och stoppningar/bandage.  
Alla syntetiska gips- och kalkmaterial samt lågtemperaturplaster.

Art.nr.	Modell	Längd
51203	Bruns Gipssax	24 cm