

Verktyg och tillbehör - saxar



Optimala verktyg för professionell användning

Saxar för alla material och ändamål inom vården

Inom vården är det viktigt att den sax man valt för ett ändamål fungerar optimalt. Därför behövs det anpassade saxar med olika egenskaper. En sax kan behövas för att trimma bandage till anpassad storlek. Om en sax ska användas på bandage som sitter på patienten behöver den ha ett vinklat blad och trubbiga spetsar för att minska risken för skador på huden. I sortimentet finns gipssaxar avsedda att klippa i kalla och varma plastmaterial, idealiska till små justeringar runt om ortosen och för att trimma kanter på en färdig ortos eller cirkulär gips. De allra flesta saxarna är autoklaverbara.



Brett sortiment av specialverktyg

Vi erbjuder verktyg som är designade för professionell användning inom ortopedteknik och vård.

Hög kvalitet och hållbarhet

Produkterna är noggrant utvalda för att klara tuffa arbetsförhållanden och ge långvarig prestanda.

Ergonomisk design

Många av verktygen är utvecklade med användaren i åtanke, för att minska belastning och öka komforten vid användning.

Anpassade för vårdmiljö

Verktygen och tillbehören är hygieniska, ofta autoklaverbara och uppfyller vårdens krav på säkerhet och kvalitet.



Bandagesax med plasthandtag

Praktisk sax med stort plastgrepp, avsedd för olika plastmaterial. Saxen är tillverkad av rostfritt stål AISI 420 och är autoklaverbar. Ett prisvärt alternativ.

Art. nr.	Färg	Material	Längd
51211	Svart	AISI 420	18 cm
51212	Grön	AISI 420	18 cm
51213	Gul	AISI 420	18 cm



Bruns gipssax

En klassisk kraftig gipssax i rak modell tillverkad av japanskt rostfritt stål. Mycket slitstark. Den skyddade spetsen möjliggör klippning av alla typer av bandage och gips nära huden. Den nedre ringen för två fingrar avlastar trycket och förbättrar komforten vid användning av saxen. Ej tandad. Saxen kan autoklaveras.

Användningsområden

Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och kalkmaterial samt lågtemperaturplaster.

Art. nr.	Längd	Material
51203	24 cm	Rostfritt stål



Böjd MAYO sax

Böjd sax med små handtag. Lämplig att trimma kanter på ortoser där plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras. Kan användas till höger och vänster hand.

Art. nr.	Längd	Material
51214	14 cm	AISI 420



Gipssax vinklad Nibbler

Liten precisionssax av högsta kvalitet som kan användas till att klippa i kalla och varma plastmaterial. Idealisk till små justeringar runt om ortosen och för att trimma kanter på en färdig ortos eller cirkulär gips. Den nedre skäreggen är tandad. Tillverkad av rostfritt stål och kan autoklaveras.

Användningsområden

Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och gipsavgjutningar. Alla lågtermoplastiska material.

Art. nr.	Modell	Längd
51209	Gipssax vinklad nibbler	12 cm
51226	Gipssax vinklad nibbler vänsterhänt	12 cm



Gipssax rostfri

En sax i hög kvalitet som klipper lätt i alla material. Nedre blad med fin sågtandning och skarpt vinklat övre blad. Saxen är tillverkad av rostfritt stål och är autoklaverbar.

Användningsområden

Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och gipsavgjutningar. Alla lågtermoplastiska material.

Art. nr.	Modell	Längd
51207	Gipssax rostfri	18 cm
51208	Gipssax rostfri	14 cm
51218	Gipssax rostfri vänsterhänt	18 cm



Smith sax

En mycket vass sax med stort handtag. Är lätt att hantera och att klippa i mjuka plastmaterial. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan autoklaveras.

Art. nr.	Längd	Material
51216	18 cm	AISI 420



Ergo Super Gipssax

En förstklassig sax tillverkad av japanskt rostfritt stål som är extremt hållbart. Saxen har förstärkta blad av volframkarbid. Det nedre bladet har fina tandningar och ett skarpt vinklat övre blad. Modellen har en innovativ ergonomisk toppring "vinklad utanför centrum" för att avlasta trycket på tummen för personer som använder saxen dagligen. Två fingrar i den nedre fingerringen avlastar också trycket och förbättrar komforten. Saxen kan autoklaveras.

Användningsområden

Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och gipsavgjutningar. Alla lågtermoplastiska material.

Art. nr.	Modell	Längd	Material
51219	Ergo Super Gipssax	18 cm	Rostfritt stål med förstärkta blad av volframkarbid
51227	Ergo Super Gipssax Vänsterhänt	18 cm	Rostfritt stål med förstärkta blad av volframkarbid



Kraftig gipssax

Extra stor och stark sax av rostfritt stål, 23 cm lång. Den skyddade spetsen möjliggör klippning av alla typer av bandage och gips nära huden. Den nedre ringen för två fingrar avlastar trycket och förbättrar komforten vid användning av saxen. Det fintandade nedre bladet ger ett bättre grepp om materialet.

Användningsområden

Alla stockinetter och polstringar/bandage. Alla lågtermoplastiska material, syntetiska material och gipsavgjutningar.

Art. nr.	Längd	Material
51204	23 cm	Rostfritt stål

Hitta rätt sax för ditt behov

Välj rätt sax för varje arbetsområde – från grundläggande klippning till precisionsarbete och dagligt bruk.

Saxar för grundläggande klippning

För enklare arbeten som bandage, stoppning och mjuka plastmaterial.

Fokus på funktionalitet och prisvärdhet.



Bandagesax med plasthandtag

Art.nr. 51211, 51212, 51213

Komfort




Materialkvalitet



Användningsområde



Precision



Smith sax

Art.nr. 51216

Komfort



Materialkvalitet



Användningsområde



Precision



Saxar för gips och robust material

Utformade för att klippa i hårdare material som syntetiska gips, lågtermoplast och gipsavgjutningar. Bygda för hållbarhet och användarvänlighet vid kraftigare klippning.



Bruns gipssax

Art.nr. 51203

Komfort



Materialkvalitet



Användningsområde



Precision



Gipssax rostfri

Art.nr. 51207 51208, 51218

Komfort




Materialkvalitet



Användningsområde



Precision



Kraftig gipssax

Art.nr. 51204

Komfort



Materialkvalitet



Användningsområde




Precision




Precisionsaxar för detaljarbete

Idealisk för små justeringar och trimning av kanter på ortoser och andra detaljerade områden. Passar både mjuka och hårda material.



Böjd MAYO sax
Art.nr. 51214

Komfort	● ● ○
Materialkvalitet	● ● ○
Användningsområde	● ● ○
Precision	● ● ○




Gippsax vinklad Nibbler
Art.nr. 51209 51226

Komfort	● ● ○
Materialkvalitet	● ● ●
Användningsområde	● ● ●
Precision	● ● ●

Saxar med extra fokus på komfort och daglig användning

För professionella användare som klipper ofta. Fokus på komfort, tryckavlastning och högkvalitativa material.



Ergo Super Gippsax
Art.nr. 51214

Komfort	● ● ●
Materialkvalitet	● ● ●
Användningsområde	● ● ●
Precision	● ● ●

Komfort: Ergonomisk design och grepp (1 = standardgrepp, 3 = ergonomisk design med tryckavlastning).

Materialkvalitet: Robusthet och hållbarhet av material (1 = standard stål, 3 = förstärkt stål, t.ex. volframkarbid).

Användningsområde: Förmåga att hantera olika material (1 = mjuka material, 3 = både mjuka och hårda material).

Precision: Möjlighet till exakt klippning och finsnickeri (1 = grovt arbete, 3 = detaljerade justeringar).



Sedis alitaeperum sitinum

Pelitionsed quunt est, omnit aut quunt eicidit
aerumquidem accus quid ut quo dolutet ut pratur,
que quaeperum nis erum quat qui quam ius sunt
earum dolupta quidignam dolutatur molorecae.
Sedis alitaeperum quuntius sitinum fugiatendi
qui odit laborep taturit atibea vidiandi sitem sum
rerorenet ea as esciantias mi, ut es perum.