

Manosplint[®] Safety Cutter

Den säkraste och enklaste skäraren på marknaden för kalla termoplaster. Med Manosplint[®] Safety Cutter minskar du belastningen på terapeuternas händer – skärhuvudets design tar bort den finger- och handbelastning som uppstår vid användning av handkniv eller sax. Minimal ansträngning krävs för att skära igenom alla material. Skär enkelt kalla plaster med en tjocklek på upp till 3,2 mm. Lätt att hantera och flytta runt. Den 66 cm långa skärlängden gör att den kan användas även för de största arken. Silikonremsor längs hela basen och undersidan av skärstängens håller alla plaster på plats under skärning. Skärkanalen för bladet eliminerar behovet av en skärmatta.



Övrigt:

Levereras i ett paket med 100 blad.

Art. nr	Modell
51224	Manosplint Safety Cutter
51225	Extra blad