

## Saxar

### Kraftig gipssax

Extra stor och stark sax av rostfritt stål, 23 cm lång. Den skyddade spetsen möjliggör klippning av alla typer av bandage och gips nära huden.

Den nedre ringen för två fingrar avlastar trycket och förbättrar komforten vid användning av saxen. Det fintandade nedre bladet ger ett bättre grepp om materialet.

Art. nr.	Modell	Material	Längd
51204	Kraftig gipssax	Rostfritt stål	23 cm



NYHET!

### Ergo Super Gipssax

En förstklassig sax tillverkad av japanskt rostfritt stål som är extremt hållbart. Saxen har förstärkta blad av volframkarbid. Det nedre bladet har fina tandningar och ett skarpt vinklat övre blad. Modellen har en innovativ ergonomisk toppring "vinklad utanför centrum" för att avlasta trycket på tummen för personer som använder saxen dagligen. Två fingrar i den nedre fingerringen avlastar också trycket och förbättrar komforten. Saxen kan autoklaveras.

Art. nr.	Modell	Längd
51219	Rostfritt stål med förstärkta blad av volframkarbid	18 cm



### Bandagesax med plasthandtag

Praktisk sax med stort plastgrepp, avsedd för olika plastmaterial. Saxen är tillverkad av rostfritt stål AISI 420 och är autoklaverbar. Ett prisvärt alternativ.

Art. nr.	Färg	Material	Längd
51211	Svart	AISI 420	18 cm
51212	Grön	AISI 420	18 cm
51213	Gul	AISI 420	18 cm



### Supersax

En extremt vass sax med stort handtag. Passar utmärkt till att klippa i plastmaterial, även när plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.

Art. nr.	Material	Längd
51217	AISI 420	20 cm





## Böjd MAYO sax

Böjd sax med små handtag. Lämplig att trimma kanter på ortoser där plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras. Kan användas till höger och vänster hand.

Art. nr.	Material	Längd
51214	AISI 420	14 cm



## Smith Sax

En mycket vass sax med stort handtag. Är lätt att hantera och att klippa i mjuka plastmaterial. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.

Art. nr.	Material	Längd
51216	AISI 420	18 cm



## Gipssax rostfri

En sax i hög kvalitet som klipper lätt i alla material. Nedre blad med fin sågtandning och skarpt vinklat övre blad. Saxen är tillverkad av rostfritt stål och är autoklaverbar.

Art. nr.	Modell	Längd
51208	Gipssax rostfri	14 cm
51207	Gipssax rostfri	18 cm
51218	Gipssax rostfri vänsterhänt	18 cm



## Gipssax vinklad Nibbler

Liten precisionssax av högsta kvalitet som kan användas till att klippa i kalla och varma plastmaterial. Idealisk till små justeringar runt om ortosen och för att trimma kanter på en färdig ortos eller cirkulär gips. Den nedre skäreggen är tandad.

Art. nr.	Modell	Längd
51209	Gipssax vinklad nibbler	12 cm