



Hand- och handledsortoser



SELECTION® Fingerloop

En tvillingortos som effektivt håller ihop två eller flera fingrar, så att det starkare fingret kan hjälpa det svagare som stöd, skydd och/eller för att öka rörelseomfånget. Kan även användas som en statisk progressiv skena för ökat rörelseomfång i DIP-leden.

Ortosen är tillverkat i 100 % slitstark och snabbtorkande nylon. Svetsad utan sömmar och därför lätt att skära till för en personlig passform. En eller flera bitar kan användas samtidigt.

Det halvpreparerade Fingerloop-arket som är 10 cm brett kan enkelt klippas till enskilda band i önskad bredd med en sax.

Användningsområden: Stöd för fingrarna efter till exempel skada, operation, stabila frakturer, metacarpalfrakturer, kroniska smärttillstånd, stukningar, ledförslitning och kontrakturer.

Art. nr.	Modell	Storlek	Bredd	Längd	Antal/Förp.
35219	SELECTION® Fingerloop	One Size	2 cm	15,5 cm	5
35220	SELECTION® Fingerloop Ark		10 cm	15,5 cm	1



Mallet fingerhylsa

Immobiliserar DIP-leden i extension och tillåter samtidigt full rörlighet i PIP-leden. Används normalt utan polstring och fixeras mot mellersta falangen med självhäftande band (medföljer inte).

Art. nr.	Färg	Storlek	Förp.	Omkrets
51422	Beige	1 - Small	10 stk.	4.5 - 5.0 cm
51422	Beige	2 - Small/Medium	10 stk.	5.0 - 5.5 cm
51422	Beige	3 - Medium	10 stk.	6.0 - 6.5 cm
51422	Beige	4 - Medium/Large	10 stk.	6.5 - 7.0 cm
51422	Beige	5 - Large	10 stk.	7.0 - 7.5 cm
51422	Beige	5.5 - Large+	10 stk.	7.5 - 8.0 cm
51422	Beige	6 - Large/X-Large	10 stk.	8.0 - 8.5 cm
51422	Beige	7 - X-Large	10 stk.	8.5 - 9.0 cm



Mått: Omkrets PIP-led

SOF-Stretch dynamisk fingerortos kort

Skena som ger ett dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket. Bilaterala vajrar kan böjas för att anpassa motståndet och göra plats för eventuellt ödem. Den korta designen tillåter full rörlighet i MCP-lederna.

Användningsområden: Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått
51405	Vit	X-Small	3,8 cm
51405	Vit	Small	4,4 cm
51405	Vit	Medium	5,1 cm
51405	Vit	Large	5,7 cm
51405	Vit	X-Large	7 cm



Mått: Volart mellan MCP-leden och DIP-leden



Mått: Volart mellan distala palmarvecket och DIP-leden

SOF-Stretch dynamisk fingerortos

Skena som ger ett dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket. Bilaterala vajrar kan böjas för att anpassa motståndet och göra plats för eventuellt ödem.

Användningsområden: Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått
51400	Vit	X-Small	5,1 cm
51400	Vit	Small	6,4 cm
51400	Vit	Medium	7,6 cm
51400	Vit	Large	8,9 cm
51400	Vit	X-Large	10,2 cm
51401	Svart	X-Small	5,1 cm
51401	Svart	Small	6,4 cm
51401	Svart	Medium	7,6 cm
51401	Svart	Large	8,9 cm
51401	Svart	X-Large	10,2 cm



Mått: Volart mellan distala palmarvecket och DIP-leden

SOF-Stretch dynamisk spiralortos

Extensionsskena (Capener) som ger dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Spiralfjädrarna är placerade på bägge sidor om PIP-leden för att ge samma motstånd i alla positioner. De kan lossas eller spännas till önskat motstånd. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket.

Användningsområden: Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.

Lämplig till kontrakturer upp till 45°. Ej för rigida kontrakturer.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått
51410	Vit	Small	6,4 cm
51410	Vit	Medium	7 cm
51410	Vit	Large	7,6 cm
51410	Vit	X-Large	8,3 cm

Vission fingerskena

Fingerskena för immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

Användningsområden: Immobilisering av fingrar efter skada eller operation, konservativ fingerterapi, Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 27 cm.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö
46020	Vission Fingerskena	Small	< 16 cm	Bilat.
46020	Vission Fingerskena	Medium	16 - 19 cm	Bilat.
46020	Vission Fingerskena	Large	> 19 cm	Bilat.



Mått: Mått tages runt handleden.

Vission multifinger ortos

Denna ortos är avsedd för immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid behandling av , Dupuytren syndrom. Tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna. Ortosen kan även användas i samband med behandling av frakturer i metacarpalbenen III-V och dess tillhörande falanger.

Användningsområden: Immobilisering, Dupuytren syndrom, vid frakturer.

Kontraindikationer: Inga kända.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 30 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46021	Vission Multifinger	Svart	Small	< 16 cm	Vä/Hö
46021	Vission Multifinger	Svart	Medium	16 - 19 cm	Vä/Hö
46021	Vission Multifinger	Svart	Large	> 19 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled.



Mått: Omkrets fingerled

Oval-8® fingerortos

Oval-8® är fingerortoser utformade för att stödja, stabilisera eller immobilisera de små lederna i patientens finger. Den mångsidiga 3-punktstryckdesignen gör att varje Oval-8® kan behandla 6 eller fler tillstånd med en enkel vridning av skenan. Oval-8® är tillverkade i gjuten plast och har rundade kanter för ökad komfort. Oval-8® är vattentäta och kan bäras i våta förhållanden. Finns i 14 storlekar.

Användningsområden: Oval-8® är utformade för att tillämpa tre kontrollpunkter runt ett finger för att hålla en knoge rak, förhindra eller begränsa rörelsen för att skydda och möjliggöra läkning. Produkten kan användas för att hantera flera fingersjukdomar beroende på var och hur den bärs på fingret.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Antal/Förp
51423	Oval-8® Fingerortos	Beige	2	4,30 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortos	Beige	3	4,50 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortos	Beige	4	4,95 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortos	Beige	5	5,27 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortos	Beige	6	5,70 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortos	Beige	7	5,86 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortos	Beige	8	6,14 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortos	Beige	9	6,35 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortos	Beige	10	6,82 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortos	Beige	11	7,09 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortos	Beige	12	7,40 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortos	Beige	13	7,65 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortos	Beige	14	8,09 cm	5
51423	Oval-8® Fingerortos	Beige	15	8,20 cm	5
51428	Oval-8® storlekssset		2-15		1 per storlek
51429	Oval-8® kit		2-15		44



Mått: Omkrets handled

Vission NEO tumortos kort

Mjuk, elastisk tumortos i neoprene som skyddar och avlastar tummen samt ger värme. Finns i två längder. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek M).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46025	Kort	Svart	Small	13 - 16 cm	Vä/Hö
46025	Kort	Svart	Medium	15 - 18 cm	Vä/Hö
46025	Kort	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö

Vission NEO tumortos lång

Mjuk, elastisk tumortos i neoprene som skyddar och avlastar tummen samt ger värme. Finns i två längder. Denna modell som är lång ger ett lätt stöd för handleden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 12,5 cm. Bandaget är tillverkat av Nylon och SBR (Latexfri neoprene).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö
46026	Lång	Svart	En storlek	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled.

Vission tumortos kort med skena

En tumortos med plastskena som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer. Uppbyggnaden av det underliggande materialet gör att skenan inte trycker mot leder eller muskulatur. Materialet är ett stadigt och slitstarkt resårmaterial som ha en mjuk och bekväm insida. Öppet justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Instabilitet i tummens leder (CMC -eller MCP-leden), inflammationer, förslitningsskador, belastningsrelaterade problem samt vid reumatiska förändringar.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 13 cm (storlek M).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46028	Med skena	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Vä/Hö
46028	Med skena	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Vä/Hö
46028	Med skena	Svart	Small	13 - 14 cm	Vä/Hö
46028	Med skena	Svart	Medium	14 - 16 cm	Vä/Hö
46028	Med skena	Svart	Large	16 - 19 cm	Vä/Hö
46028	Med skena	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått: Omkrets handled

Vission tumortos lång med skena

En smidig, elastisk tumortos i lång modell. Ortosen har en uttagbar metallskena som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer samt ett lätt stöd för handleden. Ortosen är avsedd att begränsa rörelse i CMC och MCP 1 lederna och för att positionera tummen i en funktionell position. Den är tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Öppet justerbart tumgrepp och den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand.

Användningsområden: Osteoartros och/eller instabilitet i CMC och MCP 1, Triggerfinger, Morbus de Quervain.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 16 cm (storlek M).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46023	Lång med skena	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Vä/Hö
46023	Lång med skena	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Vä/Hö
46023	Lång med skena	Svart	Small	13 - 14 cm	Vä/Hö
46023	Lång med skena	Svart	Medium	14 - 16 cm	Vä/Hö
46023	Lång med skena	Svart	Large	16 - 19 cm	Vä/Hö
46023	Lång med skena	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

SELECTION® tumortos Soft

Smidig och elastisk tumortos som avlastar tummens leder och ger ett lätt stöd. SELECTION® tumortos Soft är tillverkad av ett smidigt, modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig CMC-1 artros.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek M).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35200	Soft	Svart	X-Small	< 13 cm	Vä/Hö
35200	Soft	Svart	Small	13-15 cm	Vä/Hö
35200	Soft	Svart	Medium	15-17 cm	Vä/Hö
35200	Soft	Svart	Large	17-20 cm	Vä/Hö
35200	Soft	Svart	X-Large	>20 cm	Vä/Hö
35201	Soft	Beige	X-Small	< 13 cm	Vä/Hö
35201	Soft	Beige	Small	13-15 cm	Vä/Hö
35201	Soft	Beige	Medium	15-17 cm	Vä/Hö
35201	Soft	Beige	Large	17-20 cm	Vä/Hö
35201	Soft	Beige	X-Large	>20 cm	Vä/Hö

SELECTION® tumortos Rigid

Smidig och elastisk tumortos med extra stabilitet runt tummens strukturer. Ger avlastning för tummens leder och ett stabilt stöd. Ger även stöd och skydd för tummens MCP-led. SELECTION® tumortos Rigid är tillverkad av ett smidigt, modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig till moderat CMC-1 artros.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek M).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	X-Small	< 13 cm	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	Small	13-15 cm	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	Medium	15-17cm	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	Large	17-20 cm	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	X-Large	>20 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	X-Small	< 13 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	Small	13-15 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	Medium	15-17 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	Large	17-20 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	X-Large	>20 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled





Mått 1: Omkrets handled

Mått 2: Handflatsmått

SELECTION® tumortos barn

Mjuk och skön tumortos avsedd för barn. SELECTION® materialet är tunt, smidigt och låter huden andas. Ortosen är avsedd att guida hand och handled till en funktionell position, för att lindra smärta vid inflammationer och reumatiska tillstånd. Ortosen kan också användas för att reducera spasticitet vid neurologiska tillstånd i hand och handled. Tumgreppet är justerbart och kanterna kan trimmas vid behov.

Användningsområden: Positionering av handen efter Brakialplexus neuropatier (BPN), Spastisk hand vid Cerebral Pares. Arthrogyposis. Reumatiska sjukdomar.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 9 cm (storlek M).

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
35300	Svart	XX-Small	8,5 - 11,5 cm	5 - 6 cm	Vä/Hö
35300	Svart	X-Small	10 - 12,5 cm	6 - 7 cm	Vä/Hö
35300	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	Vä/Hö
35300	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	Vä/Hö
35300	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	Vä/Hö



Mått 1: 2-5 MCP

Mått 2: Handens längd från handled till fingertoppar

S.O.T tumortos

S.O.T Tumortos är en anatomiskt formad vilootos för tumme och handflata. Ortosen positionerar tummen i ett optimalt viloläge. Den är utformad för att begränsa rörelserna i tummens CMC- och MCP-led, ge stöd för handens valv samt positionera tummens leder och muskler i ett bekvämt viloläge. Ortosen har en justerbar aluminiumkärna som enkelt kan anpassas och omformas till en individuell passform. Ortosen kan justeras efterhand som kontrakturen förändras. Den smidiga designen gör den till ett utmärkt alternativ till specialtillverkade vilootoser. Läs mer om anpassning och omformning i broschyren Tips & Tricks.

När extra stöd för handleden behövs kan S.O.T Tumortos användas tillsammans med en handledsortos. Vission 46029 och Selection 35207 är utmärkta ortoser för att kombinera med S.O.T Tumortos.

Användningsområden: S.O.T Tumortos är avsedd att användas vid artros, reumatoid artrit, adduktionskontrakturer i tummen och vid överbelastningsskador.

Övrigt: S.O.T Tumortos går att tvätta i 40 grader.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
28720	S.O.T Tumortos	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Vä/Hö
28720	S.O.T Tumortos	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Vä/Hö
28720	S.O.T Tumortos	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Vä/Hö
28721	Extra överdrag	Small			Vä/Hö
28721	Extra överdrag	Medium			Vä/Hö
28721	Extra överdrag	Large			Vä/Hö

Basic tumortos kort och lång

Ortos med plastskenor som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer. Materialet är klippt på skrådden för bästa passform och elasticitet. Öppet justerbart tumgrepp. Den långa modellen är 2 cm längre och ger stöd även för handleden. Kan kombineras med handledsband 27448 för extra stabilitet.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Övrigt: Basic tumortos kort - ortosens längd på radialsidan är 12,5 cm. Basic tumortos lång - ortosens längd på radialsidan är 15 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
27443	Kort	Blå	X-Small	< 12 cm	Vä/Hö
27443	Kort	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
27443	Kort	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
27443	Kort	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
27443	Kort	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö
27444	Lång	Blå	X-Small	< 12 cm	Vä/Hö
27444	Lång	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
27444	Lång	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
27444	Lång	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
27444	Lång	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Tee Pee™ tumortos

Tumortos med tre formbara aluminiumskenor; centralt, dorsalt och palmart. Ortosen ger ett stabilt stöd för tummen. Tillverkad av perforerad luftig mockaimitation samt foder som andas.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28560	Svart	X-Small	<9 cm	Bilat.
28560	Svart	Small	9-10 cm	Bilat.
28560	Svart	Medium	10-11,5 cm	Bilat.
28560	Svart	Large	11,5-13 cm	Bilat.
28560	Svart	X-Large	>13 cm	Bilat.



Mått: Längd från handled till tummens IP-led



Mått: Omkrets handled.

CMC-X Lacer tumortos

CMC-X Lacer™ tumortos ger smärtlindring vid osteoartrit i tummens CMC-led samtidigt som den tillåter rörelse. Låsningssystemet med snörning kan enkelt justeras och placera tumbasen i önskad abduktionsgrad för att hjälpa till att stabilisera CMC leden och samtidigt tillåta tummen en funktionell rörlighet. Den justerbara polstrade aluminiumskenan arbetar tillsammans med snörningssystemet och ger ett lätt tryck med ytterligare stabilisering av CMC leden. CMC-X Lacer tumortos är tillverkad av hypoallergen CoolFlex™-material för komfort och kompression. CMC-X Lacer innehåller inte latex eller neoprene.

Användningsområden: Osteoartrit i tummens CMC led, medial subluxation av tummens CMC led.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28562	Svart	X-Small	<14 cm	Bilat.
28562	Svart	Small	14-16 cm	Bilat.
28562	Svart	Medium	16-18 cm	Bilat.
28562	Svart	Large	18-19,5 cm	Bilat.
28562	Svart	X-Large	>19,5 cm	Bilat.



Mått: Omkrets handled

CMC tumortos

Denna tumbasortos är avsedd att stödja CMC-leden vid instabilitet och förslitningsskador. Den polstrade inre skenan i kombination med ett yttre elastiskt förslutningsband ger kompression av tumbasen och hjälper därmed till att stabilisera CMC-leden.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28561	Svart	X-Small	<14 cm	Vä/Hö
28561	Svart	Small	14-15,5 cm	Vä/Hö
28561	Svart	Medium	15,5-17,5 cm	Vä/Hö
28561	Svart	Large	17,5-19,5 cm	Vä/Hö
28561	Svart	X-Large	>19,5 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets runt MCP-lederna

CMCcare tumortos

Tumortos som stödjer tummens CMC-led och håller metakarpaleden i en funktionell position med bibehållen greppfunktion. Ortosen har en integrerad formbar aluminium-skena och en justerbar kardborrlåsning. Den anatomiska designen, med sina avfasade kanter ger en god passform och bästa komfort. Handleden och övriga delar av handen kan röra sig fritt utan att hindras av ortosen.

Användningsområden: Osteoartrit i tummens leder, instabilitet i tummen, postoperativt efter artroplastik av CMC-1 leden.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28552	Grå	Small	16 - 19,5 cm	Vä/Hö
28552	Grå	Medium	19,5 - 22,5 cm	Vä/Hö
28552	Grå	Large	22,5 - 26 cm	Vä/Hö

Tumortos Rigid Airmed

Tumbasortos avsedd för posttraumatisk immobilisering av tummens MCP-led. Ortosen ger stöd och avlastar trapezio-metakarpalleden. Hjälper patienten att begränsa rörelser som kan orsaka skada eller smärta. Ortosen har insydda metallskenor som går att forma efter behov. Ortosen är mjuk och behaglig att bära. Är försedd med ventilationshål.

Användningsområden: Posttraumatisk immobilisering av tummens MCP-led, karpaltunnelsyndrom och tendinit.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm i storlek S och 13 cm i storlek L.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28550	Beige	Small	14 - 18 cm	Bilat.
28550	Beige	Large	18 - 22 cm	Bilat.
28551	Grå	Small	14 - 18 cm	Bilat.
28551	Grå	Large	18 - 22 cm	Bilat.



Mått: Omkrets handled

Sporlastic tumortos

Stabil tumortos framställd av plastmaterial för immobilisering av tummen i funktionställning. Påsytt kardborrband ger en flexibel förslutning. Stockinette i high-tech fiber som suger upp fukt och ger mjuk polstringseffekt medföljer.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt och vid instabilitet.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28545	Beige	Small	<17 cm	Vä/Hö
28545	Beige	Medium	17-19 cm	Vä/Hö
28545	Beige	Large	>19 cm	Vä/Hö
28547	Innerhandske	Small		Bilat.
28547	Innerhandske	Medium		Bilat.
28547	Innerhandske	Large		Bilat.



Mått: Omkrets handled

Egna anteckningar

SELECTION® Ulnar Deviationsortos

SELECTION® Ulnardeviationsortos är avsedd att förbättra fingrarnas position för att ge en bättre handfunktion och därmed ett funktionellt grepp. Ortosen avlastar strukturerna samtidigt som den har en smärtlindrande effekt.

Den ger stöd åt MCP- och PIP lederna, samtidigt som den förbättrar fingerextensorernas dragriktning.

Ortosen är designad så att materialet går långt ut på ulnarsidan över 5e MCP-leden, för att ge bästa möjliga stöd, motverka dragriktningen och fördela trycket. Det går att fästa kardborrebanden var som helst i materialet vilket innebär att det inte finns några begränsningar var banden placeras för att uppnå den optimala dragriktningen.

Eftersom ortosen är så tunn och smidig kan den enkelt kombineras med en handledsortos när ytterligare stöd behövs. Specialdesignade förstärkningar av lågtemperaturplast (non-coated) kan fästas direkt mot ortosen.

Användningsområden: För patienter med artros. Ulnardeviation kan förekomma vid inflammatoriska och degenerativa sjukdomar såsom RA. Selection Ulnardeviation kan även användas vid överrörliga leder och vid svag muskulatur med syfte att erbjuda mer stadga. Skall inte användas i samband med fixerade kontrakturer.



Mått: Omkrets MCP 2-5

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35218	Svart	X-Small	13-16 cm	Vä/Hö
35218	Svart	Small	16-19 cm	Vä/Hö
35218	Svart	Medium	19-22 cm	Vä/Hö
35218	Svart	Large	22-25 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

SELECTION® handled kort

Smidig, elastisk handledsortos utan skena, tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Ortosen som är kortare än Selection Handledsortos Soft och Rigid ger ett stöd för handleden som inte hindrar rörligheten men ger en lätt kompression. Låsningssystem med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.

Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Separat extra band finns att beställa.

Användningsområden: Stöder och avlastar handleden efter skada, operation, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Efter ganglionoperationer, vid behov av kompression. Överrörliga leder vid Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 13 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	X-Small	< 11 cm	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	Small	11 - 14 cm	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö
35223	Kort utan skena	Beige	X-Small	< 11 cm	Vä/Hö
35223	Kort utan skena	Beige	Small	11 - 14 cm	Vä/Hö
35223	Kort utan skena	Beige	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35223	Kort utan skena	Beige	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35223	Kort utan skena	Beige	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö

SELECTION® handledsortos Soft

Smidig, elastisk handledsortos tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. SELECTION® Soft har en formad plastskena på volarsidan och en mjukare rak plastskena på dorsalsidan. Skenorna är uttagbara. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax, för optimal passform.

Användningsområden: Då handleden behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18 cm. Plus-storlekarna har extra vidd i underarmsdelen. Extra volarskena kan beställas med 10 st i en förpackning.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	X-Small	< 11 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Small	11 - 14 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Medium	14 - 17 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Large	17 - 20 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	X-Large	20 - 23 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	XX-Large	23 - 26 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	X-Small	< 11 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Small	11 - 14 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Medium	14 - 17 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Large	17 - 20 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	X-Large	20 - 23 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	XX-Large	23 - 26 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Vä/Hö



Mått 1: Omkrets handled

Mått 2: Underarmsmått



Mått: Omkrets handled

SELECTION® Multiopen

SELECTION® Multiopen är en medium-stabil handledsortos med dubbel låsningsfunktion. Den kan öppnas upp helt och sen löst förslutas med kardborrlåsning och spänns åt med snörning. Användaren kan själv välja om den skall öppnas helt varje gång ortosen tas på/av eller om bara snörningsfunktionen skall användas. Den har en låg skärning i handen för att följa handens naturliga böjveck och urtagningen runt tummen låter thenarmuskulaturen arbeta fritt. Den tvådelade snörlåsningen i kombination med kardborrlåsningen möjliggör anpassning av vidden vid bredare underarm. Eftersom snörningen kommer från ulnarsidan minskar risken att tummen positioneras felaktigt. Reglerbart tumband som utgår volart. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Tillverkad i det luftiga och bekväma SELECTION®-materialet med alla de funktioner som detta medför. Ortosen är 22 cm lang, dvs 4 cm längre än en SELECTION® Soft 35204. Den har en formbar aluminiumska på volarsiden som är uttagbar.

Användningsområden: Efter läkt radiusfraktur, mjukdelsskador, inflammationer, förslitningsskador, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Kontraindikationer: Ska inte användas vid oläkta frakturer.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	X-Small	<11 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	Small	11 - 14 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	XX-Large	23 - 26 cm	Vä/Hö



Mått: Längd ledcentrum MCP1 – ledcentrum IP1.

SELECTION® Radialis tumdel

Textil tumdel som kombineras med SELECTION® Handledsortoser 35204, 35205 och 35209. Tumdelen kan med fördel även kombineras med SELECTION® Radialis Fingerdel. Både SELECTION® Radialis Tumdel och Fingerdel är avsedda att användas vid Radialis pares (dropphand som orsakas av skada på radialisnerven) för att möjliggöra en funktionell greppförmåga under tiden nerven återhämtar sig.

Användningsområden: Radialis pares

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35216	Radialis Tumdel	Svart	Small	3 - 4 cm	Vä/Hö
35216	Radialis Tumdel	Svart	Large	5 - 6 cm	Vä/Hö

SELECTION® Radialis fingerdel

Textil Fingerdel som kombineras med SELECTION® Handledsortoser 35204, 35205 och 35209. Fingerdel kan med fördel även kombineras med SELECTION® Radialis Tumdel. Både SELECTION® Radialis Tumdel och Fingerdel är avsedda att användas vid Radialis pares (dropphand som orsakas av skada på radialisnerven) för att möjliggöra en funktionell greppförmåga under tiden nerven återhämtar sig.

Användningsområden: Radialis pares.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35217	Radialis Fingerdel	Svart	Small	17 - 20 cm	Vä/Hö
35217	Radialis Fingerdel	Svart	Medium	20 - 23 cm	Vä/Hö
35217	Radialis Fingerdel	Svart	Large	23 - 27 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets MCP 2-5

SELECTION® Open Wrist

En stabil och enkel handledsortos i det sköna SELECTION® materialet. Ortosen har en formad plastskena på volarsidan och en smal plastskena dorsalt. Ortosen har ett stabiliserande band runt handleden och tas enkelt på med en hand. SELECTION® Open Wrist är avsedd att användas då handleden behöver avlastning.

Användningsområden: Inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18 cm. Extra volarskena kan beställas med 10 st i en förpackning.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35207	Svart	X-Small	< 11 cm	Vä/Hö
35207	Svart	Small	11 - 14 cm	Vä/Hö
35207	Svart	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35207	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35207	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått: Omkrets handled

SELECTION® Broma handled

Selection broma handled är avsedd att begränsa rörelsen i handleden för att avlasta handextensorerna, stödja handleden och minska smärta vid bl.a. tennisarmbåge. Ortosen har mjuka plastskenor på handryggen, justerbar band för tummen och SELECTION snörstängning. Stödet kan anpassas genom att välja att ha båda skenorna eller bara en i fickan. Snörstängningen gör att ortosen bättre sluter om handen och ger en bättre passform.

Användningsområden: Lateral epikondylit, överrörlighet, reumatiska problem, ospecificerad smärta.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 15 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35208	Selection Broma	Svart	X-Small	<11 cm	Vä/Hö
35208	Selection Broma	Svart	Small	11-14 cm	Vä/Hö
35208	Selection Broma	Svart	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35208	Selection Broma	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35208	Selection Broma	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

SELECTION® handledsortos Rigid

Smidig, elastisk handledsortos med tumdel tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Tumdelen ger genom sitt stabilare material ett bra stöd och håller tummen i neutralläge. SELECTION® Rigid har en formad plastskena på volarsidan och en mjukare rak plastskena på dorsalsidan. Skenorna är uttagbara. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax, för optimal passform.

Användningsområden: Då handleden och tummen behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 18 cm. Extra volarskena kan beställas med 10 st i en förpackning.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	X-Small	< 11 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	Small	11 - 14 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	XX-Large	23 - 26 cm	Vä/Hö

SELECTION® handled barn

Mjuk och skön handledsortos avsedd för barn. Ortosen som är stabil har en aluminiumska på volarsidan och två dragband för en enkel och steglös låsning. Skenan är uttagbara. SELECTION® materialet är tunt, smidigt och låter huden andas. Tumbanden är justerbara och kanterna är mjuka. Färgdetaljerna är valda för att tilltala barnen.

Användningsområden: Reumatiska problem. Neurologiska skador där handleden behöver stöd och/eller korrigerig. Efter avslutad gipsbehandling. Inflammationer.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
35305	Svart	XX-Small	8,5 - 11 cm	5-6 cm	11 cm	Vä/Hö
35305	Svart	X-Small	10 - 12,5 cm	6-7 cm	13,5 cm	Vä/Hö
35305	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7-8 cm	14,5 cm	Vä/Hö
35305	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8-9 cm	17 cm	Vä/Hö
35305	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8-9 cm	17,5 cm	Vä/Hö



Mått 1: Omkrets handled

Mått 2: Handflatsmått

Mått 3: Ortosens längd på volarsidan

SELECTION® Open Wrist barn

En stabil och enkel handledsortos i det sköna SELECTION® materialet. Ortosen har en formad aluminiumska på volarsidan. Den har två tumband, ett som fästs runt tummen och ett som fästs på handryggen för att hålla tillbaka tummen så den inte faller in i handen. Selection Open Wrist Barn är avsedd att immobilisera CMC-led och handled i syfte att minska smärta, vägleda handleden till ett neutralt läge och vid behov stödja en handled efter trauma/operation.

Användningsområden: Reumatoid artrit, CP, efter trauma/operation.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
35306	Barn	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	14,5 cm	Vä/Hö
35306	Barn	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	17 cm	Vä/Hö
35306	Barn	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	17,5 cm	Vä/Hö



Mått 1: Omkrets handled

Mått 2: Mått på handflatan

Mått 3: Ortosens längd på volarsidan



Mått: Omkrets handled

Vission handledsortos kort

En något kortare handledsortos, tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Denna modell är utan skena volart. Öppet justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Stödjer och avlastar handleden efter skada, operation, avgipsning, överrörlighet, reumatiska problem, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 13 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46030	Kort utan skena	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Vä/Hö
46030	Kort utan skena	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Vä/Hö
46030	Kort utan skena	Svart	Small	13 - 14 cm	Vä/Hö
46030	Kort utan skena	Svart	Medium	14 - 16 cm	Vä/Hö
46030	Kort utan skena	Svart	Large	16 - 19 cm	Vä/Hö
46030	Kort utan skena	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled.

Vission handledsortos med skena

En handledsortos i standardmodell tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Den ger ett stabilt stöd och har en formbar plasticskena volart. Öppet justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18,5 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46029	Med skena	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Vä/Hö
46029	Med skena	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Vä/Hö
46029	Med skena	Svart	Small	13 - 14 cm	Vä/Hö
46029	Med skena	Svart	Medium	14 - 16 cm	Vä/Hö
46029	Med skena	Svart	Large	16 - 19 cm	Vä/Hö
46029	Med skena	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Vä/Hö

Vission handledsortos med tumdel

Smidig, elastisk handledsortos med tumdel tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Ortosen är avsedd att begränsa rörelse i CMC och MCP 1 lederna och för att positionera tummen i en funktionell position samt begränsa flexion i handleden. Ortosen har en formad plastskena på volarsidan. Tumdelen har ett extra band som ytterligare kan justerbart tumgreppet.

Användningsområden: Lätt till moderat instabilitet i CMC och MCP1, ligamentskador, inflammationer, degenerativa sjukdomar, trauma.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18,5 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46031	Med tumme	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Vä/Hö
46031	Med tumme	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Vä/Hö
46031	Med tumme	Svart	Small	13 - 14 cm	Vä/Hö
46031	Med tumme	Svart	Medium	14 - 16 cm	Vä/Hö
46031	Med tumme	Svart	Large	16 - 19 cm	Vä/Hö
46031	Med tumme	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Basic handledsortos kort och lång

Enkel handledsortos i kort och lång modell med kardborrlåsning som ger bra stöd och kompression. Öppna modeller som är lätta att ta på och av. Uttagbar och formbar aluminiumskena volart. Standardmodell med hook som fästpunkt och loop som förslutning ger flexibilitet vid storleksval. Kort modell kan kompletteras med extra band 27448 för extra stabilitet. Den långa modellen har ett monterat elastiskt band runt handleden.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Övrigt: Basic handledsortos kort - Ortosens längd på volarsidan är 18cm.
Basic handledsortos lång - Ortosens längd på volarsidan är 21 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
27441	Kort	Blå	X-Small	< 12 cm	Vä/Hö
27441	Kort	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
27441	Kort	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
27441	Kort	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
27441	Kort	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö
27445	Lång	Blå	X-Small	< 12 cm	Vä/Hö
27445	Lång	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
27445	Lång	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
27445	Lång	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
27445	Lång	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått: Omkrets handled

Basic handledsortos

Handledsortos med integrerat band som ger ett extra bra stöd för handleden. Det breda proximala bandet med stor förslutningsyta ger flexibilitet vid storleksval och underlättar vid på- och avtagning. Öppen modell som gör ortosen lätt att ta på och av. Uttagbar och formbar aluminiumska volart. Högt skuren vid lillfingersidan för ulnart stöd.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18 cm.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
27446	Blå	X-Small	< 12 cm	Vä/Hö
27446	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
27446	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
27446	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
27446	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Basic handledsortos med tumme

Unikt designad handledsortos som stödjer tummen utan att bli otymplig. Tumdelen är delvis fristående för att följa thenarmuskulaturen och säkra en god passform. Tummen hålls i neutral-läge vid vila. Uttagbar och formbar aluminiumska volart. Tummens skena i flexibel plast löper längs hela ortosen för extra stabilitet. Standardmodell med hook som fästpunkt och loop som förslutning ger flexibilitet vid storleksval.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18 cm.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
27442	Blå	X-Small	< 12 cm	Vä/Hö
27442	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
27442	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
27442	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
27442	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö





Mått: Omkrets handled

Airtex Wrist Support

Airtex handledsortos ger stöd och kompression vid återhämtning efter akut skada. Ortosen lämpar sig även väl för aktiva personer i behov av extra stöd runt handleden vid fysisk aktivitet. Ortosen ger ett dynamiskt stöd till senor och muskler runt handleden utan att immobilisera eller reducera handledens funktionalitet. Ortosen har dubbel justering med hjälp av två rigida band för ökad stabilitet och fästen som kan justeras individuellt för att reglera kompression.

Ortosen ingår i den nya AIRTEX-serien från PRIM som har utformats med en ny hudvänlig limningsteknik som gör det möjligt att sammanfoga de olika textildelarna utan sömmar. Avsaknaden av tråd och sömmar minskar skav på huden, vilket ökar komforten för användaren. Airtex produkterna är lätta med 100% aktiv andningsförmåga.

Användningsområden: Artros, artrit, tendinit, bursit, stukningar och mindre skador. Stöd och skydd för sport- och arbetsaktiviteter.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått
28553	Svart	One Size	13-26 cm

Wrist Lacer™ II handledsortos, kort

Mycket stabil handledsortos med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Skenorna kan tas ut och formas. En kudde på insidan av ortosens strumpa skyddar tumbasens sensor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark mockimitation med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger en jämn kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras av patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Karpaltunnelsyndrom, posttraumatiskt och postoperativt.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 21 cm i storlek M. Modellen finns i beige; Wrist Lacer kort art.nr. 28570.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Pediatric	<12 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	X-Small	12-14 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	XX-Large	22-25 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Wrist Lacer™ II handledsortos, lång

Mycket stabil handledsortos i lång modell med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Skenorna kan tas ut och formas. En kudde på insidan av ortosens strumpa skyddar tumbasens sensor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark mockimitation med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger en jämn kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras av patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 26 cm i storlek M.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28579	Wrist Lacer™ II Lång	Svart	X-Small	12-14 cm	Vä/Hö
28579	Wrist Lacer™ II Lång	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28579	Wrist Lacer™ II Lång	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28579	Wrist Lacer™ II Lång	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28579	Wrist Lacer™ II Lång	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått: Omkrets handled

V-Strap™ handledsortos kort

Påminner om Wrist Lacer men skiljer sig i förslutningssystem och passform. Ortosen följer handens kontur och passar även till en bred hand. Det patenterade V-formade låsningssystemet håller banden på plats i D-ringarna vid på- och avtagning.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 20 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28574	Kort	Svart	XX-Small	< 12 cm	Vä/Hö
28574	Kort	Svart	X-Small	12-14 cm	Vä/Hö
28574	Kort	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28574	Kort	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28574	Kort	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28574	Kort	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö
28574	Kort	Svart	XX-Large	22-25 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

V-Strap™ handledsortos lång

Påminner om Wrist Lacer med skiljer sig i förslutningssystem och passform. Ortosen följer handens kontur och passar även till en bred hand. Det patenterade V-formade förslutningssystemet håller banden på plats i D-ringarna vid på- och avtagning.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 26 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28575	Lång	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28575	Lång	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28575	Lång	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28575	Lång	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö

Ryno Lacer® II handledsortos

Mycket stabil handleds- och tumortos med formbara aluminiumskenor dorsalt, volart och radially. Den radially tumskenan löper i hela skenans längd och immobiliserar tummen effektivt. Tillverkad av slitstark mockimitation med foder som andas. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Ryno Lacer II är en uppdaterad och förbättrad RynoLacer med bättre polstring i handflatan, mer polstring över tummen och uppdatering av velcron på ortosens undersida.

Användningsområden: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 22 cm.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28576	Svart	X-Small	<14 cm	Vä/Hö
28576	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28576	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28576	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28576	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Tripod™ Wrist Lacer handledsortos, kort

En mycket stabil handledsortos med samma goda komfort och funktionella egenskaper som Wrist Lacer. Tripod har tre formbara aluminiumskenor placerade ulnart, palmart och dorsalt. Dessa skenor samverkar för att hindra radial-ulnar deviation och minimera flexion-extension av handleden. Den ulnara skenan tillsammans med det dubbla snörningssystemet motverkar radial-ulnar deviation. Precis som Wrist Lacer tillåter Tripod en fullt rörlig tumme. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, radial/ulnardeviation, karpaltunnelsyndrom, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 20 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	X-Small	12-14 cm	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått: Omkrets handled

Lacer Wrist kort

Lacer Wrist är en mycket stabil handledsortos med formbara skenor dorsalt och volart samt med ett stabiliserande handledsband. Snörningsstängningen möjliggör en enkel applicering med en hand och kudden på den palmara sidan ger ytterligare stöd och komfort. Lacer Wrist används vid olika skador och tillstånd samt före och efter operationer. Produkten finns även i lång (art.nr. 51427) version samt i många storlekar för att passa olika behov.

Användningsområden: Artrit, stukningar, förslitningar och instabilitet. Skador och tillstånd i mjuka vävnader. Behandling efter frakturer.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Längd	Omkrets	Vä/Hö
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	XX-Small	18 cm	10,5-12,5 cm	Vä/Hö
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	X-Small	20 cm	12,5-14 cm	Vä/Hö
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	Small	21 cm	14-16 cm	Vä/Hö
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	Medium	21 cm	16-18 cm	Vä/Hö
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	Large	21 cm	18-19,5 cm	Vä/Hö
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	X-Large	21 cm	19,5-21,5 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Lacer Wrist lång

Lacer Wrist är en mycket stabil handledsortos med formbara skenor dorsalt och volart samt med ett stabiliserande handledsband. Snörningsstängningen möjliggör en enkel applicering med en hand och kudden på den palmara sidan ger ytterligare stöd och komfort. Lacer Wrist används vid olika skador och tillstånd samt före och efter operationer. Produkten finns även i kort (art.nr 51426) version samt i många storlekar för att passa olika behov.

Användningsområden: Artrit, stukningar, förslitningar och instabilitet. Skador och tillstånd i mjuka vävnader. Behandling efter frakturer.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Längd	Omkrets	Vä/Hö
51427	Lacer Wrist Lång	Svart	Small	24 cm	14-16 cm	Vä/Hö
51427	Lacer Wrist Lång	Svart	Medium	24,5 cm	16-18 cm	Vä/Hö
51427	Lacer Wrist Lång	Svart	Large	25 cm	18-19,5 cm	Vä/Hö
51427	Lacer Wrist Lång	Svart	X-Large	25,5 cm	19,5-21,5 cm	Vä/Hö

Gripa handledsortos

Ortosen ger effektivt stöd för handleden vid tunga eller monotona arbetsmoment. Ett kraftigt resårband stöder handleden. "Tuff Grip" inne i handflatan säkrar ett bra grepp om olika verktyg. Framtagen tillsammans med montörer inom verkstadsindustrin.

Användningsområden: Avlastning för handflatan samt handleden, preventivt vid t.ex. monteringsarbeten

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18 cm.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28210	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
28210	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
28210	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
28210	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Bromsa handledsortos

Handledsortos med två flexibla plastskenor dorsalt som tillsammans med det kraftiga resårbandet begränsar dorsalflexion av handleden. Motståndet justeras enkelt genom att använda en eller båda plastskenorna och att placera resårbandet mer proximalt eller distalt. Ingen skena volart som påverkar handens övriga funktioner.

Användningsområden: Avlastning av extensorsenorna i samband med lateral epikondylit.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 15 cm.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28240	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
28240	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
28240	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
28240	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått 1: Omkrets handflata

Mått 2: Omkrets underarm

CTS handledsortos

Nattortos av tunn, perforerad Kydexplast som immobiliserar handleden. Avsedd för patienter med karpaltunnelsyndrom med nattliga domningar och svullnader i händerna.

Användningsområden: Karpaltunnelsyndrom

Övrigt: Extra band kan köpas separat. Banden finns under kapitel Plaster och Material, art.nr. 25030.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
28542	Ljusblå	Small	<20 cm	<23 cm	Vä/Hö
28542	Ljusblå	Large	>20 cm	>23 cm	Vä/Hö



Mått 1: Omkrets handflata

Mått 2: Omkrets underarm

CTS Vission

Vission CTS är en nattskena framtagen för att lindra och/eller förhindra nattliga domningar i händerna, som uppstår till följd av karpaltunnelsyndrom.

Användningsområden: Karpaltunnelsyndrom

Övrigt: Extra band kan köpas separat.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
46050	Vission CTS	Small	<20 cm	<23 cm	Vä/Hö
46050	Vission CTS	Large	>20 cm	>23 cm	Vä/Hö
46051	Extra bandset				



Mått: Omkrets runt MCP-lederna

Thermoskin® värmehandskar

Värmehandskar som är formade för komfort. Ger värme och jämn kompression för att tillfälligt lindra artritisk smärta. Den är utformade för daglig användning, och texturen i handflatorna och fingertoppsutskärningarna ger extra bra grepp och en bättre känsla för patienterna.

Det patenterade Trioxon®-materialet stimulerar huden, som då producerar värme. Materialet transporterar bort eventuell fukt från huden och låter den andas. Det har kliniskt bevisats att handsken ökar temperaturen på hudytan och i underhuden med cirka 2 °C, vilket förbättrar elasticiteten i muskler, senor och ligament.

Användningsområden: Smärta, stelhet eller inflammation i fingerlederna, svaghet i lederna, synliga deformiteter i fingrarna.

Kontraindikation: Använd den inte under de första 72 timmarna efter en akut skada.

Mått: Handens omkrets runt MCP-leden

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Förp.
53242	Svart	X-Small	15-17 cm	1 par
53242	Svart	Small	18-20 cm	1 par
53242	Svart	Medium	21-23 cm	1 par
53242	Svart	Large	24-26 cm	1 par
53242	Svart	X-Large	27-29 cm	1 par
53242	Svart	XX-Large	30 cm >	1 par



Mått: Omkrets runt MCP-lederna

OrthoThermic™ handskar

OrthoThermic ortopediska handskar ger värme och kompression för att tillfälligt minska eller lindra smärta, stelhet och inflammation. Handskarna har en låg och mjuk profil som bidrar till en bekväm känsla för användaren. Handskarna har ett antimikrobiellt innerfoder som använder infraröda fibrer för att skapa en termisk effekt som genererar värme och transporterar bort fukt. Den öppna fingerdesignen gör det möjligt att använda fingrarna fullt ut i dagliga aktiviteter.

Användningsområden: Sportskador, skador på grund av repetitiva rörelser, artrit, tendinit, neuropati, dålig cirkulation och andra smärre tillstånd i handen/lederna.

Kontraindikation: Hudirritation, allergi mot nylon eller neopren, nedsatt blodcirkulation.


Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Förp.
53243	Svart	X-Small	15-17 cm	1 par
53243	Svart	Small	18-20 cm	1 par
53243	Svart	Medium	21-23 cm	1 par
53243	Svart	Large	24-26 cm	1 par
53243	Svart	X-Large	27-29 cm	1 par
53243	Svart	XX-Large	30 cm >	1 par

Ödemhandske

Handsken är tillverkad av mjuk, silkeslen nylonlycra och har alla sömmar på utsidan. Handsken finns med hela fingrar eller i $\frac{3}{4}$ längd. Ger kompression för att lindra ödem i mjuka vävnader och smärta vid artrit. Handsken har en öppen slits i manschetten för enkel påtagning och mjuk passform. Ger 15–25 mmHg skonsam och jämn kompression av ödematös vävnad. Längden proximalt från handleden är 76 mm.

Övrigt: Kompressionsklass 1.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått	Förp.	Vä/Hö
53535	Hela fingrar	XX-Small	10-11 cm	1 styck	Vä/Hö
53535	Hela fingrar	X-Small	11-14 cm	1 styck	Vä/Hö
53535	Hela fingrar	Small	14-17 cm	1 styck	Vä/Hö
53535	Hela fingrar	Medium	17-19 cm	1 styck	Vä/Hö
53535	Hela fingrar	Large	19-22 cm	1 styck	Vä/Hö
53536	Öppna fingrar	XX-Small	10-11 cm	1 styck	Vä/Hö
53536	Öppna fingrar	X-Small	11-14 cm	1 styck	Vä/Hö
53536	Öppna fingrar	Small	14-17 cm	1 styck	Vä/Hö
53536	Öppna fingrar	Medium	17-19 cm	1 styck	Vä/Hö
53536	Öppna fingrar	Large	19-22 cm	1 styck	Vä/Hö



Mått: Omkrets MCP-Led.

Isotoner® handskar

Isotoner® terapeutiska handskar lindrar smärta och svullnad i samband med artrit eller smärta och svullnad efter handskador.

Finns i alternativ med öppet finger eller helt finger. Det mjuka stretchmaterialet i nylon och spandex ger en mild, jämn kompression för att lindra smärta och förebygga ödem. Alla sömmar finns på handskens utsida och området runt tummen är helt fritt från sömmar. Ger måttlig kompression vid cirka 23 till 32 mm Hg tryck. Handskarna har unisexstorlek för både män och kvinnor.

Övrigt: Kompressionsklass 2

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått	Förp.
53538	Öppna fingrar	X-Small	11 cm - 14 cm	Par
53538	Öppna fingrar	Small	14 cm - 17 cm	Par
53538	Öppna fingrar	Medium	17 cm - 19 cm	Par
53538	Öppna fingrar	Large	19 cm - 22 cm	Par
53539	Hela fingrar	X-Small	11 cm - 14 cm	Par
53539	Hela fingrar	Small	14 cm - 17 cm	Par
53539	Hela fingrar	Medium	17 cm - 19 cm	Par
53539	Hela fingrar	Large	19 cm - 22 cm	Par



Mått: Omkrets vid MP-led.



CS-skena

CS-skenan är en blå volar skena, tillverkad av Polypropylen. Skenan är anatomisk förformad i handens viloställning för att, enligt antropometisk data, passa en majoritet av vuxen befolkning. Kan omformas genom att hettas upp med en värmepistol. Skenan är uppbyggd av tunnare och kraftigare partier där det kraftigaste stödet ligger vid handleden för att sedan tunnna ut och avslutas i skenans lätt utböjda ändar för att inte ge tryck. Detta ger ett dynamiskt stöd med god stabilisering där det önskas.

En mjuk vit dorsal plastskena som är rak i formen. Skenan har en lätt stödjande funktion.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Förp.	Vä/Hö
35210	Volar skena	Blå	En storlek	22x168 mm	10	Bilat.
35211	Dorsal skena	Vit	En storlek	11x148 mm	10	Bilat.



Extra handledsband

Extra stabiliserande band för våra olika handledsortoser. Passar till olika versioner av handledsortoser.

Art. nr.	Modell	Färg
46032	Vission & Selection extra handledsband	Svart
27448	Basic extra handledsband	Blå



S.O.T vilootos

S.O.T Vilootos är avsedd för händer som behöver stöd av en ortos vid vila eller för stretching, för att upprätthålla eller öka handens rörlighet. Den väl genomtänkta biomekaniska positioneringen av lederna stimulerar den spastiska handen till avslappning och kan även bidra till minskad smärta. Ortosen kan också användas för att positionera handleden i ett neutralt läge. Överdraget (eller täcket som det också kallas) fördelar trycket väl på volar- och dorsalsidan av handen och armen och kan på så sätt förhindra eller eliminera svullnad. Ortosen levereras i en grundposition för viloställning. Den kan enkelt omformas till POSI (Position of Safe Immobilization) för användning efter trauma och handkirurgi. S.O.T är en smidig och lätt ortos med modernt utseende. Kärnan av aluminium gör att ortosen enkelt kan finjusteras till önskad position. Aluminiumkärnan är omsluten av polyetensium som täckts med en skön textil. Överdragets glatta utsida och ortosens låga profil gör att den får plats under kläderna. Till ortosen finns en del extra tillbehör. Det oelastiska handledsbandet kan användas för att ge ett stadigare tryck över handleden, t.ex. vid spasticitet. Fingerdelare och kilar i flera olika storlekar.

Användningsområden: Stroke, cerebral pares, reumatoid artrit, plexus- och muskeldystrofi, radialis pares. I "POSI" (Position of Safe Immobilization) vid trauma frakturer, brännskador, ligamentskador och efter kirurgi.

Övrigt: Förutom det extra handledsbandet, finns det två andra tillbehör; fingerdelare och kil i tre olika storlekar.



Mått: Mått 1: 2-5 MCP
Mått 2: Handens längd från handled till fingertoppar

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
28710	S.O.T Vilootos	Svart	XXX-Small	5,5 cm	≤ 12 cm	Vä/Hö
28710	S.O.T Vilootos	Svart	XX-Small	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm	Vä/Hö
28710	S.O.T Vilootos	Svart	X-Small	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm	Vä/Hö
28710	S.O.T Vilootos	Svart	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Vä/Hö
28710	S.O.T Vilootos	Svart	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Vä/Hö
28710	S.O.T Vilootos	Svart	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Vä/Hö
28711	MCP KIL	Svart	XX-Small	Bredd 65 mm	Höjd 10 mm	Bilat.
28711	MCP KIL	Svart	Small	Bredd 75 mm	Höjd 15 mm	Bilat.
28711	MCP KIL	Svart	Large	Bredd 90 mm	Höjd 20mm	Bilat.
28712	Fingerdelare	Svart	Barn			Bilat.
28712	Fingerdelare	Svart	Medium			Bilat.
28712	Fingerdelare	Svart	Large			Bilat.
28713	Extra band	Svart	XXX-Small-X-Small			Bilat.
28713	Extra band	Svart	Small-Large			Bilat.
28714	Extra överdrag	Svart	XXX-Small			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	XX-Small			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	X-Small			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	Small			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	Medium			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	Large			Vä/Hö
28726	S.O.T. Extra tyg	Svart	35 x 35 cm			



Jura handflatsskydd

Mjukt skydd som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Önskas ytterligare extension kan en rulle enkelt sättas in mellan handflata och fingrar.

Användningsområden: Framskridna kontrakturer.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö	Antal/Förp.
51602	Handflatsskydd	Vit/Beige	Onesize	Vä/Hö	3



Handflatsskydd

Mjukt skydd som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Önskas ytterligare extension kan en rulle enkelt sättas in mellan handflata och fingrar.

Användningsområden: Framskridna kontrakturer.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö
51600	Handflatsskydd 1 st	Vit/Beige	En storlek	Vä/Hö
51601	Handflatsskydd 3 st	Vit/Beige	En storlek	Vä/Hö



Handflatsskydd med fingerdelare

Mjukt skydd som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Materialet mellan fingrarna ger en lätt abduktion. Kan öppnas helt för enkel påtagning.

Användningsområden: Framskridna kontrakturer.

Art. nr.	Färg	Storlek	Vä/Hö
51605	Vit/Beige	En storlek	Vä/Hö



Carve-It™ handpositioneringsortos

Ortos som hjälper till att hålla handen med mild till moderat fingerspasticitet i en funktionell position. Ortosen har avtagbar polstring. Inne i handen finns en anatomiskt formad skumdel som bevarar handflatas valv. En flat undersida gör den enkelt att positionera i sängen etc. Kan klippas till önskad form. Universal användning till både vänster och höger hand.

Användningsområden: Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus.

Övrigt: Avtagbart överdrag som kan handtvättas och lufttorkas.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
51650	Vit	Small/Medium	<7,6 cm	Bilat.
51650	Vit	Large/X-Large	>7,6 cm	Bilat.



Mått: 2-5 MCP



Sof-Gel™ handflatsskydd med fingerdelare

Mjukt handflatsskydd med tryckavlastande gel som skyddar handflatan och huden mellan fingrarna. Den breda volara delen skyddar tummen.

Användningsområden: Framskridna kontrakturer.

Art. nr.	Färg	Storlek	Vä/Hö
51615	Beige	One Size	Vä/Hö



Kwik-Form™ viloortos

Ortos som kan justeras till önskad position utan verktyg. Kardborrbanden fäster direkt mot ortosens mjuka klädsel. Stöder tumme, hand- och handled.

Användningsområden: Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus, viloskena.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
51638	Svart	Small/Medium	<18 cm	Vä/Hö
51638	Svart	Medium/Large	>18 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Comfy handortos

En viloortos som hjälper till att bibehålla/förbättra extension i handled, MP-, PIP och DIP-lederna. Den förebygger också ytterligare deformiteter, förbättrar ROM och underlättar för en god hygien av involverad extremitet. Ortosen kan justeras till önskad extension/flexion av handled och fingrar. Överdraget är en polyester/bomullsblandning som tillåter luft att cirkulera för att minska risken för skador på huden.

Användningsområden: Positionera och stödja handen vid handleds- MP-PIPeller DIP böjningsmönster, ulnar deviation, dropphand, deformiteter relaterade till neuromuskulära försvagningar.

Kontraindikationer: Cirkulationsproblem, tryckpunkter eller hudirritationer.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
51645	Comfy handortos	Blå	Small	15-18 cm	28 cm	Bilat.
51645	Comfy handortos	Blå	Medium	18-20 cm	32 cm	Bilat.

Mått 1: Från handled till toppen av långfingert.

Mått 2: Totala längden (mitten på underarmen till toppen av långfingret).