



Ryggortoser



SELECTION® rygg låg

Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION® materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Modellen passar för såväl rak som kurvig figur och har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Dragbanden glider extra smidigt i de specialdesignade D-ringarna. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen, med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.

Användningsområden: Ryggsmärta och Rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
35400	Svart	X-Small	75-85 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Small	85-95 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Medium	95-105 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Large	105-115 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	X-Large	115-125 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	XX-Large	125-140 cm	19 cm	12 cm



SELECTION® rygg regular


Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION® materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Modellen passar för såväl rak som kurvig figur och har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Dragbanden glider extra smidigt i de specialdesignade D-ringarna. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen, med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.

Användningsområden: Ryggsmärta och Rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
35401	Svart	X-Small	75-85 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	Small	85-95 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	Medium	95-105 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	Large	105-115 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	X-Large	115-125 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	XX-Large	125-140 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	XXX-Large	140 - 160 cm	23 cm	16 cm

SELECTION® Wide

Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION® -materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Denna modell är speciellt framtagen för personer med ett kraftigt magparti som behöver lyft och stöd. Förslutningen framtill är delad i två för att underlätta vid påtagning och för att kunna justera höjd fram. Ortosen har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.



Användningsområden: Ryggsmärta och Rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
35402	Svart	X-Small	85-95 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	Small	95-105 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	Medium	105-115 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	Large	115-125 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	X-Large	125-140 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	XX-Large	140-160 cm	31,5 cm	25 cm

NAVY X™

NavyX finns i tre olika modeller: Låg, Regular och Hög. Det är en luftig, slitstark och stabil korsett som finns i färgerna blå, grå och beige. Alla modeller finns i storlekarna X-Small till XX-Large och täcker ett höftmått från 75 cm upp till 135 cm.

Den höga modellen ger extra stöd med sin höjd och stabila skenor, och det finns även möjlighet att lägga till extra skenor i de försydda öppna kanalerna. Korsetten har en delad knäppning framtill.

Gemensamt för alla modeller:

- *Det slitstarka och luftiga materialet*
- *De extra stabiliserande dragbanden*
- *Den goda passformen för både raka och midjesvängda figurtyper*



Navy X™ låg



Navy X™ regular



Navy X™ hög

Navy X™ låg

SIO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Starka dragband ger extra stabilitet tillsammans med skenorna i plast baktill och i sidorna. Karborrllåsning mitt fram. Gördeln är lämplig för tuffa miljöer. Gördeln är avsedd som sacroiliacalt stöd men kan också passa som lumbosacralt stöd till en kort patient.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23549	Mörkblå	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm



Navy X™ regular

LSO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Starka dragband ger extra stabilitet tillsammans med skenorna i plast baktill och i sidorna. Karborrllåsning mitt fram. Gördeln är lämplig för tuffa miljöer.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23550	Mörkblå	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm





Navy X™ hög

LSO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material. Modellen är extra hög och har delad förslutning framtill samt extra dragband för ökad stabilisering. Den har öppna kanaler bak för komplettering av mer stabila skenor när så önskas.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23552	Mörkblå	X-Small	75-85 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	Small	85-95 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	Medium	95-105 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	Large	105-115 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	X-Large	115-125 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	XX-Large	125-135 cm	31 cm	25 cm
23553	Aluminiumskenor 2 st	2 cm x 26 cm			



Trokanterbälte Tro-Camp

SIO - Stabilt bälte för sacro-iliacaleden som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Dubbel knäppslå tillåter storleksutvidgning under graviditet. Snöringen mitt bak dras samman för att minska belastningen på sacro-iliacaleden. Grenband medföljer. Bältet försluts med hakar och hyskor mitt fram.

Användningsområden: Bäckensinsufficiens och symfyiolysbesvär.

Övrigt: Storlek = Höftmått

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd bak	Höjd fram
21021	Beige	75 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	80 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	85 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	90 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	95 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	100 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	105 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	110 cm	8 cm	10 cm



Sacrobälte

SIO - Bälte för sacro-iliacaleden med en elastisk inre del mot huden och en yttre rigid del för avlastning och stabilisering. Bältet passar både rak och midjesvängd figurtyp. Försett med antiglidstopp som förhindrar bältet att glida mot hud eller kläder. Avtagbar pelott.

Användningsområden: Bäckensinsufficiens och symfyiolysbesvär.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
21030	Svart	Small	67-80 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	Medium	80-98 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	Large	98-116 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	X-Large	116-133 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	XX-Large	133-150 cm	7,5 cm	7,5 cm

Graviditetsbälte MAMMY

Anatomiskt graviditetsbälte som kan anpassas till de olika stadierna under graviditeten. Bältet lyfter upp magen för att minska känslan av tyngd i bäckenområdet. Skenor i ryggen stödjer och förbättrar hållning, vilket minskar ryggsmärta. I sidorna finns extra dragband för att justera stödet vid behov. Tillverkad i ett modernt och extra mjukt material för komfort och låg vikt.

Användningsområden: Graviditetsrelaterad ryggsmärta och/eller bäckensmärta.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22149	Grå	En storlek	90-130cm	13 cm	7 cm
22150	Beige	En storlek	90-130 cm	13 cm	7 cm



Elcross® LUX låg

SIO - Denna låga modell är avsedd att ge ett sacroiliacalt stöd men kan också placeras för ett mer lumbosacraalt stöd. ELCROSS®LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i ELCROSS®LUX är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22171	Beige	Small	85 - 95 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	Medium	95 - 105 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	Large	105 - 115 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	X-Large	115 - 125 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	19 cm	15 cm





Elcross® LUX mellan

LSO - En mellanhöj modell som ger ett stabilt lumbosacralt stöd.

ELCROSS®LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i ELCROSS®LUX är fritt från latex. Finns i beige eller grå modell.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22172	Beige	Small	85 - 95 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	Medium	95 - 105 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	Large	105 - 115 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Small	85 - 95 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Medium	95 - 105 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Large	105 - 115 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	19 cm



Elcross® Light mellan

LSO - Gördel tillverkad i ett mycket elastiskt material som ger 50 % mer kompression än konventionella gördlar. Ortosens två lycra-lager är tunnare och luftigare än det traditionella Elcross-materialet. Gördeln passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar och skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de extra stabiliserande dragbanden på vardera sida.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22159	Svart	Small	85-95 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	Medium	95-105 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	Large	105-115 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	X-Large	115-125 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	XX-Large	125-135 cm	28 cm	20 cm

Elcross® Light hög

LSO - Gördel tillverkad i ett mycket elastiskt material som ger 50 % mer kompression än konventionella gördlar. Ortosens två lycra-lager är tunnare och luftigare än det traditionella Elcross-materialet. Gördeln passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar och skenor bak och sidorna ger stabilitet tillsammans med de extra stabiliserande dragbanden på vardera sida.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22160	Svart	Small	85-95 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	Medium	95-105 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	Large	105-115 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	X-Large	115-125 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	XX-Large	125-135 cm	33 cm	23 cm



Elcross® LUX hög

LSO - Denna något högre modell lämpar sig väl för den lite längre personen och ger stöd lumbosacralt men även i nedre delen av bröstryggen. ELCROSS®LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i ELCROSS®LUX är fritt från latex. Finns i beige eller grå modell.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22173	Beige	Small	85 - 95 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	Medium	95 - 105 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	Large	105 - 115 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	X-Large	115 - 125 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Small	85 - 95 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Medium	95 - 105 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Large	105 - 115 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	X-Large	115 - 125 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	XX-Large	125 - 135 cm	33 cm	23 cm





Mått: Runt bröstkorgen under bysten.



Elcross® LUX skuldra

TO - Elastiskt mjukt hållningsbandage tillverkat av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. med bomull mot huden för patienter som behöver stöd över bröstryggen vid t.ex. hållningsträning. Polstrade axelband gör att bandaget inte skaver. Kardborrlåsning mitt fram. Materialet i ELCROSS®LUX är fritt från latex.

Användningsområden: Rygginsufficiens, kyfos och hållningsproblem.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått
22175	Beige	Small	70 - 80 cm
22175	Beige	Medium	80 - 90 cm
22175	Beige	Large	90 - 100 cm
22175	Beige	X-Large	100 - 110 cm
22175	Beige	XX-Large	110 - 120 cm



Elcross® LUX mage

ABDO - Den här modellen är speciellt framtagen för patienter med kraftigt magparti. Den ger ett stabilt stöd över ländryggen samtidigt som den lyfter och stödjer buken. Framstycket har en bred karborreöppning på en sida som gör det möjligt att variera bredden och få ett optimalt lyft och stöd. Kan även med fördel användas av gravida allt eftersom magen växer. Banden kan placeras fram eller under magen. ELCROSS®LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i ELCROSS®LUX är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens. Som stöd vid slapp bukmuskulatur, vid mindre bråck.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22174	Beige	Medium	95 - 105 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	Large	105 - 115 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	26 cm

Back support 2 band

En enkel ryggortos tillverkad av elastiskt tyg som andas och är mjukt och behagligt att bära. Lämplig även för långtidsbehandling. Ortosen är utformade både för buk- och revbensskador men kan också användas som lättare stöd för ryggraden.

Välj mellan två höjder; en med två band (art.nr.22186) och en med tre band (art.nr. 22187). Båda modellerna anpassar sig perfekt till de olika områdena i buken, vilket ger bättre komfort och kompression. Det breda fästområdet med mikro-karborrband ger en säker och individuell passform. Tillverkad i en 100% sömlös design, bekvämare och bättre för huden.

Användningsområden: Lindrig till måttlig ländryggssmärta, muskelsträckning, begränsning av lindrig eller måttlig eventration, postoperativ och postpartum bukbehandling.

Art. nr.	Storlek	Mått	Färg	Höjd
22186	Small	70-90 cm	Beige	16 cm
22186	Medium	90-110 cm	Beige	16 cm
22186	Large	110-130 cm	Beige	16 cm
22186	X-Large	130 - 145 cm	Beige	16 cm



Back support 3 band

En enkel ryggortos tillverkad av elastiskt tyg som andas och är mjukt och behagligt att bära. Lämplig även för långtidsbehandling. Ortosen är utformade både för buk- och revbensskador men kan också användas som lättare stöd för ryggraden.

Välj mellan två höjder; en med två band (art.nr.22186) och en med tre band (art.nr. 22187). Båda modellerna anpassar sig perfekt till de olika områdena i buken, vilket ger bättre komfort och kompression. Det breda fästområdet med mikro-karborrband ger en säker och individuell passform. Tillverkad i en 100% sömlös design, bekvämare och bättre för huden.

Användningsområden: Lindrig till måttlig ländryggssmärta, muskelsträckning, begränsning av lindrig eller måttlig eventration, postoperativ och postpartum bukbehandling.

Art. nr.	Storlek	Mått	Färg	Höjd
22187	Small	70-90 cm	Beige	24 cm
22187	Medium	90-110 cm	Beige	24 cm
22187	Large	110-130 cm	Beige	24 cm
22187	X-Large	130 - 145 cm	Beige	24 cm





Evergreen™ SI

Evergreen™ SI-bältet har ett bi-lateralt dragsystem som ger maximal kompression utan den rotationsbelastning som kan uppstå med ett system med en dragflik. Den låga profilen och lätta konstruktionen gör det bekvämt att bära bältet under längre tid samtidigt som kvaliteten på konstruktionen och hållbarheten bibehålls.

Användningsområden: Dysfunktion i pubissymfysen, dysfunktion i sacroiliacaleden, kroniskt sacroiliacalt stöd, stukningar/spänningar i ländryggen, fusion av sacroiliacaleden, piriformissyndrom, bäckenmuskelsmärta, sacroiliacal smärta, ländryggssmärta, sacroiliit, artrit, ischias.

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Övrigt: Rygggradstillämpling S1-S5.

Art. nr.	Modell	Storlek	Höftmått
48000	Evergreen SI	Small	64-104 cm
48000	Evergreen SI	Medium	89-127 cm
48000	Evergreen SI	Large	114-152 cm

Aspen Lumbar

Aspen Lumbar Support kan hjälpa till att lindra ländryggsmärta som orsakas av spasmer eller trötta muskler. Detta oelastiska korsettband har Aspens patenterade åtdragningssystem för förbättrat stöd. Mekanismen gör det möjligt för patienten att självständigt justera korsettbandets övre och nedre del för att ge lokal kompression där det behövs. Denna lågprofilerade ortos är utformad för att ge bålstabilitet och är idealisk för aktiva patienter eller livsstilar och kan enkelt bäras under kläderna.

Användningsområden: Postoperativt stöd, dekonconditionerad bålmskulatur, postlaminektomisyndrom, kirurgiska dekompressionsingrepp, icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, degenerativ disksjukdom, utbuktning eller diskbräck, ospecifik ländryggsmärta, kronisk ländryggsmärta, frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi.

Kontraindikation: Postoperativt stöd, dekonconditionerad bålmskulatur, postlaminektomisyndrom, kirurgiska dekompressionsingrepp, icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, degenerativ disksjukdom, utbuktning eller diskbräck, ospecifik ländryggsmärta, kronisk ländryggsmärta, frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi.

Övrigt: Rygggradstillämpling L1-L5.

Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått
48003	Aspen Lumbar	X-Small	53-69 cm
48003	Aspen Lumbar	Small	66-79 cm
48003	Aspen Lumbar	Medium	79-91 cm
48003	Aspen Lumbar	Large	91-107 cm
48003	Aspen Lumbar	X-Large	104-122 cm
48003	Aspen Lumbar	XX-Large	109-132 cm





QuikDraw PRO

QuikDraw™ PRO är utformad för att öka bålstabiliteten och ge riktad kompression för att hjälpa till att återställa funktionell rörlighet. Den mekaniskt avancerade åtdragningsmekanismen SlickTrack™ spänner åt oberoende ovanför och undertill. På så sätt kan patienten enkelt anpassa kompressionen efter behov. Den fasta men flexibla QuikDraw anpassar sig till patientens lordos för att ge verkligt strukturellt stöd. Korsetten kan skraddarsys genom att olika komponenter tas bort, läggs till eller modifieras och alla strukturella komponenter kan termoformas, böjas eller trimmas.

Användningsområden: Postoperativt stöd, deconditionerad bålmskulatur, postlaminektomisyndrom, kirurgiska dekompressionsingrepp, icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, degenerativ disksjukdom, utbuktning eller diskbräck, ospecifik ländryggsmärta, kronisk ländryggsmärta, frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi.

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Övrigt: Rygggradstillämpning L1-L5. Aspen förlängningspanel ger 25 cm extra längd.

Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått
48109	Förlängningspanel		
48110	QuikDraw Pro	X-Small	53-68 cm
48110	QuikDraw Pro	Small	66-81 cm
48110	QuikDraw Pro	Medium	79-94 cm
48110	QuikDraw Pro	Large	79-94 cm
48110	QuikDraw Pro	X-Large	104-119 cm
48110	QuikDraw Pro	XX-Large	117-145 cm
48111	Rigid främre panel	Standard	
48111	Rigid främre panel	Large	

Camp® ONE låg

LSO - Camp® ONE är en serie stabila tygkorsetter i olika höjder tillverkad i ett stadigt tyg med bomull som bas (60% bomull och därutöver polyamid, elastan och polyester). Dessa material tillsammans ger en stabil och slitstark kombination. Denna låga modell ger stöd för lägre delen av ländryggen och över sacrum. Enkel att ta på och anpassa till önskad kompression och stabilitet. Kardborrelåsning mitt fram. Modellerna har öglor på sidorna där dragbanden smidigt löper. Modellerna har dubbla dragband som ger en stabil passform och följsamhet. Dom har insydda plastfjädrar runt om i korsetten och dessutom öppna kanaler för 2 extra stabila formbara skenor i ryggen (medföljer i förpackningen). Materialets flexibilitet ger stor följsamhet vilket gör att modellerna passar för både rak och midjesvängd figurtyp. Materialet i Camp®ONE är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22178	Grå	Small	80 - 90 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	Medium	90 - 100 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	Large	100 - 110 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	X-Large	110 - 120 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	28 cm	18 cm




Camp® ONE mellan

LSO - Camp® ONE är en serie stabila tygkorsetter i olika höjder tillverkad i ett stadigt tyg med bomull som bas (60% bomull och därutöver polyamid, elastan och polyester). Dessa material tillsammans ger en stabil och slitstark kombination. Denna mellan höga modell ger ett stadigt stöd för ländryggen. Enkel att ta på och anpassa till önskad kompression och stabilitet. Kardborrelåsning mitt fram. Modellerna har öglor på sidorna där dragbanden smidigt löper. Modellerna har dubbla dragband som ger en stabil passform och följsamhet. Dom har insydda plastfjädrar runt om i korsetten och dessutom öppna kanaler för 2 extra stabila formbara skenor i ryggen (medföljer i förpackningen). Materialets flexibilitet ger stor följsamhet vilket gör att modellerna passar för både rak och midjesvängd figurtyp. Materialet i Camp®ONE är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22179	Grå	X-Small	70 - 80 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Small	80 - 90 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Medium	90 - 100 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Large	100 - 110 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	X-Large	110 - 120 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	33 cm	20 cm





Camp® ONE hög

LSO - Camp® ONE är en serie stabila tygkorsetter i olika höjder tillverkad i ett stadigt tyg med bomull som bas (60% bomull och därutöver polyamid, elastan och polyester). Dessa material tillsammans ger en stabil och slitstark kombination. Denna något högre modell ger ett stabilt stöd för ländryggen och nedre delen av bröstryggen. Lämpar sig väl även för personer med längre rygg. Enkel att ta på och anpassa till önskad kompression och stabilitet. Kardborrelåsning mitt fram. Modellerna har öglor på sidorna där dragbanden smidigt löper. Modellerna har dubbla dragband som ger en stabil passform och följsamhet. Dom har insydda plastfjädrar runt om i korsetten och dessutom öppna kanaler för 2 extra stabila formbara skenor i ryggen (medföljer i förpackningen). Materialets flexibilitet ger stor följsamhet vilket gör att modellerna passar för både rak och midjsvängd figurtyp. Materialet i Camp®ONE är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22180	Grå	XX-Small	60 - 70 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	X-Small	70 - 80 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Small	80 - 90 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Medium	90 - 100 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Large	100 - 110 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	X-Large	110 - 120 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	38 cm	23 cm



Focus TLSO ortos

Rigid, bivalv TLSO-ortos avsedd för hög torakolumbalt stabilisering. Utformad för att begränsa rörligheten och samtidigt bibehålla komforten. Ortosens bakre struktur överlappar den främre strukturen och är lätt att placera även postoperativt och hos sängliggande patienter. Den termoplastiska ryggplattan är förstärkt med 2 metallstag för förbättrad ländryggsstabilisering och är formbar med värmepistol för individuell anpassning. Vadderad med ett starkt, ventilerande tyg med 3D-kuddeffekt och ett bekvämt bomullstyg mot huden.

Användningsområden: Diskbräck, osteoporos, spondylartros, spondylolys (med eller utan stabilitet), trauma, kompressionsfrakturer, degenerativ disksjukdom, postoperativ fusion, kronisk muskelsjukdom och förebyggande av kanalstenos hos sängliggande patienter.

Kontraindikationer: Ej avsedd för användning på öppna sår med svullnad, rodnad eller värmeutveckling.

Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Höjd bak	Höjd fram
22185	Grå	Small	80-90 cm	51 cm	27,5 cm
22185	Grå	Medium	88-100 cm	51 cm	27,5 cm
22185	Grå	Large	98-110 cm	51 cm	28,5 cm
22185	Grå	X-Large	108-120 cm	51 cm	29,5 cm

Camp® XXI mage

ABDO - Lumbo-sacral tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet. Denna modell är speciellt lämplig för patienter med kraftigt magparti. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas av patienter med svag handfunktion då snörningen är mycket enkel att reglera. Tvådelad kardborrlåsning i sidan ger god justeringsmöjlighet och underlättar vid påtagning.

Användningsområden: Ryggsmärta eller rygginsufficiens hos personer med kraftigt magparti.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
29434	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	31 cm



Camp® XXI TLSO

TLSO - Thoraco-lumbo-sacral tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet. Passar både rak och midjsvängd figurtyp. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas för patienter med svag handfunktion då all kraft kan justeras med snörningen i kombination med de stabila banden. Polstrade axelband på skulderdelen gör att ortosen inte skaver. Axelbanden kryssas bak på bröstryggen och fästs på framsidan. Kardborrlåsning mitt fram.

Användningsområden: Osteoporos och kyfos.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
29437	Beige	Small	85-95 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Medium	95-105 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Large	105-115 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	X-Large	115-125 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	XX-Large	125-135 cm	51 cm	21 cm





VRTX LSO

VRTX LSO ger bålstabilitet och riktad kompression utformad för att stödja den nedre delen av ryggraden hos traumapatienter och postoperativa patienter. VRTX LSO:s tvådelade bivalvedesign möjliggör enklare anpassning och minskar behovet av att vända patienten under klinisk tillämpning. Ortosen har inbyggda sidopaneler som kan förlängas för att passa en mängd olika patientanatomier och SlickTrack Technology är inbyggd för en anpassningsbar kompressionsmängd. Den bomullsfodrade, allergivänliga skumvadderingen med öppna celler transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.

VRTX LSO kan enkelt stegras till TLSO eller CTLSO som en del av den interaktivitet som finns i VRTX-produktfamiljen.

Användningsområden: Postoperativt stöd, Dekonditionerad bålmskulatur, Postlaminektomisyndrom, Kirurgiska dekompressionsingrepp, Icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbråck, Ospecifik ländryggssmärta, Kronisk ländryggssmärta, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Art. nr.	Modell	Storlek	Omkrets	Höjd bak	Höjd fram
48085	VRTX LSO	X-small	66-91,5 cm	39,37 cm	20,32 cm
48085	VRTX LSO	Standard	78,7-127 cm	44,45 cm	25,4 cm
48085	VRTX LSO	X-large	129,5-177,8 cm	49,53 cm	25,4 cm
48086	Extra polstring för nedre ryggraden	X-Small			
48086	Extra polstring för nedre ryggraden	Standard			
48086	Extra polstring för nedre ryggraden	X-large			

VRTX TLSO

VRTX TLSO erbjuder idealisk rörelsebegränsning för akuta thorakolumbala ryggradstrauman och postoperativa patienter. Den ger stöd från T9 till S1. VRTX TLSO:s förenklade tvådelade bivalvade design gör det möjligt för läkarna att applicera ortosen i ryggläge, vilket minskar mängden förflyttning av patienten. Förbättrade band under armarna ger optimal stabilisering och komfort. Ortosen har inbyggda sidopaneler som kan förlängas för att passa en mängd olika patientanatomier och SlickTrack Technology är inbyggd för en anpassningsbar kompressionsmängd. Den bomullsfodrade, allergivänliga skumvadderingen med öppna celler transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skum ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned.



VRTX TLSO kan enkelt stegas ned till LSO eller stegas upp till CTLSO som en del av den interaktivitet som finns i VRTX-produktfamiljen.

Användningsområden: Postoperativt stöd, Dekonditionerad bålmskulatur, Postlaminektomisyndrom, Kirurgiska dekompressionsingrepp, Icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Ospecifik ländryggssmärta, Kronisk ländryggssmärta, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Art. nr.	Modell	Storlek	Omkrets	Höjd bak	Höjd fram
48084	VRTX LSO	X-small	66-91,5 cm	31,75 cm	31,75-43,18 cm
48084	VRTX LSO	Standard	78,7-127 cm	36,83 cm	36,83-50,80 cm
48084	VRTX LSO	X-large	129,5-177,8 cm	36,83 cm	36,83-50,80 cm
48086	Extra polstring för nedre ryggraden	X-Small			
48086	Extra polstring för nedre ryggraden	Standard			
48086	Extra polstring för nedre ryggraden	X-large			



VRTX CTLSO

VRTX CTLSO erbjuder idealisk rörelsebegränsning för akuta thorakolumbala ryggradstrauman och postoperativa patienter. Den heltäckande standardlösningen för cervical- och korsbensområdet erbjuder specialdesignade funktioner, sparar resurser och påskyndar patientvården. VRTX CTLSO har en symmetrisk ryggdesign, kortare laterala sidor och fönster för tidsstämpling vid byte av polstring, vilket ger en förbättrad passform. Den förenklade tvådelade bivågade designen möjliggör enklare anpassning och minskar behovet av att vända patienten under klinisk tillämpning. Optimal rörelsebegränsning med axelremmar för stabilisering av patientens rörelse. Den bomullsfodrade, allergivänliga skumvadderingen med öppna celler transporterar bort fukt från huden och låter luftflödet torka upp eventuell fukt. Tätt, klickbart skumvaddering ger extra dämpning för att förhindra att huden bryts ned. VRTX CTLSO kan trappas ned till TLSO eller LSO beroende på patientens behov.

Användningsområden: Postoperativt stöd, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Kyfos, Spondylos (artros/degenerativ ledsjukdom).

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Övrigt: Rygggradsapplikation C1-S1.

Uppgradera VRTX TLSO enkelt med uppgraderingssetet VRTX CTLSO.

Art. nr.	Modell	Storlek	Omkrets	Höjd bak	Höjd fram
48082	VRTX CTLSO	X-Small	66-91,5 cm	57,15-67,31 cm	38,10-63,50 cm
48082	VRTX CTLSO	Standard	78,7-127 cm	59,69-69,85 cm	45,72-71,12 cm
48082	VRTX CTLSO	X-Large	129,5-177,8 cm	59,69-69,85 cm	45,72-71,12 cm
48083	VRTX CTLSO Uppgraderingskit	X-Small			
48083	VRTX CTLSO Uppgraderingskit	Standard/ X-Large			
48087	Axelremssats				

Vista LSO LoPro

Vista® LSO LoPro kombinerar komfort och stöd på ett optimalt sätt, vilket främjar snabb återhämtning och återgång till rörlighet. Den låga profilen är speciellt designad för att ge nödvändig rörelsebegränsning och kan bäras diskret under löst sittande kläder. Justerbarheten i en storlek gör att Vista LSO LoPro kan anpassas till Vista Lumbar och passar bekvämt midjemått från 66-152 cm.

Användningsområden: Postoperativt stöd, Dekonditionerad bål原因muskulatur, Postlaminektomisyndrom, Kirurgiska dekompressionsingrepp, Icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Ospecifik ländryggssmärta, Kronisk ländryggssmärta, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi.

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbingar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Övrigt: Ryggradsapplikation T9-S1.

Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått
48113	Vista LSO LoPRO	One Size	66-152 cm



Vista TLSO

Vista® TLSO ett mångsidigt alternativ som ger en hög grad av rörelsebegränsning genom patientens mitt-thoraxregion, utan att kompromissa med komforten under läkningsprocessen. De tre olika konfigurationerna för axelremmarna och tekniken för höjjustering anpassar sig efter alla kroppstyper för en effektiv och bekväm passform. Med många möjligheter till anpassning kan den justerbara Vista TLSO i one-size-storlek användas i de andra två Vista Lower Spine-konfigurationerna och passar bekvämt midjestorlekar från 66 till 152 cm. Enkel åtkomst för modifiering då alla strukturella komponenter lätt kan tas bort och värmeformas, böjas eller trimmas för att anpassa sig till individuella patientförhållanden.

Användningsområden: Postoperativt stöd, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Kyfos, Spondylos (artros/degenerativ ledsjukdom).

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbingar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Övrigt: Ryggradsapplikation T9-S1.

Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått
48115	Vista TLSO	One Size	66-152 cm





Vista Lumbar

Vista® Lumbar är basen i Vista-serien för ländryggsstöd. Med det innovativa Super SlickTrack™-systemet ger Vista Lumbar direkt kompression och ökad stabilitet för bålen, vilket avlastar trötta muskler som krampar och orsakar smärta. Stödet är justerbart i en storlek och passar midjemått från 66 till 152 cm, vilket ger en bekväm och anpassad passform.

Användningsområden: Postoperativt stöd, Dekonditionerad bålmskulatur, Postlaminektomisyndrom, Kirurgiska dekompressionsingrepp, Icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Ospecifik ländryggssmärta, Kronisk ländryggssmärta, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi.

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar

Övrigt: Rygggradstillämpning L1-L5

Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått
48114	Vista Lumbar	One Size	66-152 cm

Aspen® LSO

Aspen® LSO är en rigid ortos som ger en vetenskapligt bevisad grad av rörelsebegränsning, samtidigt som den ger möjlighet att justera ortosen efter behov för varje enskild patient. Den är lätt att modifiera eftersom alla strukturella komponenter enkelt kan tas bort och kan värmeformas, böjas eller trimmas. Easy LeverLatch™ Closure ger patienten en stark mekanisk fördel som gör det enkelt och effektivt att dra åt ortosen för bättre rörelsebegränsning och ortosen komprimerar bålen stadigt och jämnt. Ett stort ländryggsfönster ger obehindrad sikt och fysisk åtkomst för bättre patientvård. Ger maximalt luftflöde för förbättrad komfort.

Aspen® LSO är en del av Aspen® Lumbosacral Bracing System™ och den modulära designen av LSO, LSO LoPro och TLSO möjliggör anpassning och upp- eller nedtrappning parallellt med patientens övergripande framsteg.

Användningsområden: Postoperativt stöd, deconditionerad bålmskulatur, postlaminektomisyndrom, kirurgiska dekompressionsingrepp, icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, degenerativ disksjukdom, utbuktning eller diskbräck, ospecifik ländryggssmärta, kronisk ländryggssmärta, frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi.

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Övrigt: Rygggradstilläpning T9-S1

Art. nr.	Modell	Storlek	Omkrets	Höjd bak	Höjd fram
480900011	Aspen LSO kort	Small	66-99 cm	33 cm	
480900013	Aspen LSO kort	Large	91-124 cm	41 cm	
480910011	Aspen LSO hög	Small	81-119 cm	33 cm	
480910013	Aspen LSO hög	Large	112-150 cm	41 cm	
480940000	Aspen LSO/ TLSO Extra polstring				
480950000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Extra kort			28-34 cm
480960000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Kort			32-40 cm
480970000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Hög			37-46 cm





Aspen® LSO LoPro

Aspen® LSO LoPro är en rigid ortos som ger en vetenskapligt bevisad grad av rörelsebegränsning, samtidigt som det finns möjlighet att justera ortosen efter behov för varje enskild patient. LoPro-modellen har en lägre profil än den vanliga Aspen LSO och avtagbara sidopaneler. Den ger enkel åtkomst för modifiering eftersom alla strukturella komponenter enkelt kan tas bort och kan värmeformas, böjas eller trimmas. Easy LeverLatch™-stängning ger patienten en stark mekanisk fördel som gör det enkelt och effektivt att dra åt ortosen för bättre rörelsebegränsning samt komprimerar bälten stadigt och jämnt. Ett stort ländryggfönster ger obehindrad sikt och fysisk åtkomst för bättre patientvård. Ger maximalt luftflöde för förbättrad komfort. Aspen® LSO LoPro är en del av Aspen® Lumbosacral Bracing System™ och den modulära designen av LSO, LSO LoPro och TLSO möjliggör anpassning och steg upp eller ner parallellt med patientens övergripande framsteg.

Användningsområden: Postoperativt stöd, deconditionerad bålmskulatur, postlaminektomisyndrom, kirurgiska dekompressionsingrepp, icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, degenerativ disksjukdom, utbuktning eller diskbräck, ospecifik ländryggsmärta, kronisk ländryggsmärta, frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi.

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Övrigt: Rygggradstillämpning T9-S1

Art. nr.	Modell	Storlek	Omkrets
48088	Aspen LSO LoPro	Small	66-99 cm
48088	Aspen LSO LoPro	Large	91-124 cm
48088	Aspen LSO LOPRO	X-Large	117-158 cm
48089	Aspen LSO LoPro Extra polstring	Small/ Large	
48089	Aspen LSO LOPRO Extra polstring	X-Large	

Aspen® TLSO

Aspen® TLSO är ett mångsidigt alternativ som ger en hög grad av rörelsebegränsning genom patientens mitt-thoraxregion utan att kompromissa med komforten. VectorPoint™ bröstpanel anpassar sig till varje patients längd och profil. Den vadderade bröstpanelen förankrar korsettens fram- och baksida i en främre vektorpunkt i den övre bröstregionen.

Aspen® TLSO är lätt att modifiera eftersom alla strukturella komponenter är lätta att ta bort och kan värmeformas, böjas eller trimmas. Easy LeverLatch™-stängning ger patienten en stark mekanisk fördel som gör det enkelt och effektivt att dra åt ortosen för bättre rörelsebegränsning och ortosen komprimerar bålen stadigt och jämnt. Ett stort ländryggsfönster ger obehindrad sikt och fysisk åtkomst för bättre patientvård. Ger maximalt luftflöde för förbättrad komfort. Aspen® TLSO är en del av Aspen® Lumbosacral Bracing System™ och den modulära designen av TLSO, LSO och LSO LoPro möjliggör anpassning och upp- eller nedtrappning parallellt med patientens övergripande framsteg.



Användningsområden: Postoperativt stöd, deconditionerad bålmskulatur, postlaminektomisyndrom, kirurgiska dekompressionsingrepp, icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, degenerativ disksjukdom, utbuktning eller diskbräck, ospecifik ländryggssmärta, kronisk ländryggssmärta, frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi.

Kontraindikation: Postoperativt stöd, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Kyfos, Spondylos (artros/degenerativ ledsjukdom).

Övrigt: Rygggradstillämpning T3-S1

Art. nr.	Modell	Storlek	Omkrets	Höjd bak	Höjd fram
480920011	Aspen TLSO kort	Small	66-99 cm	33 cm	32-40 cm
480920013	Aspen TLSO kort	Large	91-124 cm	41cm	32-40 cm
480930011	Aspen TLSO Hög	Small	81-119 cm	33 cm	37-46 cm
480930013	Aspen TLSO Hög	Large	112-150 cm	41 cm	37-46 cm
480940000	Aspen LSO/ TLSO Extra polstring				
480950000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Extra kort			28-34 cm
480960000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Kort			32-40 cm
480970000	Aspen TLSO Uppgraderingskit	Hög			37-46 cm



Horizon Pro 627

Med sin låga profil i serien ger Horizon™ Pro 627 ländryggstöd, god bålstabilitet och riktad kompression. Aspens patenterade SlickTrack™-spänningssystem med 4:1 mekanisk fördelning gör att upptill och nedtill kan spännas åt oberoende av varandra. På så sätt kan patienten enkelt anpassa kompressionen efter behov. Horizon 627 ländryggstöd finns i en justerbar storlek som passar midjemått mellan 61 och 127 cm.

Användningsområden: Postoperativt stöd, Dekonditionerad bålsmuskulatur, Postlaminektomisyndrom, Kirurgiska dekompressionsingrepp, Icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Ospecifik ländryggssmärta, Kronisk ländryggssmärta, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi.

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Övrigt: Rygggradstillämpning L1-L5

Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått
48116	Horizon Pro 627	One Size	61-127 cm

Horizon Pro 631


Horizon™ 631 LSO är utformad för att ge bålstabilitet till trötta muskler som kan leda till akut och kronisk ländryggssmärta. Det ger en terapeutisk kompressionsnivå för patienter som återhämtar sig efter operation eller skada. Dess lågprofilerade design gör att den bekvämt kan bäras under kläderna. Horizon 631 LSO är justerbar i en storlek och passar bekvämt till midjemått mellan 61-127 cm. Aspens patenterade 4:1 mekaniskt fördelaktiga SlickTrack™ åtdragningssystem drar åt upptill och nedtill oberoende av varandra. På så sätt kan patienten enkelt anpassa kompressionen efter behov. För att ytterligare stödja patientens återhämtning kan Horizon-skenorna trappas ned till Horizon PRO 627 för behandling av återkommande sjukdomar.

Användningsområden: Postoperativt stöd, Dekonditionerad bålmuskulatur, Postlaminektomisyndrom, Kirurgiska dekompressionsingrepp, Icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Ospecifik ländryggssmärta, Kronisk ländryggssmärta, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi.

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbingar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Övrigt: Rygggradstillämpling T9-S1.

Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått
48117	Horizon Pro 631	One Size	61-127 cm





Horizon Pro 637

Horizon™ 637 LSO ger bålstabilitet och riktad kompression som är utformad för att stödja trötta muskler som orsakar sekundär ryggsmärta till följd av operation eller skada. Rörliga, styva sidopaneler ger stöd i sidled och en bekväm återhämtning. Horizon 637 LSO är justerbar i en storlek och passar bekvämt midjemått från 61-127 cm. Aspens patenterade 4:1 mekaniskt fördelaktiga SlickTrack™ åtdragningssystem drar åt upp till och ned till oberoende av varandra. På så sätt kan patienten enkelt anpassa kompressionen efter behov. För att ytterligare stödja patientens återhämtning kan den trappas ned till Horizon PRO 627 för behandling av återkommande besvär.

Användningsområden: Postoperativt stöd, Dekonditionerad bålmskulatur, Postlaminektomisyndrom, Kirurgiska dekompressionsingrepp, Icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, Degenerativ disksjukdom, Utbuktning eller diskbräck, Ospecifik ländryggssmärta, Kronisk ländryggssmärta, Frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi.

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Övrigt: Rygggradstillämpning T9-S1.

Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått
48118	Horizon Pro 637	One Size	61-127 cm

Horizon Pro 456

Horizon™ 456 TLSO är utformad för att ge rörelsebegränsning och skapa en optimal miljö för läkning i thorakolumbar- och ländryggen. Horizon 456 TLSO är bekväm att bära och lätt att ta på och av. Den är särskilt utformad för patienter med utmanande indikationer som kompressionsfrakturer, sprängfrakturer och hyperkyfos. Horizon-skenorna är justerbara i en storlek och passar bekvämt midjemått från 61-127 cm. Aspens patenterade 4:1 mekaniskt fördelaktiga SlickTrack™ åtdragningssystem drar åt upp till och ned till oberoende av varandra. På så sätt kan patienten enkelt anpassa kompressionen efter behov. För att ytterligare stödja patientens återhämtning kan den trappas ned till den andra Horizon PRO för behandling av återkommande sjukdomar.

Användningsområden: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbingar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbingar. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Övrigt: Rygggradstillämpling T3-S1

Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått
48119	Horizon Pro 456	One Size	61-127 cm





Summit 637

Aspen Summit 637 är en icke-elastisk LSO-skena som är utformad för att hjälpa till att begränsa rörelse och skapa en kontrollerad miljö för läkning. Den erbjuder ytterligare täckning jämfört med Summit 631.

Den fasta men flexibla ryggspanelen anpassar sig naturligt till patientens lordos för att ge extra strukturellt stöd och Aspens Super SlickTrack™-system har en oberoende övre och nedre åtdragningsmekanism som ger direkt kompression där det behövs, oavsett patientens styrka. Storleksmekanismen Sure Slot™ ger flera storlekar i en och samma korsett. Alla strukturella komponenter är lätta att ta bort och kan värmeformas, böjas eller trimmas för att passa individuella patientförhållanden. Välj mellan Summit 456 TLSO Summit 637 LSO och Summit 631 LSO baserat på graden av rörelsebegränsning som krävs. Varje korsett finns tillgänglig som en justerbar one size-version eller i originalstorlek (631 LSO endast som one size).

Användningsområden: Postoperativt stöd, deconditionerad bålmskulatur, postlaminektomisyndrom, kirurgiska dekompressionsingrepp, icke-kirurgiska dekompressionsingrepp, degenerativ disksjukdom, utbuktning eller diskbräck, ospecifik ländryggssmärta, kronisk ländryggssmärta, frakturbehandling, Spondylolys, Spondylolisthesis, Spinal stenosis, Ligamentsträckningar / Muskelsträckningar, Spondylos (artros / degenerativ ledsjukdom), Facettsyndrom, SI-dysfunktion, Sakroiliit, Radikulopati, Injektioner, Radiofrekvensablation, Lumbal Multifidus Muskelatrofi.

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som ortosen är tillverkad av. Svullnad i lymfvävnaden orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte får bära ortos enligt medicinska anvisningar.

Övrigt: Rygggradsapplikation T9-S1. Aspens Extension-panel ger 25 cm extra längd.

Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått
48103	Summit 637 LSO Justerbar	One Size	66-152 cm
48104	Summit 637	Small	66-86 cm
48104	Summit 637	Medium	84-107 cm
48104	Summit 637	Large	104-130 cm
48104	Summit 637	X-large	127-152 cm
48109	Förlängningspanel		

Summit 456 TLSO

Aspen Summit 456 är en inelastisk stödsele som är designad för att främja en mer naturlig hållning samtidigt som den erbjuder ett diskret alternativ till postkirurgisk TLSO. Den fasta men flexibla ryggspanelen formar sig naturligt efter patientens lordos för att ge extra strukturellt stöd, och Aspens Super SlickTrack™ System har en oberoende övre och nedre spännmekanism som ger direkt kompression där det behövs, oavsett patientens styrka. Teleskoperande axelband möjliggör höjdjustering för att passa olika patientanatomier. Sure Slot™-storleksmekanismen erbjuder flera storlekar i en sele. Alla strukturella komponenter kan enkelt tas bort och värmeforms, böjas eller kapas för att anpassas till individuella patientförhållanden. Välj mellan Summit 456 TLSO, Summit 637 LSO och Summit 631 LSO beroende på graden av rörelsebegränsning som krävs. Varje sele finns tillgänglig som justerbar i en storlek eller i originalstorlek (631 LSO endast i One size).

Användningsområden: Postoperativt stöd, degenerativ disksjukdom, utbuktande eller bråck på disk, frakturhantering, spondylolys, spondylolistes, spinal stenosis, kyfos, spondylos (artros/degenerativ ledgångssjukdom).

Kontraindikation: Hypersensitivitet eller allergier mot något av materialen som selen är tillverkad av. Svullnad av lymfvävnad orsakad av cirkulationsstörningar. Patienter som inte får bära sele enligt medicinska anvisningar.

Övrigt: Rygg tillämpning T3-S1. Aspens förlängningspanel erbjuder 25 cm extra längd.

Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått
48107	Summit 456 TLSO Adjustable	One Size	66-152 cm
48108	Summit 456	Small	66-86 cm
48108	Summit 456	Medium	84-107 cm
48108	Summit 456	Large	104-130 cm
48108	Summit 456	X-Large	127-152 cm
48109	Förlängningspanel		





Aspen Tri-Point FSO Justerbar

Aspen Tri-Point FSO är en frontalsagittal ortos som fungerar som ett avlastningsstöd och hjälper till att återställa en naturlig tyngdpunkt. Stödet kan användas av vuxna patienter med spinala felställningar och posturala obalanser i ryggraden. Det främjar en mer naturlig tyngdpunkt genom att använda ett inelastiskt kompressionssystem och applicerar krafter som samverkar för att förbättra inriktningen i alla tre anatomiska plan för en bättre hållning. Det universella stagets konstruktion kan justeras eller modifieras för att anpassas till patientens unika behov och placeras var som helst på bältet för att optimera stödet.

Användningsområden: Degenerativ skolios hos vuxna, idiopatisk skolios hos vuxna, ryggmärgsskada, cerebral pares, Parkinsons sjukdom, multipel skleros, Brown-Séquards syndrom, hemiplegi/post-CVA (stroke)..

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergi mot något av de material som skenan är tillverkad av. Svullnad i lymfatisk vävnad orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som inte kan bära korsett enligt medicinska anvisningar.

Övrigt: Rygggradstillämpning: Postural dysfunktion

Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått
48121	Aspen Tri-Point FSO Justerbar	One Size	61-114 cm

Aspen Active P-TLSO


Aspens Active Postural-TLSO är designad för att adressera symtomen som är förknippade med dålig hållning. Stödet är utformat för att aktivt påverka hållningen genom att ge mild support samtidigt som det aktiverar och stärker de nödvändiga musklerna som främjar korrekt ryggradsjustering. NEWmatix™ Systemet ger en mild påminnelse till patienten att dra tillbaka och ned axlarna, liksom en skulderbladsknipsövning som utförs under fysioterapi. Alla strukturella komponenter kan enkelt tas bort och kan värmeformas, böjas eller trimmas för att anpassa sig till individuella patientförhållanden. När patienten fortskrider i behandlingen kan stödet trappas ner. Axelband och ländryggsbälte kan tas bort och användas separat.

Användningsområden: Postoperativt stöd, degenerativ disksjukdom, diskbukning eller diskbräck, frakturhantering, spondylolys, spondylolisthes, spinal stenos, kyfos, spondylos (artros/degenerativ ledsjukdom).

Kontraindikation: Överkänslighet eller allergier mot något av materialen som stödet är tillverkat av. Svullnad av lymfatisk vävnad orsakad av cirkulationsrubbnings. Patienter som enligt medicinska instruktioner inte får bära ett stöd.

Övrigt: Tillämpning för ryggraden: postural dysfunktion.

Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått
48001	Aspen Active P-TLSO	One Size	61-127 cm
48002	Förlängningspanel		





Aspen

Lumbo 439

LSO - Tygkorsett i bomull som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Korsetten har genomgående resårinfällningar i vardera sida fram och öppna fjäderremmar bak. Fyra öppna sömmar i sidorna och öppen söm i ryggen ger stora anpassningsmöjligheter. Korsetten kan med fördel användas för patienter med svag handfunktion då den försluts med kardborrband genom vändsölja växelvis från höger/vänster.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Detta halvfabrikat har fyra öppna kanaler i ryggen för extra skenor. Dessa skenor ingår ej.

Art. nr.	Storlek	Midjemått	Höjd bak	Höjd fram
26439	76	76 cm	68 cm	55 cm
26439	84	84 cm	68 cm	55 cm
26439	92	92 cm	68 cm	55 cm
26439	100	100 cm	68 cm	55 cm





Kantband elastiskt

Ett elastiskt kantband för kantning av textila korsetter.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
25010	Vit	20 mm	175 m	Rulle
25010	Beige	20 mm	175 m	Rulle



Dragband

Stadigt dragband i nylongjord. Materialet är stabilt och ytan tillåter en vändsölja att glida utan motstånd. Den avklippta kanten försluts genom bränning.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd
29715	Vit	25 mm	50 m
29715	Beige	25 mm	50 m



Trevikt list

Trevikt list i bomull för färdigställande av korsett. Används som skenficka.

Art. nr.	Färg	Bredd	Förp.
25006	Beige	21 mm	50 m



Camp® ONE tillbehör

För komplettering med extra skenficka, när extra stabilitet önskas, finns det två bredder av skenficka samt tillhörande kantband att beställa.

Art. nr.	Modell	Storlek	Längd	Höjd bak
22183	Kantband grå	En storlek	125 m	-
22184	Material till skenficka grå	En storlek	30 m	25 mm

Ryggplatta

Hjärtformad ryggplatta i Campolite, klädd med frotté. Plattan fästs med kardborrband på korsetten eller gördeln. Utskuren för ryggraden i syfte att undvika tryck.

Art. nr.	Storlek	Bredd	Tjocklek	Höjd
22135	En storlek	18 cm	1 cm	16 cm



Navy™Xtra

Navy™Xtra är en gördel som kan anpassas efter behandlingsmålet. Ortosen kan användas vid stabilisering efter operation men även som lätt stöd under rehabilitering. Genom den individuellt formade ryggplattan och korsettens förstärkta främre del stabiliseras ryggen och bidra till smärtlindring. Ryggplattan är tillverkad av 3D-LITE™ material. Denna lågtemperaturplast andas, har låg vikt och är enkel att bearbeta även till de mest krävande patienter. Förstärkningarna på ortosens framsida kan enkelt tas ut. Den svarta textilen är av samma stabila och ventilerande material som används i vår serie med ryggtoser under varumärket NavyX™.


Användningsområden: Frakturer, Post-OP-Stabilisering, Post-OP disk-kirurgi, Degenerativa tillstånd i ryggraden, Diskbråck, Bukande disk, Spondylolistes, Spondylolys, Facettsyndrom, spinal stenosis.

Kontraindikationer: Instabil ryggrad.

Övrigt: Denna produkt skall enbart anpassas av en medicinskt utbildad person. Ryggdelen av 3D-LITE material kan värmas i ugn eller med värmepistol vid ca 80°C.

Art. nr.	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23563	X-Small	75 - 85 cm	28 cm	16 cm
23563	Small	85 - 95 cm	28 cm	16 cm
23563	Medium	95 - 105 cm	31 cm	16 cm
23563	Large	105 - 115 cm	31 cm	16 cm
23563	X-Large	115 - 125 cm	31 cm	16 cm
23563	XX-Large	125 - 135 cm	31 cm	16 cm





Hyperextensionsstöd C35+

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder för postoperativ behandling som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd, har en vridbar bröstplatta med gradering som gör det enkelt att ställa in vinkeln. Den nedre bygeln kan ställas i rörligt eller fast läge. Justerbar ryggplatta.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit

Art. nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
20355	C35+	Small	39-48 cm	74-86 cm
20355	C35+	Medium	42-51 cm	84-98 cm
20355	C35+	Large	44-52 cm	96-110 cm
20355	C35+	X-Large	48-57 cm	106-120 cm
20351	Extra bröstplatta	En storlek		
20352	Extra ryggplatta	Small/Medium		
20352	Extra ryggplatta	Large/X-Large		
20354	Extra band med spänne	Small/Medium		
20354	Extra band med spänne	Large/X-Large		
20356	Polstring till övre bygeln fram			

Hyperextensionsstöd C37

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och vidd, har en vridbar höftplatta och justerbar ryggplatta. Den nedre bygeln är justerbar i vinkeln.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit.

Art. nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
20370	C37	Small	43-50 cm	76-94 cm
20370	C37	Large	48-59 cm	94-114 cm
20351	Extra bröstplatta			
20352	Extra ryggplatta	Small/Medium		
20352	Extra ryggplatta	Large/X-Large		
20354	Extra band med spänne	Small/Medium		
20354	Extra band med spänne	Large/X-Large		
20356	Polstring till övre bygeln fram			



C35 Hydro

En hyperextensionskorsett som är tillverkad i ett vattentåligt material, och som därmed är passande för badterapi. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd och har en vridbar bröstplatta. Bäckensbågen kan låsas i valfri position. Stängs med snabbspännen. Polstringen är utbyttbar.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit. Avsedd för tillfällig användning vid badterapi.

Art. nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
20358	Hydro	Small	39 - 50 cm	60 - 75 cm
20358	Hydro	Medium	42 - 52 cm	75 - 90 cm
20358	Hydro	Large	45 - 59 cm	90 - 105 cm
20358	Hydro	X-Large	49 - 61 cm	105 - 115 cm
20359	Extra polstring	Small		
20359	Extra polstring	Medium		
20359	Extra polstring	Large		
20359	Extra polstring	X-Large		
20360	Extra band med spännen	En storlek		



Mått: Höjd: Mät från bröstben till pubis.



Mått: Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.

Cut-4-Custom TLSO

Cut-4-Custom är en korsett i 3D-LITE™ material som består av en fram- och en baksektion (pre-cut) med förmonterade band. De formas enkelt direkt på patienten för att få en individuellt anpassad stabil korsett. Korsettarna finns i LSO och TLSO för att möta ordinationer och olika patient-anatomier. Hitta rätt storlek genom att ta mått på patienten och jämför med storleksschemat. Välj en framsektion och en baksektion.

Användningsområden: Post-operativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.

Art. nr.	Modell	Storlek	Tjocklek	Höjd	Omkrets
64922	Fram	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64922	Fram	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64922	Fram	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64922	Fram	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm
64923	Bak	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64923	Bak	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64923	Bak	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64923	Bak	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm

MÅTTINSTRUKTIONER Cut-4-Custom, TLSO



Storlek

Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.

	Beskrivning	Omkrets i cm		Total höjd fram i cm	Total höjd bak i cm
		min	max		
TLSO	TLISO, S/M	70	90	42	42
	TLISO, M/L	85	110	48	48
	TLISO, L/XL	105	135	48	48
	TLISO, XL/XXL	105	135	54	54



TLISO fram



TLISO bak

BOSTON Overlap Brace

Prefabricerad korsett speciellt framtagen för behandling av kronisk eller tillfällig ländryggssmärta. Korsetten finns i 20 standardstorlekar och i flera olika tjocklekar och olika lordosgrader. Kan även beställas efter mått eller gipsavgjutning. Välj mellan polstrad och opolstrad. Modulen är tillverkad av polyeten. Skall användas tillsammans med linne. Band och D-ring ingår till varje korsett.

Användningsområden: Ländryggssmärta, spondylolistes, spondylot, osteoporos, pre- och postoperativt, spinal stenos och frakturer.

Övrigt: Korsetten kan endast beställas i vit polyeten. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär. Tillverkningsmanualer och studier finns att beställa från Kundsupport.

Art. nr.	Modell	Tjocklek
29690	Standardmodul 15°	1,5 mm
29694	Standardmodul 30°	3 mm
29695	Standardmodul 15°	3 mm
29697	Måttbeställd polstrad	3 mm
29698	Standardmodul polstrad 15°	3 mm
29696	Ryggfjädrar 20 cm	
29696-1	Ryggfjädrar 25,5 cm	
29696-2	Ryggfjädrar 30,5 cm	
29696-3	Ryggfjädrar 35,5 cm	
29691	Måttbeställd opolstrad	
29691	Måttbeställd polstrad	
29697	Måttbeställd polstrad	3 mm





BOSTON LITE™

Boston LITE™ är en vidareutveckling av "Soft Brace", som funnits på marknaden under många år. Nya tekniker har gjort det möjligt att skapa en korsett som är både tunnare och mer ventilerad men med samma stabilitet. Boston LITE har fått en del nya funktioner. Genom att förstärkningsmaterialet "bakas" in i plasten är det möjligt att göra hål i den mjukare plasten som finns mellan de olika förstärkningssegmenten. Korsetten levereras med en separat innerdel som tillverkas av en "3D-Spacer"-väv. Denna tillåter fukt och värme att absorberas så att huden hålls svalare och torrare, samtidigt som den fungerar som en polstring och fördelar trycket mot kroppen. Innerdelen används istället för ett vanligt linne. För en mer kosmetisk design har nya spännen utvecklats med en låg-profil och ett smidigare utseende.

Användningsområden: Neuromuskulära Skolioser, hållningskontroll och postoperativt stöd.

Övrigt: Denna korsett kan beställas i samma färger som Boston Soft Body Jacket. Kontakta Kundsupport för färgprover. Boston LITE finns enbart med öppning bak. Storlekarna för Boston LITE Liner täcker in 2 storlekar av modulen (J1 / J2 = storlek 1, J3 / J4 = storlek 2) "Boston LITE Måttbeställd (29726 och 29728) kan enbart fås i samma storleksomfång som standardstorlekarna J1 – Y4F, med 15 graders lordos och öppning bak." Till varje korsett ingår 1 st liner. Ytterligare liners kan beställas separat. En speciell bandlösning med spännen ingår.

Art. nr.	Modell	Beskrivning	Storlek	Lordosgrad
29725	Boston LITE Korsett	Modul, ej färdigställd	J1 - Y4F	15°
29726	Boston LITE Korsett	Modul, ej färdigställd	Måttbeställd	15°
29728	Boston LITE Korsett	Färdigställd	Måttbeställd	15°
29730	Separat liner	(se under Mått)	1 - 6	
29731	Extra band	Set av 3 band/spännen	En storlek	
29732	Plastspänne			

BOSTON Soft Body Jacket

Prefabricerad korsett avsedd för patienter med nedsatt muskelstyrka, svag bålkontroll eller som av andra anledningar inte klarar en rigid ortos. Modulen är tillverkad av hårdare polyetenfoam på utsidan samt mjukare polyetenfoam på insidan. Standardmodulen, finns i 30 storlekar, är vit, har 15° lordos, öppning bak samt öppna kanaler. Kan beställas i olika färger, lordoser, öppna eller slutna kanaler samt efter mått. Skall användas tillsammans med linne. Band och D-ring ingår till varje korsett.

Användningsområden: Neuromuskulära scolioser, hållningskontroll och postoperativt stöd.

Övrigt: Denna korsett kan beställas i flera olika färger som framgår av Beställningsformuläret. Kontakta Kundsupport för färgprover. Den kan även beställas med en extern ram som har heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Vid beställning av BSBJ med extern ram är grundmaterialet alltid vitt. Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär. Vid beställning av korsetter med slutna kanaler ska även dokumentet Soft Body Jacket Stay Chart fyllas i. Tillverkningsmanualer och studier finns att beställa från Kundsupport.

Art. nr.	Modell	Typ	Lordosgrad
29700	Måttbeställd med ram	N/A	
29707	Standardmodul	Öppna kanaler	15°
29708	Måttbeställd	Öppna kanaler	
29708	Måttbeställd	Öppna kanaler färdigställd	
29709	Standardmodul	Slutna kanaler	15°
29710	Måttbeställd	Slutna kanaler	
29710	Måttbeställd	Slutna kanaler färdigställd	
29719	Band med spänne	5 cm x 30,5 cm	
29719	Band med spänne	5 cm x 35,6 cm	



BOSTON Body Jacket

Body Jacket tillverkad av LDPE (low density polyeten) är avsedd för immobilisering av ryggraden. Kan beställas efter mått eller gipsavgiutning. Skall användas tillsammans med linne. Band ingår ej.

Användningsområden: Postoperativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.

Övrigt: Korsetten kan endast beställas i vit Polyeten (LDPE). Den kan beställas med heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär.



Art. nr.	Modell
29701	Måttbeställd färdigställd
29701	Måttbeställd



BOSTON Skolioskorsett

Väldokumenterad prefabricerad korsett för scoliosbehandling. Finns i 30 standardstorlekar i 0° eller 15° lordos, men kan även beställas efter mått eller gipsavgjutning. Modulen är tillverkad av polypropen som polstrats med polyetenfoam. Korsetten skall användas tillsammans med linne. Band och spännen ingår ej.

Användningsområden: Idiopatiska skolioser.

Övrigt: Korsetten kan endast beställas i vit Polypropen. Den kan beställas med heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär. Tillverkningsmanualer och studier finns att beställa från Kundsupport.

Art. nr.	Modell	Tjocklek
29704	Måttbeställd/Scan to fit	4 mm
29704	Måttbeställd färdigställd	4,5 mm
29705	Standardmodul 15°	4,5 mm
29706	Standardmodul 0°	4,5 mm



BOSTON Skoliosis Night Brace

Skolioskorsett avsedd att användas på natten. Korsetten ska användas minst 7 timmar/natt. Modulen är tillverkad av 3 mm copolymer och finns i två olika utföranden. En med avtagbar polstring och en med permanent polstring. Korsetten skall användas tillsammans med linne. Band och spännen ingår.

Användningsområden: Denna produkt är avsedd för behandling av idiopatisk skolios enligt följande riktlinjer; Mindre kurvstorlek: Cirka 25° - 45° Cobb-vinkel; Skelett omogna (Riser 0-3); Apex upp till maximalt Th9; Dubbla kurvaturer kan behandlas men kräver högre kompetensnivå. Det viktiga elementet i behandlingen av dubbla kurvaturer är förmågan att identifiera de primära och sekundära krökarna. Vid behandling av en dubbelkurvatur bör den primära vara den Thorakala. Om det är den Lumbala kröken som är den primära kontakta oss för vidare rådgivning.

Övrigt: Korsetten kan endast beställas i vit Copolymer. Den kan beställas med heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Vid beställning av heltäckande mönster är alltid innermaterialet vitt. En kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd Beställningsformuläret vid måttbeställningen. Tillverkningsmanual finns att beställa från Kundsupport.

Art. nr.	Modell	Typ
29722	Färdigställd - permanent polstring	Måttbeställd
29723	Ej färdigställd - permanent polstring	Måttbeställd

BOSTON korsett tillbehör

Här finner du olika tillbehör för färdigställande av Boston Skoliosmoduler. Det är förstärkningsset främre och bakre, svetstråd och pelotter.

Art. nr.	Modell	Storlek	Bredd	Längd	Vä/Hö
29711	Förstärkningsset Anterior	En storlek			
29711	Förstärkningsset Posterior	En storlek			
29713	Svetstråd plast		3 mm	1,2 m	
29713	Svetstråd plast		5 mm	1,2 m	
29715	Dragband vit		25 mm	50 m	
29715	Dragband beige		25 mm	50 m	
29750	Elastiskt material, vit		20 cm	1 m	
29753	Lumbar pad	Small			Vä/Hö
29753	Lumbar pad	Large			Vä/Hö



BOSTON Brace mönster och transfers

För olika Boston korsetter finns det mönster och transfers att välja. Dessa kan enbart väljas för måttbeställda korsetter. Inte för standardmoduler som lagerhålls.

Dessa gäller för Boston Soft Body Jacket, Boston Body Jacket, Boston Scolioskorsett och Boston Night Brace.

Art. nr.	Modell
29716	Transfer lösa
29717	Transfer monterade på korsett
29718	Helt mönster monterat på korsett



Se vår hemsida för tillgängliga mönster och transfers.

Storleksschema för Bostonkorsetter

Storlekstabell B.O.B

Storlek	Höft i cm	Midja i cm	Bröst i cm
1	71	51	66
1D	71	45	58,5
2	76	45	58,5
2D	76	51	63,5
3	81	71	76
3D	81	66	74
4	86,5	76	84
4D	86,5	58,5	69
5	91,5	81	89
5D	91,5	66	76
6	96,5	86,5	94
6D	96,5	74	84
7	101,5	91,5	99
7D	101,5	81	91,5
8	109	96,5	109
8D	109	84	91,5
9	114	100	114
9D	114	87	94
10	117	104	117
10D	117	96	101

Storleksschema Boston LITE

Storlek	Höft i cm	Midja i cm	Bröst i cm
15J1	54	40	49
15J2	58	42	51
15J3	62	45	54
15J4	64	47	56
15Y1	67	46	56
15Y1A	66	51	55
15Y2	71	47	60
15Y2A	72	55	62
15Y3	75	48	63
15Y3A	78	57	69
15Y4	79	51	64
15Y4F	80	57	66

Storlekstabell Scolios och Soft Body Jacket

Storlek	Höft i cm	Midja i cm	Bröst i cm
J1	54	40	49
J2	58	42	51
J3	62	45	54
J4	64	47	56
Y1A	66	51	55
Y1	67	46	56
Y2	71	47	60
Y2A	72	55	62
Y3	75	48	63
Y3A	78	57	69
Y4	79	51	64
Y4F	80	57	66
Y5	82	52	68
Y5F	82	58	68
Y6	84	56	73
Y6A	84	63	78
Y7	86	54	69
Y7F	86	60	69
Y7A	86	69	73
Y8	88	58	75
Y8F	88	64	75
Y8A	90	72	83
Y9	92	60	72
Y9A	92	63	69
Y9F	92	68	78
A1	94	62	76
A2	94	70	84
A2A	96	66	75
A3	97	68	80
A4	97	76	88

Standard Boston T linne

Boston T linne är perfekt att bära under en rigid ryggortos. Det vita linnet har rund hals och monolateral vinge i axillaområdet för att skydda mot ryggortosens övre kant. Det elastiska materialet säkerställer en skrynkelfri och tight passform under korsetten.

Den är tillverkad av 95,6 % CoolMax® och 4,4 % Lycra®. CoolMax® ger effektiv fukthantering som förflyttar svetten bort från kroppen och genom tyget där det snabbt avdunstar, vilket gör att användaren känner sig svalare och bekvämare.

Övrigt: Enkel vinge 2-ply

Art. nr.	Färg	Storlek	Bredd	Längd	Omkrets
29766	Vit	S	152 mm	483 mm	40-61 cm
29766	Vit	M	203 mm	533 mm	61-81 cm
29766	Vit	L	254 mm	711 mm	81-101 cm
29766	Vit	XL	305 mm	711 mm	101-122 cm



X-Static Boston T linne

X-Static Boston T är perfekt att bära under en rigid ryggortos. Den har samma fördelar som Standard T och levereras med bilaterala vingar i axillaområdena. X-Static®-fibrer hjälper till att transportera bort fukt från huden och förhindra lukt. Linnet har även svalkande och antistatiska egenskaper som håller användaren sval och bekväm.

Vingarna i axillaområdena består av 95,6 % polyester/X-Static®-blandning och 4,4 % Lycra®.

Övrigt: Dubbel vinge 2-ply

Art. nr.	Färg	Storlek	Bredd	Längd	Omkrets
29767	Grå	S	152 mm	483 mm	40-61 cm
29767	Grå	M	203 mm	533 mm	61-81 cm
29767	Grå	L	254 mm	711 mm	81-101 cm
29767	Grå	XL	305 mm	711 mm	101-122 cm

